



# CATALOGUE


- FRANÇAIS -

22 | 23



**génia**





## GÉNIA, UNE VISION COMMUNE

Depuis plus de 70 ans, Génia s'engage à proposer **des solutions innovantes au plus près des attentes des professionnels de la santé animale, notre cœur de métier.**

Animé par sa passion pour le monde animal, son esprit précurseur et son obsession de la qualité, Bernard Comminges a fait de cette petite entreprise familiale un groupe international dont la mission est de concevoir, fabriquer et distribuer une gamme complète de matériel vétérinaire.

Historiquement nos commerciaux sillonnaient la France pour réapprovisionner les cliniques à l'aide de camionnettes de démonstration. Aujourd'hui, les camionnettes ont disparu mais nous cultivons notre proximité avec les vétérinaires grâce à nos équipes commerciales en France et à l'international, qui informent et conseillent les professionnels de la santé animale contribuant ainsi à améliorer la technicité des équipes vétérinaires et le bien-être animal.

Cette histoire fait partie intégrante de l'ADN de Génia axé sur la qualité et la proximité avec les professionnels de la santé animale. Un héritage qui se perpétue par la fédération de nos équipes autour de **valeurs fortes comme la confiance, l'éthique et la qualité, et par notre fidélité à la vision du fondateur.**

Génia est aussi reconnue pour avoir mis au point une gamme de seringues hypodermiques en plexiglas résistant aux stérilisations répétées et à l'usure dans le temps. Cet esprit novateur soutient et anime le développement de nos productions depuis la création de Génia.

**Allier connaissance approfondie de la profession vétérinaire et innovation, le tout avec un souci permanent de créativité et réactivité,** favorise la réussite de nos collaborations avec les professionnels de la santé animale.

### AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DE NOS MARCHÉS

Les trente dernières années ont été particulièrement significatives en matière d'avancées, que ce soit par le lancement de plusieurs générations de produits innovants ou par la montée en puissance de nos capacités de production.

Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau cap dans la réponse aux attentes de nos clients en agissant en tant que groupe et au travers de nos filiales **en France et à l'international pour vous offrir un service de proximité et proposer des solutions techniques avancées et innovantes.**

### UN PARTENAIRE À LA POINTE DE LA RECHERCHE

Une implication quotidienne auprès des professionnels de la santé animale est à l'origine de la création d'outils toujours plus performants.

Notre service Recherche & Développement se distingue tout particulièrement par la mise au point de concepts innovants dont les qualités d'usage en font rapidement des références du marché :  **fils de suture, pistolets drogueurs, seringues automatiques...**

Ces nouveaux produits sont **conçus et mis au point dans notre usine de Saint-Hilaire-de-Chaléons et testés auprès d'utilisateurs partenaires.**

### UNE QUALITÉ CERTIFIÉE POUR UN SERVICE OPTIMISÉ

Le déploiement de la norme ISO 9001 depuis 2007 sur l'ensemble de nos processus, de la conception à la livraison en passant par les approvisionnements et la production, est un gage de qualité et de fiabilité dans la traçabilité de nos produits et de leur suivi.

**Cette certification engage toutes nos équipes dans une démarche d'amélioration continue afin d'établir un niveau de service maximum en toute confiance.**

#### DÉCOUVREZ L'OFFRE GLOBALE GÉNIA, À TRAVERS NOS DIFFÉRENTS SUPPORTS :



- Notre catalogue vous propose **un large choix, plus de 2 500 références** organisées en 9 familles de produits.
- Notre site Internet vous accueille pour vous présenter les nouveautés et vous donne un accès rapide à l'information que vous recherchez : **[www.genia.fr](http://www.genia.fr)**
- Notre service commercial est à votre écoute pour toutes études et demandes spécifiques
  - par téléphone : **+33 (0)2 40 03 24 17**
  - par email : **[genia@genia.fr](mailto:genia@genia.fr)**

## ■ DE BELLES PERSPECTIVES SUR LES MARCHÉS DE L'EUROPE ET DU GRAND EXPORT

Génia s'exporte depuis plus de 60 ans. Ce marché représente désormais plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la société.

L'export est abordé à l'aide de gammes de produits conçus spécifiquement en fonction des particularités de ces marchés. Le volume des exportations a permis d'augmenter les cadences de fabrication et de réaliser des économies d'échelle favorables à la réduction des coûts de production.

	Délégué Île de France	Tél: <b>+33 (0)6 09 64 10 88</b>
	Délégué Nord	Tél: <b>+33 (0)6 03 44 71 96</b>
	Délégué Nord Ouest	Tél: <b>+33 (0)6 27 61 05 23</b>
	Délégué Nord Est	Tél: <b>+33 (0)6 24 65 66 20</b>
	Délégué Sud Ouest	Tél: <b>+33 (0)6 16 52 56 37</b>
	Délégué Sud Est	Tél: <b>+33 (0)6 23 92 35 53</b>
	BELGIQUE	Tél: <b>+32 (0)4 72 20 02 83</b>
	ALLEMAGNE	Tél: <b>+33 (0)2 40 33 35 39</b>



 Europe, Moyen Orient, Afrique : **+33 (0)2 40 03 24 17**

Filiales :

 Amérique : **+1 917 576 8097**

 Asie : **+86 189 8857 3879**

 Océanie : **+61 4 28 112 151**


## ■ GÉNIA, UN GAGE DE QUALITÉ, SOURCE DE PERFORMANCE

Génia est certifié ISO 9001 depuis 2007.

L'engagement d'une performance continue et croissante pour ce qui est de l'organisation est un concept ancré au sein de notre équipe.

Fruit d'un investissement collectif, notre système de management de la qualité est une volonté de répondre aux besoins de nos clients en termes de délais, de produits et de relations commerciales qualitatives.

Notre démarche d'amélioration continue nous entraîne à grandir et à satisfaire quotidiennement nos clients, ce qui est pour nous un objectif, gage de pérennité.



## ■ GÉNIA, MAÎTRISE DE LA CONCEPTION

### 1. CONCEPTION DE PRODUITS : UNE RÉPONSE INNOVANTE ET SUR MESURE

Génia a toujours privilégié la recherche et le développement de nouvelles solutions venant simplifier les pratiques vétérinaires.

Notre bureau d'études est au cœur de ce dispositif d'amélioration constante de notre offre. D'une part, il fait évoluer nos produits actuels et complète nos gammes en prenant en compte les suggestions de nos clients. D'autre part, une forte expérience associée à une connaissance approfondie du métier vétérinaire lui permet de maîtriser la conception de nouveaux matériels qui deviennent des produits plébiscités par nos clients.

### 2. FABRICATION MAÎTRISÉE : DES SAVOIR-FAIRE INDISPENSABLES POUR INNOVER SUR LE MARCHÉ

Acteur majeur sur les marchés des instruments vétérinaires, Génia s'investit fortement sur son outil de production et l'intégration de nouvelles fabrications est un axe stratégique de développement.

La fabrication dédiée au petit matériel vétérinaire s'organise en six ateliers spécialisés :



- **L'atelier de décolletage :**

l'activité est ciblée principalement sur l'usinage du plexiglas pour la production des seringues Géniaplex et de l'acier pour la gamme osthéosynthèse.

- **L'atelier d'injection matière plastique :**

les moules placés dans des presses servent à produire une large gamme de produits tels que seringues, pistolets drogueurs, tire-tiques, boîtiers de suture ...



- **L'atelier électro-mécanique :**

il prend en charge la fabrication des clôtures, des aiguillons et des tatoueurs.

- **L'atelier salle blanche :**

cette unité conditionne et stérilise en salle blanche la gamme des sutures chirurgicales.




- **L'atelier de coutellerie :**

le site est spécialisé notamment dans la production des ciseaux chirurgicaux et de toilette, des articles de maréchalerie vétérinaire et intègre la réparation de l'instrumentation chirurgicale.

- **L'atelier Distinject :**

depuis 2015, il fabrique et assemble du matériel de contention et de capture d'animaux (projecteurs hypodermiques et accessoires, lassos...).



### 3. DISTRIBUTION : TOUT POUR VOUS LIVRER DÈS RÉCEPTION DE COMMANDE

La qualité et la diversité de nos familles de produits sont servies par une logistique exemplaire.

Le process livraison est totalement maîtrisé grâce à notre logiciel GPAO qui intègre le suivi d'une commande dès sa mise en production et la gestion des stocks jusqu'à l'expédition, dans le cadre d'une certification ISO 9001.

Possédant une capacité de stockage de 3 600 palettes, l'objectif de Génia est de garantir la disponibilité de nos produits, dans les meilleurs délais.



injection



chirurgie



orthopédie



hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale



toiletage

## SOMMAIRE

● Injection .....	7
● Chirurgie .....	37
● Orthopédie .....	57
● Hospitalisation .....	69
● Capture .....	87
● Protection .....	121
● Hygiène .....	127
● Rurale .....	133
● Toiletage .....	157
Index .....	159



## INJECTION

### Seringues hypodermiques

Seringues plexiglas .....	8
Seringues manuelles .....	10
Seringues semi-automatiques et automatiques .....	12
Seringues à usage unique .....	14
Pièces détachées pour seringues .....	16
Accessoires pour seringues .....	17

### Aiguilles

Aiguilles hypodermiques réutilisables .....	18
Aiguilles hypodermiques à usage unique .....	20
Aiguilles hypodermiques à usage unique détectables .....	22
Aiguilles spécifiques et accessoires aiguilles .....	23

### Perfusion, prélèvement, sondes

Cathéters .....	25
Perfusion .....	27
Sondes .....	34

## ■ GÉNIAPLEX

Seringues hypodermiques en plexiglas pour professionnels.

- Plexiglas tourné dans la masse et traité pour éviter les déformations et les craquelures.
- Pistons, axes, béquilles en acier inoxydable et chapeaux en zamac chromé.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.
- Stérilisation : résistantes à l'ébullition et à l'autoclave jusqu'à 125°C (30 min - 1,3 bars), mais pas à l'alcool.
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Entièrement démontables.
- Marquage des graduations indélébiles et de couleur noire.
- Embase Luer-Lock bibloc en laiton nickelé.

Livré sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi, un sachet de 6 joints supplémentaires et un flacon d'huile silicone 10 mL.

Sur demande :

- seringues à curseur,
- embases Luer-Lock monobloc Recordfix et Rotlauf.



IDÉAL POUR UN  
USAGE INTENSIF

Code	Modèle	Capacité	Joint	Graduation	Embase
100002	Standard	1 mL	9-14	0,1 mL	Centrée
100003	Standard	2 mL	9-14	0,1 mL	Centrée
100004	Standard	3 mL	9-14	0,1 mL	Centrée
100006	Long	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée
100007	Court	5 mL	14-20	0,5 mL	Centrée
100008	Standard	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée
100010	Standard	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée
100032	Standard	20 mL	20-28	1 mL	Centrée
100014	Long	30 mL	20-28	1 mL	Excentrée
100036	Long	30 mL	20-28	1 mL	Centrée
100012	Court	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée
100034	Court	30 mL	24-32	2 mL	Centrée
100018	Long	50 mL	24-32	2 mL	Excentrée
100040	Long	50 mL	24-32	2 mL	Centrée
100016	Court	50 mL	30-40	2 mL	Excentrée
100038	Court	50 mL	30-40	2 mL	Centrée
100022	Long	60 mL	24-32	2 mL	Excentrée
100020	Court	60 mL	30-40	2 mL	Excentrée
100026	Long	100 mL	30-40	2 mL	Excentrée
100048	Long	100 mL	30-40	2 mL	Centrée
100024	Court	100 mL	40-50	5 mL	Excentrée
100046	Court	100 mL	40-50	5 mL	Centrée
100028	Standard	200 mL	40-50	5 mL	Excentrée
100050	Standard	200 mL	40-50	5 mL	Centrée

p.16 [Retrouvez les embases et les joints](#)

p.18 [Retrouvez les aiguilles Delvo](#)

## ■ GÉNIAPLEX 300 ML

Seringue hypodermique en plexiglas pour professionnels.

- Tube en plexiglas extrudé.
- Fond, chapeau et piston en aluminium poli.
- Axe en aluminium et poignée en plastique très résistant.
- Entièrement démontable.
- Joint plat biseauté en silicone.
- Transformable en seringue drogueuse.
- Stérilisation : résiste à l'ébullition.
- Marquage des graduations indélébile et de couleur noire.
- Embase Luer-Lock bibloc centrée.
- Pour une transformation en seringue drogueuse, remplacer l'embase et l'adaptateur par une canule longue de diamètre 10 mm (réf. 187040 ou 186052 p. 138).

Livré sous sachet en polyéthylène avec un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone 10 mL.

Sur demande : embases Luer-Lock monobloc Recordfix et Rotlauf.



	Code	Modèle	Capacité
A	104850	Seringue hypodermique	300 mL

### PIÈCES DÉTACHÉES

	Code	Modèle
B	189625	Réducteur avec joint pour embase d'aiguille

p.16 [Retrouvez les embases et les joints](#)


## ■ GÉNIAPLEX RALLONGÉES

Seringues hypodermiques rallongées, du même type que les seringues Géniaplex pour professionnels.

- Caractéristiques identiques à celles des seringues Géniaplex.
- Longueur totale 65 cm.
- Rallonge rigide en aluminium anodisé.
- Réglage de la dose en vissant ou dévissant la rallonge qui passe au travers du chapeau de la seringue.
- Déverrouillage de la dose par dévissage du contre-écrou.
- Embase Luer-Lock monobloc, centrée.

Sur demande :

- autres longueurs,
- embases Recordfix et Rotlauf.



Code Réglable	Code Non réglable	Modèle	Capacité	Joint	Graduation
100410	100530	Court	5 mL	14-20	0,5 mL
100412	100531	Standard	10 mL	14-20	0,5 mL
100414	100532	Standard	20 mL	20-28	1 mL
100416	100533	Court	30 mL	24-32	2 mL
100418	100534	Court	50 mL	30-40	2 mL

p.16 [Retrouvez les embases et les joints](#)



## ■ GÉNIAMATIC AVEC TUYAU

Seringues automatiques Géniaplex avec tuyau 4/7 mm.

- Caractéristiques identiques à celles des seringues Géniaplex.
- Réglage de la dose en vissant ou dévissant la vis de réglage qui passe au travers du chapeau de la seringue.
- Déverrouillage de la dose par dévissage du contre-écrou.
- Aspiro-injecteur avec ressorts en acier inoxydable et billes en plastique ou métal.
- Embase Luer-Lock bibloc.

Livré dans une boîte en carton avec 1 m de tuyau en PVC souple, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile silicone mais **sans aiguille plongeuse**.

Sur demande : seringue capacité 0,3 mL ; 0,5 mL ; 1 mL ; 10 mL ; 20 mL.



Code	Capacité	Joint	Graduation	Plage de réglage
100451	2 mL	9-14	0,1 mL	de 0 à 2 mL
100453	5 mL	14-20	0,5 mL	de 0 à 5 mL

[p.23](#) Retrouvez les aiguilles plongeuses

[p.16](#) Retrouvez les embases et les joints

[p.16](#) Retrouvez le jeu de billes, ressorts et joints

## ■ GÉNIAMATIC RALLONGÉES

Seringues automatiques Géniaplex rallongées et réglables du même type que les seringues Géniamatic et les Géniaplex rallongées.

- Caractéristiques identiques à celles des seringues Géniaplex, Géniaplex rallongées et Géniaplex automatiques.
- Embase Luer-Lock bibloc, centrée.

Livré complet avec un tuyau 4/7 mm en PVC souple et une aiguille plongeuse de 20 cm.

Sur demande : seringue capacité 10 mL et 20 mL.



Code	Capacité	Joint	Graduation axe
100470	5 mL	14-20	0,5 mL

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
140504	Tuyau 1,5 m Ø 4/7 mm

[p.16](#) Retrouvez les embases et les joints

[p.16](#) Retrouvez le jeu de billes, ressorts et joints



## METALPLEX®

Seringues hypodermiques indéformables en plastique moulé avec graduations indélébiles en relief.

- Pistons, chapeaux et axes démontables en laiton nickelé.
- Stérilisation : résistantes à l'eau bouillante et à l'autoclave jusqu'à 134°C (30 min - 1,5 bars).
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.
- Embases en laiton nickelé.

Livré sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

Sur demande :

- seringues embase centrée en 20, 30 et 50 mL,
- embases Recordfix et Rotlauf.

Code monobloc	Code bibloc	Capacité	Joint	Graduation	Embase
102020	102030	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée
102021	102031	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée
102022	102032	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée
102023	102033	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée
102024	102034	50 mL	30-40	5 mL	Excentrée



p.16 [Retrouvez les embases et les joints](#)

p.17 [Retrouvez les canules drogueuses](#)

## METALPLEX® RALLONGÉES

Seringues hypodermiques rallongées, du même type que les seringues Metalplex®.

- Caractéristiques identiques à celles des seringues Metalplex®.
- Longueur totale 65 cm.
- Rallonge rigide en aluminium anodisé.
- Embases Luer-Lock monobloc, centrée.
- Non réglable.

Sur demande : embases Recordfix et Rotlauf.

Code	Capacité	Joint	Graduation
102600	10 mL	14-20	0,5 mL
102602	20 mL	20-28	1 mL
102603	30 mL	24-32	2 mL
102605	50 mL	30-40	5 mL



p.16 [Retrouvez les joints](#)

## DOSIPLEX

Seringues hypodermiques indéformables du même type que les seringues Metalplex® et Elplex®, avec un curseur.

- Caractéristiques identiques à celles des seringues Metalplex® et Elplex®.
- Embases monobloc, centrées.
- Chapeaux renforcés en plastique transparent.
- Axes-béquilles en zamac chromé avec méplat et graduations en relief.
- Pistons et curseurs en laiton nickelé.

Livré sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

Sur demande :

- seringues embase excentrée en 20, 30 et 50 mL,
- embases bibloc, Recordfix et Rotlauf.

Code	Capacité	Joint	Graduation
102210	5 mL	9-14	0,5 mL
102211	10 mL	14-20	1 mL
102212	20 mL	20-28	1 mL
102213	30 mL	24-32	1 mL
102214	50 mL	30-40	5 mL



p.18 [Retrouvez toutes les aiguilles](#)

## ■ SYRMAN HYPODERMIQUE

Seringues hypodermiques en matière plastique translucide avec graduations indélébiles en relief.

- Stérilisation : résistantes à l'eau bouillante et à l'autoclave.
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Entièrement démontables.
- Joint torique en silicone.
- Transformables en seringues drogueuses.
- Piston, axe, béquille en plastique très résistant.
- Embases centrées.
- Pour une transformation en seringue drogueuse, remplacer l'embase et l'adaptateur par une canule longue de diamètre 10 mm (réf. 187040 ou 186052, p. 138).

Livré sous sachet en polyéthylène avec un réducteur, un joint (réf. 189500), une embase Luer-Lock bibloc et un flacon d'huile silicone 10 mL.

Sur demande : embases monobloc, Recordfix ou Rotlauf.

### SERINGUES

	Code	Modèle	Capacité
A	104800	Seringues hypodermiques complètes	300 mL
	104801	Seringues hypodermiques complètes	450 mL
B	104804	Seringues avec embase sonde utérine truite	450 mL

### ACCESSOIRES

	Code	Modèle
C	187032	Embase sonde utérine (p.16)
D	189625	Réducteur avec joint pour embase d'aiguille (p.138)



p.16 [Retrouvez les embases et les joints](#)

## ■ ELPLEX®

Seringues hypodermiques en plastique moulé avec graduations en relief.

- Piston, chapeau et béquille en plastique, axe en laiton nickelé, ensemble non-démontable.
- Résistantes à l'eau bouillante et stérilisables à l'autoclave jusqu'à 134°C (30 min - 1,5 bars).
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.
- Embases en laiton nickelé.

Livré sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

Sur demande :

- seringues embase centrée en 20, 30 et 50 mL,
- embases Recordfix et Rotlauf.



## ■ POLYMEX


Seringues hypodermiques du même type que les seringues Elplex® mais en matière plastique translucide.

- Caractéristiques identiques à celles des seringues Metalplex® et Elplex®.
- Graduations en relief.
- Indéformables.
- Embases monobloc.

Livré sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

Sur demande :

- seringues embase centrée en 20, 30 et 50 mL,
- embases Recordfix et Rotlauf.



Code Monobloc	Code Bibloc	Capacité	Joint	Graduation	Embase
103002	103010	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée
103003	103011	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée
103004	103012	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée
103005	103013	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée
103006	103014	50 mL	30-40	5 mL	Excentrée
103504	-	20 mL	20-28	1 mL	Centrée
103505	-	30 mL	24-32	2 mL	Centrée
103506	-	50 mL	30-40	5 mL	Centrée

Code	Capacité	Joint	Graduation	Embase
104000	5 mL	9-14	0,1 mL	Centrée
104002	10 mL	14-20	0,5 mL	Centrée
104003	20 mL	20-28	1 mL	Excentrée
104004	30 mL	24-32	2 mL	Excentrée
104005	50 mL	30-40	5 mL	Excentrée

p.16 [Retrouvez les embases et les joints](#)

p.16 [Retrouvez les embases et les joints](#)



## REVOLROUX

Seringues semi-automatiques administrant une dose fixe.

- Graduations de 0,25 à 5 mL en fonction des modèles.
- Cuves en verre et joints en silicone.
- Embases Luer-Lock.



Code	Capacité	Graduation
107800	10 mL	0,25 - 0,5 - 1 mL
107803	20 mL	0,5 - 1 - 2 - 3 - 3,5 mL
107805	30 mL	1 - 2 - 3 - 4 - 5 mL
107810	50 mL	1 - 2 - 3 - 4 - 5 mL

Surconditionnement :  
carton de 25 boîtes

### ACCESSOIRES

Code	Modèle

## ROUX RALLONGÉE

Seringue semi-automatique administrant une dose fixe.

- Graduation de 1 à 5 mL.
- Cuve en verre et joint en silicone.
- Embase Luer-Lock.



Code	Capacité	Dose

### ACCESSOIRES

Code	Modèle

## TUBMATIC®

Seringues automatiques en plastique moulé avec 1,5 m de tuyau 4/7 mm et graduations du réservoir en relief.

- Entièrement démontables.
- Stérilisation : résistantes à l'eau bouillante et à l'autoclave à 134°C (autoclave : démonter entièrement la seringue ; ne pas stériliser les poignées).
- Encombrement dans la main réduit pour une dose identique aux modèles standard grâce au système breveté qui élimine l'empilage du ressort et de la vis de réglage.
- **Confort** complété par 2 possibilités de tenue en main.
- Réglage de la dose en vissant ou en dévissant le réservoir au niveau de la poignée avant. Cette innovation rapproche considérablement la main de l'opérateur de l'animal, d'autant plus que la dose est faible, offrant **précision** et maniabilité.
- Poignées antidérapantes ergonomiques avec articulation en V, constituant un bras de levier, source de **puissance** et d'agrément.
- Lubrification aisée du joint de réservoir en retirant l'ensemble monobloc de l'aspiro-injecteur avant.
- Aspiro-injecteur avec ressorts en acier inoxydable et billes en plastique rectifiées et polies : limite les adhérences aux parois.
- Blocage de l'aiguille sur son embase Luer par un capuchon avec une surface plane pour escamoter l'embase de l'aiguille et ne pas blesser l'animal.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston pour les modèles avec embase plastique (A) et toriques pour les modèles avec embase métal (B).
- Matériaux techniques, neutres aux produits pharmaceutiques courants.

Livré sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile silicone 10 mL.



A Embase plastique Luer + capuchon  
B Embase en laiton nickelé Luer-lock monobloc interchangeable ou Recordfix et Rotlauf sur demande

Facilite la lecture

### TUBMATIC® AVEC TUYAU

Code	Code	Capacité	Graduation
A	B		
Embase plastique	Embase métal		
105000	105002	2 mL	0,1 mL
105010	105012	5 mL	0,5 mL

## FLAMATIC®

Seringues automatiques en plastique moulé avec graduations du réservoir en relief.

- Caractéristiques identiques à celles des seringues Tubmatic®.
- Porte-flacon à l'arrière pour un meilleur appui, une bonne maniabilité et l'utilisation de flacons de 10 à 100 mL. Cette disposition innovante assure souplesse et liberté du geste.
- Écrous pouvant recevoir 3 diamètres de goulots, c'est-à-dire tous les modèles connus sur le marché :
  - flacons de 5 mL,
  - flacons de 10 à 100 mL et autres,
  - flacons de 250 et 500 mL à gros goulots.

Livré sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile silicone 10 mL.



### C FLAMATIC® AVEC ÉCROU

Code embase plastique	Code embase métal	Capacité	Graduation
105020	105022	2 mL	0,1 mL
105025	105027	5 mL	0,5 mL

### D FLAMATIC® AVEC PORTE-FLACON

Code embase plastique	Code embase métal	Capacité	Graduation
105080	105082	2 mL	0,1 mL
105085	105087	5 mL	0,5 mL

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
106196	Jeu de clapets et ressorts (communs à tous les modèles)
140504	Tuyau 1,5 m Ø 4/7 mm

p.16 Retrouvez les embases et les joints





COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D'ÉCROUS FLAMATIC®



**INJECTMASTER® TUYAU**

Code A	Code B	Modèle	Capacité	Graduation
Embase plastique	Embase métal			
186313	186312	Dose fixe tuyau	1 mL	-
186321	186320	Dose fixe tuyau	2 mL	-
186329	186328	Dose fixe tuyau	5 mL	-
186315	186314	Dose réglable tuyau	1 mL	0,1 mL
186323	186322	Dose réglable tuyau	2 mL	0,2 mL
186331	186330	Dose réglable tuyau	5 mL	0,5 mL



**INJECTMASTER® PORTE-FLACON\***

Code C	Code D	Modèle	Capacité	Graduation
Embase plastique	Embase métal			
186309	186308	Dose fixe porte-flacon	1 mL	-
186317	186316	Dose fixe porte-flacon	2 mL	-
186325	186324	Dose fixe porte-flacon	5 mL	-
186311	186310	Dose réglable porte-flacon	1 mL	0,1 mL
186319	186318	Dose réglable porte-flacon	2 mL	0,2 mL
186327	186326	Dose réglable porte-flacon	5 mL	0,5 mL

\*Livré sans jeu d'écrous.

**ACCESSOIRES**

Code	Modèle
106155	Jeu de 3 écrous (T1, T2, T3)
186790	Jeu de clapets, ressorts, joints et tétine
140504	Tuyau 1,5 m Ø 4/7 mm

p.16 Retrouvez les embases et les joints



Retrouvez les versions vidéo sur notre site internet et sur Youtube !



Présentation



Mode d'emploi



## DISPOJECT® SERINGUES 3 PIÈCES

Seringues à usage unique sans aiguille, en polypropylène.

- Sans latex, sans silicone, sans DEHP, sans BPA et sans styrène.
- Piston pointu du modèle 1 mL pour éviter la perte de produit sur les petits volumes.
- Lecture aisée et rapide des graduations.
- Embase Luer, hors seringue de gavage.

Livré sous emballage individuel stérile, par boîte de 30, 50 ou 100.



1 mL modèle tuberculine

EXCELLENTE GLISSE | PAS DE PERTE DE PRODUIT

Code	Capacité	Graduation	Embase	Cond.	S/Cond.**
107140	1 mL*	0,1 mL	Centrée	x 100	x 36
107142	2 mL	0,1 mL	Centrée	x 100	x 32
107144	5 mL	0,2 mL	Centrée	x 100	x 24
107146	10 mL	0,2 mL	Excentrée	x 100	x 15
107148	20 mL	1 mL	Excentrée	x 50	x 16
107150	30 mL	1 mL	Excentrée	x 50	x 12
107152	50 mL	1 mL	Excentrée	x 30	x 12
107154	50 mL	1 mL	Gavage	x 30	x 12

\*Modèle à tuberculine.

\*\*Nombre de boîtes.



## DISPOJECT® SERINGUES 2 PIÈCES

Seringues à usage unique sans aiguille, en polypropylène.

- Sans latex, sans silicone, sans DEHP, sans BPA et sans styrène.
- Embase Luer.

Livré sous emballage individuel stérile, par boîte de 50 ou 100.

Code	Capacité	Graduation	Embase	Cond.	S/Cond.*
107162	2 mL	0,1 mL	Centrée	x 100	x 25
107164	5 mL	0,2 mL	Centrée	x 100	x 20
107166	10 mL	0,2 mL	Excentrée	x 100	x 12
107168	20 mL	1 mL	Excentrée	x 50	x 16

\*Nombre de boîtes.



p.21 Retrouvez les aiguilles hypodermiques à usage unique




## DISPOJECT® SERINGUE À INSULINE STANDARD

Seringue 3 pièces 40 UI de 1 mL avec aiguille extra-fine surmoulée de 29G.

- Stérile, usage unique, sans latex.
- Aiguille avec un capuchon de protection.

Livré sous emballage individuel stérile, par boîte de 100.



Code x 100	Capacité	Graduation
107135	1 mL	1 UI

Surconditionnement :  
carton de 36 boîtes




## DISPOJECT® SERINGUE À INSULINE SÉCURISÉE

Seringue 3 pièces 40 UI de 1 mL avec aiguille extra-fine surmoulée de 29G.

- Stérile, usage unique, sans latex.
- Seringue à insuline sécurisée avec un système unique et innovant de protection permettant de bloquer l'aiguille une fois la seringue utilisée afin de ne pas se piquer.
- Apporte sécurité et confort à l'utilisateur.

Livré sous emballage individuel stérile, par boîte de 100.




**VERROUILLEZ,  
VOUS ÊTES  
SÉCURISÉ !**

Code x 100	Capacité	Graduation
107136	1 mL	1 UI

Surconditionnement :  
carton de 20 boîtes



Retrouvez la version vidéo  
sur notre site internet !



## ADAPTATEURS SERINGUES

Adaptateurs en laiton nickelé pour tuyau PVC 4/7.



	Code	Modèle
A+B	106050	Luer-Lock mâle/olive
A	106046	Luer mâle/olive
B	109304	Raccord Luer-Lock
C	106048	Luer femelle/olive
D	106051	Olive mâle/pas de vis pour seringues hypodermiques
E	140482	Luer mâle/Record mâle (plastique) pour Imoplast (p.32)
F	106008	Embout olive pour embases d'aiguille de rallonge injection (p.17)

## EMBASES

Embases pour seringues Géniaplex®, Metalplex®, Elplex®, Polymex, Flamatic® et Tubmatic® métal.

Livré avec joint.




	Code	Modèle
A	109300	Embase Luer-Lock monobloc
B+C	109306	Embase Luer-Lock bibloc
B	109302	Embase Luer fileté
C	109304	Raccord Luer-Lock
D+E	109312	Embase Recordfix
D	109310	Embase Record (Pravaz) fileté
E	109314	Raccord Recordfix
F	109308	Embase à vis (Rotlauf)
G	187032	Embase sonde utérine, utilisation sans réducteur (seringue Syrman)

## ASPIRO-INJECTEURS

Aspiro-injecteurs pour seringues automatiques Géniamatic.

- Décolletage de précision en laiton chromé.
- Billes rectifiées et polies pour limiter les adhérences aux parois.
- Embase Luer-Lock interchangeable.

Livré complet avec 1 mètre de tuyau 4/7.



p.9 Retrouvez toutes les seringues Géniamatic

	Code	Modèle
A	106032	Aspiro-injecteur pour Géniamatic avec tuyau de 0,3 à 0,5 mL
	106030	Aspiro-injecteur pour Géniamatic avec tuyau de 1 à 20 mL
B	106033	Aspiro-injecteur pour Géniamatic porte-flacon de 0,3 à 0,5 mL
	106034	Aspiro-injecteur pour Géniamatic porte-flacon de 1 à 20 mL

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
106043	Jeu de billes, ressorts et joints (pour tous les aspiro-injecteurs Géniamatic)

## JOINTS DE SERINGUES

Joint communs aux seringues Géniaplex normales et automatiques, Metalplex®, Elplex®, Polymex, Tubmatic®, Flamatic® et Drugmatic, modèles plastique, seringues à curseur, seringues rallongées normales et automatiques.


- Joints plats en silicone (sauf les 0,3 et 0,5 mL en nitrile de forme torique), moulés aux normes Génia, biseautés, très résistants avec un nombre de shore constant et uniforme sur toute la surface, hydrophobes, anti-adhérents.
- Assurent une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.

Livré par 6.

Sur demande : joints en vrac à partir de 100 pièces.

	Code x 6	Modèle	Joint
A	109253	0,3 mL	4-14
B	109257	0,5 mL	5-14
C	109265	1, 2, 3, 5 mL long	9-14
D	109266	5 mL court, 10 mL	14-20
E	109267	20, 30 mL long	20-28
F	109268	30 mL court, 50 mL long, 60 mL long	24-32
G	109269	50 mL court, 60 mL court, 100 mL long	30-40
H	109270	100 mL court, 200 mL long, 300 mL plexi	40-50

p.8 Retrouvez toutes les seringues



Échelle 1/1



## SILIGLISS

Huile silicone épaisse pour la lubrification (joints de seringues et pistolets drogueurs, projecteurs...).



Code	Modèle	Cond.
106023	Tube de 10 mL	x 40
106021	Tube de 30 mL	x 20
106024	Tube de 1 L	L'unité

## CANULES DROGUEUSES

Canules drogueuses en laiton s'adaptant sur les seringues hypodermiques et Drugmatic (p.136).

- Longueur 10,5 cm.
- Diamètre 6 mm.
- Pour moutons, chèvres et petits animaux.




	Code	Modèle
A	106025	Modèle Luer-Lock se fixant sur l'embase
B	187036	Modèle à vis se vissant à la place de l'embase

## RALLONGE POUR INJECTION

Rallonge légère et rigide de 70 cm pour injections à distance.

- 0,80 m de tuyau armé entre la seringue et la rallonge.
- S'adapte sur tout type de seringues.
- Aluminium anodisé.
- Tuyau armé permettant l'injection de produits épais.
- Embase Luer-Lock monobloc.
- Poignée en plastique.
- Longueur totale du tuyau : 1,50 m (volume 19 mL).

*Sur demande : autres longueurs et embases disponibles.*



	Code	Modèle
	106002	Rallonge complète 70 cm
	106007	Tuyau armé (le mètre)
A	106048	Adaptateur olive/Luer femelle
B	106008	Embout olive pour embases d'aiguilles
C	109300	Embase Luer-Lock monobloc

## HARNAIS D'INJECTION

Harnais polyvalent (injection, Pour-On ou drogage) conçu pour apporter confort et sécurité aux opérateurs.

- Deux poches poitrine avec double fermeture éclair pouvant accueillir des flacons jusqu'à 500 mL.
- Une poche dorsale recevant des bidons de 1 à 5 L.
- Ceinture équipée de deux poches ajustables (aiguilles propres et usagées) et d'un étui permettant de sécuriser un injecteur.
- Lavable en machine et séchage rapide.

*Livré sous emballage individuel avec deux mousquetons d'accroche.*



Code	Modèle
227296	Harnais d'injection



## STANDARD DELVO


Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable, de qualité standard.

- Triple biseau **medium**.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase **16 mm**, carrée.

Livré par boîte de 12.

Sur demande : autres tailles.

Code x 12	Taille	Taille (G)	Code x 12	Taille	Taille (G)
147399	4 x 0,7 mm	22G x 1/8"	147437	20 x 1,6 mm	16G x 3/4"
147400	10 x 0,7 mm	22G x 3/8"	147435	25 x 1,6 mm	16G x 1"
147403	10 x 1,0 mm	19G x 3/8"	147468	15 x 1,8 mm	15G x 5/8"
147404	13 x 1,0 mm	19G x 1/2"	147470	20 x 1,8 mm	15G x 3/4"
147406	15 x 1,0 mm	19G x 5/8"	147472	25 x 1,8 mm	15G x 1"
147409	20 x 1,0 mm	19G x 3/4"	147473	30 x 1,8 mm	15G x 1 1/4"
147411	15 x 1,2 mm	18G x 5/8"	147476	50 x 1,8 mm	15G x 2"
147412	20 x 1,3 mm	18G x 3/4"	147440	10 x 2,0 mm	14G x 3/8"
147415	30 x 1,3 mm	18G x 1 1/4"	147439	15 x 2,0 mm	14G x 5/8"
147418	10 x 1,5 mm	17G x 3/8"	147442	20 x 2,0 mm	14G x 3/4"
147421	15 x 1,5 mm	17G x 5/8"	147443	25 x 2,0 mm	14G x 1"
147423	16 x 1,5 mm	17G x 5/8"	147445	30 x 2,0 mm	14G x 1"
147424	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"	147448	40 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147427	25 x 1,5 mm	17G x 1"	147451	50 x 2,0 mm	14G x 2"
147430	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"	147454	60 x 2,0 mm	14G x 2 1/2"
147433	40 x 1,5 mm	17G x 1 1/2"	147456	30 x 2,2 mm	13G x 1 1/4"
147436	50 x 1,5 mm	17G x 2"	147458	35 x 2,2 mm	13G x 1 3/8"
147438	15 x 1,6 mm	16G x 5/8"	147460	40 x 2,2 mm	13G x 1 1/2"



Surconditionnement :  
carton de 12 boîtes

## VÉTÉRINAIRE DELVO


Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable, de qualité vétérinaire et professionnelle.

- Triple biseau **medium**, contre-affûtage, talon arrondi.
- Conicité 6 % Luer-Lock.
- Embase **17,8 mm**, rectangulaire, excellente tenue en main.

Livré par boîte de 12.

Sur demande : autres tailles.

Code x 12	Taille	Taille (G)	Code x 12	Taille	Taille (G)
147003	4 x 0,7 mm	22G x 1/8"	147048	10 x 2,0 mm	14G x 3/8"
147010	10 x 0,7 mm	22G x 3/8"	147049	15 x 2,0 mm	14G x 5/8"
147011	7 x 1,0 mm	19G x 1/5"	147052	20 x 2,0 mm	14G x 3/4"
147013	10 x 1,0 mm	19G x 3/8"	147053	25 x 2,0 mm	14G x 1"
147015	12 x 1,0 mm	19G x 4/9"	147055	30 x 2,0 mm	14G x 1 1/4"
147016	15 x 1,0 mm	19G x 5/8"	147058	40 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147019	20 x 1,0 mm	19G x 3/4"	147061	50 x 2,0 mm	14G x 2"
147022	20 x 1,3 mm	18G x 3/4"	147064	60 x 2,0 mm	14G x 2 1/2"
147025	30 x 1,3 mm	18G x 1 1/4"	147067	70 x 2,0 mm	14G x 2 3/4"
147028	10 x 1,5 mm	17G x 3/8"	147070	80 x 2,0 mm	14G x 3 1/4"
147031	15 x 1,5 mm	17G x 5/8"	147073	150 x 2,0 mm	14G x 6"
147034	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"	147076	70 x 2,5 mm	13G x 2 3/4"
147037	25 x 1,5 mm	17G x 1"	147078	25 x 3,0 mm	11G x 1"
147040	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"	147080	30 x 3,0 mm	11G x 1 1/4"
147043	40 x 1,5 mm	17G x 1 1/2"	147082	60 x 3,0 mm	11G x 2 1/2"
147046	50 x 1,5 mm	17G x 2"	147085	50 x 3,5 mm	10G x 2"



Surconditionnement :  
carton de 12 boîtes



## DERMASTEEL

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable avec parois renforcées, de qualité standard.

- Triple biseau court.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase 14 mm.

Livré par boîte de 12.

Code x 12	Taille	Taille (G)	Code x 12	Taille	Taille (G)
147886	25 x 0,6 mm	23G x 1"	147942	15 x 1,5 mm	17G x 5/8"
147890	10 x 0,7 mm	22G x 3/8"	147943	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"
147891	13 x 0,7 mm	22G x 1/2"	147944	25 x 1,5 mm	17G x 1"
147894	25 x 0,7 mm	22G x 1"	147945	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"
147903	13 x 0,8 mm	21G x 1/2"	147946	40 x 1,5 mm	17G x 1 1/2"
147906	25 x 0,8 mm	21G x 1"	147951	13 x 1,6 mm	16G x 1/2"
147910	6 x 0,9 mm	20G x 1/4"	147953	20 x 1,6 mm	16G x 3/4"
147911	13 x 0,9 mm	20G x 1/2"	147954	25 x 1,6 mm	16G x 1"
147913	20 x 0,9 mm	20G x 3/4"	147955	30 x 1,6 mm	16G x 1 1/4"
147914	25 x 0,9 mm	20G x 1"	147956	40 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
147917	40 x 0,9 mm	20G x 1 1/2"	147959	12 x 1,8 mm	15G x 1/2"
147920	10 x 1,0 mm	19G x 3/8"	147960	13 x 1,8 mm	15G x 1/2"
147921	13 x 1,0 mm	19G x 1/2"	147962	15 x 1,8 mm	15G x 5/8"
147922	15 x 1,0 mm	19G x 5/8"	147963	20 x 1,8 mm	15G x 3/4"
147923	20 x 1,0 mm	19G x 3/4"	147964	25 x 1,8 mm	15G x 1"
147924	25 x 1,0 mm	19G x 1"	147965	30 x 1,8 mm	15G x 1 1/4"
147925	30 x 1,0 mm	19G x 1 1/4"	147966	40 x 1,8 mm	15G x 1 1/2"
147926	40 x 1,0 mm	19G x 1 1/2"	147970	10 x 2,0 mm	14G x 3/8"
147931	13 x 1,3 mm	18G x 1/2"	147971	13 x 2,0 mm	14G x 1/2"
147933	20 x 1,3 mm	18G x 3/4"	147972	15 x 2,0 mm	14G x 5/8"
147934	25 x 1,3 mm	18G x 1"	147973	20 x 2,0 mm	14G x 3/4"
147935	30 x 1,3 mm	18G x 1 1/4"	147974	25 x 2,0 mm	14G x 1"
147936	40 x 1,3 mm	18G x 1 1/2"	147975	30 x 2,0 mm	14G x 1 1/4"
147940	10 x 1,5 mm	17G x 3/8"	147976	40 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147941	13 x 1,5 mm	17G x 1/2"	147977	50 x 2,0 mm	14G x 2"




Surconditionnement :  
carton de 12 boîtes

p.24 Retrouvez le tableau des indications pour aiguilles hypodermiques

### ÉCHELLE D'UNE AIGUILLE

1:1



## ■ HYPOJET®

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable pour grands animaux, de qualité vétérinaire.

- Triple biseau **medium** à 15° et tube siliconé.
- Embase polypropylène.
- Conicité 6% Luer-Lock.

Livré par boîte de 100.



Code x 100	Taille	Taille (G)	Code x 100	Taille	Taille (G)
147485*	9 x 0,8 mm	21G x 3/8"	147365	50 x 1,5 mm	17G x 2"
147376	6 x 0,9 mm	20G x 1/4"	147392	25 x 1,6 mm	16G x 1"
147371	16 x 1,1 mm	19G x 5/8"	147360	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
147373	6 x 1,3 mm	18G x 1/4"	147369	30 x 2,0 mm	14G x 1 1/4"
147374	13 x 1,3 mm	18G x 1/2"	147361	38 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147372	16 x 1,3 mm	18G x 5/8"	147364	50 x 2,0 mm	14G x 2"
147366	50 x 1,3 mm	18G x 2"	147362	60 x 2,0 mm	14G x 2 1/2"
147367	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"	147363	80 x 2,0 mm	14G x 3 1/4"
147368	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"			

**Surconditionnement :**  
carton de 50 et 100 boîtes  
\*carton de 40 boîtes

## ■ GENALU

Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

- Triple biseau **long** et tube siliconé.
- Embase aluminium.
- Conicité 6% Luer-Lock.

Livré par boîte de 100.



Code x 100	Taille	Taille (G)
147694	16 x 1,3 mm	18G x 5/8"
147696	25 x 1,3 mm	18G x 1"
147704	20 x 1,6 mm	16G x 3/4"
147706	25 x 1,6 mm	16G x 1"
147708	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
147700	25 x 2,0 mm	14G x 1"
147702	38 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"
147710	50 x 2,0 mm	14G x 2"

**Surconditionnement :**  
carton de 10 ou 40 boîtes

## ■ MONOJECT

Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

**A : biseau long. B : biseau court. I : biseau moyen.**

- Triple biseau et tube siliconé.
- Embase aluminium.
- Conicité 6% Luer-Lock.

Livré par boîte de 100.




Code x 100	Taille	Taille (G)	Biseau
147277	16 x 1,3 mm	18G x 5/8"	B
147275	25 x 1,3 mm	18G x 1"	A
147278	20 x 1,6 mm	16G x 3/4"	I
147280	25 x 1,6 mm	16G x 1"	A
147290	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"	A
147282	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"	B
147283	25 x 2,0 mm	14G x 1"	I
147284	38 x 2,0 mm	14G x 1 1/2"	I

**Surconditionnement :**  
carton de 10 boîtes

p.24 [Retrouvez le tableau des indications pour aiguilles hypodermiques](#)

### ÉCHELLE D'UNE AIGUILLE

1:1




## DISPOJECT® AIGUILLES

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable de qualité vétérinaire et professionnelle.

- Pique optimisée pour la pratique vétérinaire avec une pointe triple biseau **medium**, affûtée pour limiter l'irritation des tissus.
- Tube siliconné pour une meilleure glisse afin d'améliorer le confort de l'animal et la cicatrisation.
- Nombreux modèles pour s'adapter à toutes les espèces et toutes les situations (prises de sang, injections intradermiques, cystocentèses...).
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase en résine epoxy.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP.

Livré par boîte de 100.



Excellente pique

QUALITÉ VÉTÉRINAIRE | TUBE SILICONÉ

Code x 100	Taille	Taille (G)	Code x 100	Taille	Taille (G)
147750 ●	13 x 0,45 mm	26G x 1/2"	147764 ●	25 x 0,8 mm	21G x 1"
147752 ●	16 x 0,5 mm	25G x 5/8"	147766 ●	38 x 0,8 mm	21G x 1 1/2"
147754 ●	16 x 0,6 mm	23G x 5/8"	147768 ●	50 x 0,8 mm	21G x 2"
147756 ●	25 x 0,6 mm	23G x 1"	147770 ●	25 x 0,9 mm	20G x 1"
147757 ●	16 x 0,7 mm	22G x 5/8"	147772 ●	38 x 0,9 mm	20G x 1 1/2"
147758 ●	32 x 0,7 mm	22G x 1 1/4"	147774 ●	25 x 1,1 mm	19G x 1"
147760 ●	38 x 0,7 mm	22G x 1 1/2"	147776 ●	38 x 1,1 mm	19G x 1 1/2"
147762 ●	16 x 0,8 mm	21G x 5/8"	147778 ●	50 x 1,1 mm	19G x 2"
			147780 ●	38 x 1,2 mm	18G x 1 1/2"

**Surconditionnement :**  
carton de 20 et 100 boîtes  
carton de 30 boîtes pour les 50 mm de long



## PRIMAJECT®


**NOUVEAU**

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable de qualité standard.

**A : biseau long. B : biseau court.**

- Triple biseau et tube siliconné.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase en résine epoxy.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP.

Livré par boîte de 100.



Code x 100	Taille	Taille (G)	Biseau
147602 ●	0,5 x 16 mm	25G x 5/8"	A
147604 ●	0,6 x 16 mm	23G x 5/8"	A
147608 ●	0,6 x 25 mm	23G x 1"	A
147616 ●	0,8 x 16 mm	21G x 5/8"	A
147618 ●	0,8 x 25 mm	21G x 1"	A
147624 ●	0,9 x 25 mm	20G x 1"	A
147634 ●	1,2 x 38 mm	18G x 1 1/2"	B

**Surconditionnement :**  
carton de 20 et 100 boîtes



## ■ PLASTI-DETECT®

Aiguilles hypodermiques détectables, stériles à usage unique.

- Canule en acier inoxydable, détectable : détection par tout type de détecteur de métal et notamment ceux utilisés dans les abattoirs.
- Détectabilité liée à la composition même de l'acier.
- Embase en plastique, couleur en fonction du diamètre.
- Triple biseau long.
- Conicité 6% Luer-Lock.

Livré par boîte de 100.



Code x 100	Taille	Taille (G)
148285 ●	9 x 0,8 mm	21G x 3/8"
148287 ●	16 x 0,8 mm	21G x 5/8"
148290 ●	50 x 0,8 mm	21G x 2"
148292 ●	16 x 1,1 mm	19G x 5/8"
148295 ●	50 x 1,1 mm	19G x 2"
148300 ●	40 x 1,2 mm	18G x 1 1/2"
148303 ●	16 x 1,3 mm	18G x 5/8"
148305 ●	25 x 1,3 mm	18G x 1"
148308 ●	50 x 1,3 mm	18G x 2"
148310 ●	20 x 1,5 mm	17G x 3/4"
148312 ●	30 x 1,5 mm	17G x 1 1/4"
148314 ●	50 x 1,5 mm	17G x 2"

Surconditionnement :  
carton de 10 ou 40 boîtes

## ■ ALU-DETECT®

Aiguilles hypodermiques détectables, stériles à usage unique.

- Caractéristiques identiques aux aiguilles PLASTI-DETECT®.
- Embase en aluminium.

Livré par boîte de 100.




Code x 100	Taille	Taille (G)
148218	38 x 1,6 mm	16G x 1 1/2"
148220	50 x 2,0 mm	14G x 2"

Surconditionnement :  
carton de 10 et 40 boîtes

TESTÉES PAR L'IFIP,  
VALIDÉES PAR L'INAPORC

### ÉCHELLE D'UNE AIGUILLE

1:1



## ■ AIGUILLE À RUMEN

Aiguille en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

- Triple biseau.
- Contre-affûtage.
- Talon arrondi.
- Conicité 6% Luer-olive.

Livré par boîte de 12.



Code x 12	Taille	Taille (G)
147090	160 x 4 mm	8G x 6 3/8"

## ■ AIGUILLES PLONGEUSES

Aiguilles plongees à double paroi pour prise d'air.

- S'utilisent avec les seringues automatiques Géniamatic (p.9), Tubmatic® (p.12) et Injectmaster® (p.13).
- Embout pour tuyau PVC 4/7.



Code	Longueur
106040	9 cm
106041	20 cm

## ■ AIGUILLE À OLIVE

Aiguille à olive pour outre.



Code	Diamètre		Longueur	Longueur canule
	int.	ext.		
187030	2 mm	2,99 mm	58 mm	40 mm

p.8 [Retrouvez toutes les seringues](#)

## ■ CONTAINERS POUR DÉCHETS

Récipients à usage unique pour déchets médicaux avec couvercle inviolable, conformes à la norme française NF X30.511.

- Matériau réduisant l'émission de vapeurs toxiques pendant l'incinération.
- Capacités 0,5 L, 2 L ou 5 L.

Sur demande : également disponible en 10 L.



	Code	Capacité	S/Cond.
	148503	0,5 L	x 40
A	148502	2 L	x 50
B	148500	5 L	x 30

## ■ GARFLEX

Garrot avec système d'attache en plastique offrant 2 possibilités :

- Relâcher progressivement la pression.
- Libérer instantanément la sangle en tissu élastique.

Code	Dimensions
307860	390 x 25 mm



## ■ GARROT PLAT

Garrot plat en latex naturel.

Code	Dimensions
307865	750 x 20 mm




# TABLEAU DES ÉQUIVALENCES DES AIGUILLES HYPODERMIQUES

LE CHOIX DEVRA S'EFFECTUER EN FONCTION DE L'APPRÉCIATION CLINIQUE DU VÉTÉRINAIRE

**IV : INTRAVEINEUSE**

**IM : INTRAMUSCULAIRE**

**SC: SOUS CUTANÉE**

		Longueur x diamètre				
	<b>BOVIN</b>	IV	60 x 2.0 mm			
		IV	50 x 2.0 mm			
	<b>VEAU</b>	IM	50 x 1.3 mm			
		IV IM	30 x 1.5 mm			
		IV	30 x 2.0 mm			
		IV IM	40 x 1.5 mm			
		IM	25 x 1.0 mm			
		IM SC	25 x 1.5 mm			
			<b>PORC</b>	IM	50 x 1.5 mm	
IM	50 x 1.3 mm					
IM	50 x 1.1 mm					
IM	40 x 1.5 mm					
IM	40 x 1.2 mm					
IM	30 x 2.0 mm					
IM SC	30 x 1.5 mm					
	<b>PORCELET</b>			IM SC	20 x 1.5 mm	
				IM	16 x 1.1 mm	
				IM	16 x 0.8 mm	
	<b>OVIN</b>	IM	25 x 1.0 mm			
		IM	15 x 1.5 mm			
		IM	10 x 1.0 mm			
		IM SC	20 x 1.5 mm			
	<b>VOLAILLE LAPIN</b>	IM	20 x 0.6 mm			
		IM	13 x 0.9 mm			
		IM	4 x 0.7 mm			



## ANIVEN®



**NOUVEAU**

Cathéter intraveineux vétérinaire en FEP muni d'ailettes mobiles souples, monté sur une aiguille interne à pointe triple biseau.


- Aiguille de qualité vétérinaire avec triple biseau long pour une pique excellente et une pose efficace et indolore **A**.
- Glisse optimale grâce au silicone habillant l'aiguille et le cathéter.
- Cathéter en téflon fluoroéthylène propylène (FEP) siliconé conçu pour éviter le retroussement lors de la mise en place du cathéter **B**.
- Chambre de visualisation transparente pour une visualisation immédiate du reflux sanguin.
- Membrane poreuse hygiénique calibrée pour permettre au sang de monter rapidement dans la chambre de visualisation sans débordement **C**.
- Repose doigt ergonomique pour une pose optimale **D**.
- Ailettes mobiles et souples comprenant deux rainures pour s'adapter parfaitement au membre de l'animal **E**.
- Fixation du cathéter possible par suture grâce aux deux trous présents sur les ailettes.
- Bouchon Luer-Lock reprenant le code couleur du cathéter **F**.

Livré sous emballage individuel stérile par boîte de 12.

**aniven**  
l'exigence vétérinaire



CATHETER  
ERGONOMIQUE



MAINTIEN  
OPTIMISÉ

Retrouvez la version vidéo  
sur notre site internet !



Code x 12	Longueur	Taille (G)	Diamètre ext.
157850	19 mm	24G x 3/4"	0,7 mm
157852	25 mm	22G x 1"	0,9 mm
157854	33 mm	20G x 1 1/4"	1,1 mm
157856	45 mm	18G x 1 3/4"	1,3 mm

Surconditionnement :  
carton de 24 boîtes



## ■ INTRAFLO

Cathéters intraveineux en PTFE avec aiguille interne.  
Canules intraveineuses avec embase à ailettes montée sur une aiguille avec une pointe triple biseau.

- L'embase Luer-Lock de l'aiguille comprend une chambre de visualisation du reflux sanguin et un obturateur poreux.
- Emballage individuel stérile.

Livré par boîte de 50.



### A INTRAFLO COURT

Code x 50	Longueur	Taille (G)	Diamètre ext.
157190	18 mm	24 G x 3/4"	0,7 mm
157192	24 mm	22 G x 1 1/8"	0,8 mm
157194	30 mm	20 G x 1 1/4"	1 mm
157196	38 mm	18 G x 1 1/2"	1,3 mm
157198	52 mm	16 G x 2"	1,6 mm
157200	52 mm	14 G x 2"	2,1 mm
157202	52 mm	13 G x 2"	2,4 mm
157204	52 mm	12 G x 2"	2,7 mm

### B INTRAFLO LONG

Code x 50	Longueur	Taille (G)	Diamètre ext.
157208	36 mm	20 G x 1 1/2"	1 mm
157209	47 mm	18 G x 1 3/4"	1,3 mm
157210	60 mm	16 G x 2 1/2"	1,6 mm
157212	80 mm	14 G x 3 1/4"	2,1 mm
157214	80 mm	13 G x 3 1/4"	2,4 mm
157216	80 mm	12 G x 3 1/4"	2,7 mm

Surconditionnement :  
carton de 20 boîtes

## ■ INTRANULE

Cathéters intraveineux en polypropylène avec une aiguille interne.  
Canules intraveineuses avec embase à ailettes montée sur une aiguille avec une pointe triple biseau.

- L'embase Luer-Lock de l'aiguille comprend une chambre de visualisation du reflux sanguin et un obturateur poreux.
- Emballage individuel stérile sous blister.

Livré par boîte de 50.



Code x 50	Longueur	Taille (G)	Diamètre ext.
157268	105 mm	18 G x 4 1/4"	1,2 mm
157270	105 mm	16 G x 4 1/4"	1,6 mm
157271	50 mm	16 G x 2"	1,6 mm
157272	105 mm	14 G x 4 1/4"	2,0 mm
157274	105 mm	13 G x 4 1/4"	2,3 mm


Surconditionnement :  
carton de 18 boîtes

## ■ INFUJECT

Prolongateurs polyvalents en PVC avec embases femelle et mâle Luer-Lock.

- Se place sur les seringues manuelles et automatiques avec une embase Luer-Lock ou comme prolongateur de perfusion.

Livré par boîte de 12 sous sachet individuel stérile.



RÉSISTANT  
AUX LIPIDES | MODÈLE  
RENFORCÉ

Code x 12	Diamètre		Longueur	Capacité tube
	int.	ext.		
157404	1,6 mm	2,5 mm	50 cm	1 mL
157406	3 mm	4 mm	25 cm	1,76 mL
157405	3 mm	4 mm	50 cm	3,53 mL
157407	3 mm	4 mm	70 cm	3,7 mL



Surconditionnement :  
carton de 48 boîtes




## ■ INFUJECT-TRIO

Prolongateur polyvalent avec robinet 3 voies.

- Site d'injection situé à 11 cm de la connexion Luer-Lock.
- Robinet 3 voies coupe-débit instantané avec site d'injection.
- Embout terminal Luer-Lock fixe avec capuchon de protection.
- Utile pour différents types de ponction et comme prolongateur de perfusion.

Livré par boîte de 12 sous sachet individuel stérile.



ROBINET  
3 VOIES

2 SITES  
D'INJECTION

Embout Luer-Lock fixe




Code x 12	Diamètre		Longueur	Capacité tube
	Int.	Ext.		
157319	2,5 mm	4 mm	25 cm	1,75 mL

## ■ INFUJECT-SITE

Prolongateurs polyvalents en PVC avec un raccord Luer-Lock.

- Se branche sur tout type de perfuseur (compatible avec l'utilisation d'une pompe à perfusion).
- Un site d'injection situé à 5 cm de la connexion au perfuseur.
- Coupe-débit instantané.
- Embout terminal Luer-Lock mobile avec capuchon de protection.
- Disponible en 2 longueurs.

Livré par boîte de 25 sous sachet individuel stérile, avec 2 bouchons conditionnés séparément sous sachet stérile.



COUPE-DÉBIT

1 SITE  
D'INJECTION

LUER-LOCK  
MOBILE



Code x 25	Diamètre		Longueur	Capacité tube
	Int.	Ext.		
157399	2,9 mm	4,1 mm	26,5 cm	2,08 mL
157400	2,9 mm	4,1 mm	100 cm	6,72 mL



## ■ PERFUVET® SOLO

**NOUVEAU**


Perfuseur long à site d'injection unique pour PETITS ANIMAUX.

- Régulateur de débit à roulette.
- Calibrage **20 gouttes/mL**.
- Pour animaux > 5 kg.
- Tubulure PVC longue de **180 cm**.
- Un site d'injection à 17 cm de l'embase Luer-Lock.
- Corps de chambre transparent et souple pour le contrôle du débit et un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal Luer-lock mobile et capuchon de protection.
- Coupe-débit instantané.

Livré par boîte de 25 sous sachet individuel stérile.

Code x 25	Modèle
157394	Perfuvet® Solo

Surconditionnement :  
carton de 12 boîtes



20 GOUTTES/ML |

## ■ PERFUVET® DUO


Perfuseur extra long à deux sites d'injection pour PETITS ANIMAUX.

- Dans le cadre de chirurgie si le site d'injection se trouve inaccessible ou si un animal hospitalisé se montre agressif.
- Régulateur de débit à roulette.
- Calibrage **20 gouttes/mL**.
- Pour animaux > 5 kg.
- Tubulure PVC extra longue de **200 cm** pour éviter le recours aux prolongateurs.
- Deux sites d'injection à 20 cm et à 110 cm de l'embase Luer-Lock.
- Corps de chambre transparent et souple pour le contrôle du débit et un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal Luer-Lock mobile et capuchon de protection.
- Coupe-débit instantané.

Livré par boîte de 12 sous sachet individuel stérile.

Code x 12	Modèle
157395	Perfuvet® Duo


Surconditionnement :  
carton de 12 boîtes



20 GOUTTES/ML | 2 SITES D'INJECTION |



LUER-LOCK MOBILE



SITE D'INJECTION



COUPE-DÉBIT



## ■ PERFUVET® PLUG


Perfuseur extra long à deux sites d'injection pour **PETITS ANIMAUX avec raccord Luer-Lock.**

- Dans le cadre de chirurgie si le site d'injection se trouve inaccessible ou si un animal hospitalisé se montre agressif.
- Raccord Luer-Lock situé à 5 cm du premier site d'injection permettant de débrancher facilement la perfusion pour déplacer l'animal.
- Régulateur de débit à roulette.
- Calibrage **20 gouttes/mL.**
- Pour animaux > 5 kg.
- Tubulure PVC extra longue de **200 cm.**
- Deux sites d'injection à 20 cm et à 110 cm de l'embase Luer-Lock.
- Corps de chambre transparent et souple pour le contrôle du débit et un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal Luer-Lock mobile et capuchon de protection.
- Coupe-débit instantané.
- Livré assemblé pour une mise en place rapide, avec 2 bouchons conditionnés séparément sous sachet stérile.

Livré par boîte de 12 sous sachet individuel stérile.

Code x 12	Modèle
157397	Perfuvet® Plug

Surconditionnement :  
carton de 12 boîtes



20 GOUTTES/ML | RACCORD LUER-LOCK

## ■ PERFUVET® MICRO


Perfuseur micro-débit à deux sites d'injection pour **TRES PETITS ANIMAUX (chiots, chats, petits gabarits, NAC).**

- Raccord Luer-Lock situé à 5 cm du premier site d'injection permettant de débrancher facilement la perfusion pour déplacer l'animal.
- Régulateur de débit permettant d'affiner la perfusion.
- Calibrage **60 gouttes/mL.**
- Pour animaux < 5 kg.
- Tubulure PVC extra longue de **200 cm.**
- Deux sites d'injection à 20 cm et 110 cm de l'embase Luer-Lock.
- Corps de chambre transparent et souple pour le contrôle du débit et un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal Luer-Lock mobile et capuchon de protection.
- Coupe-débit instantané.

Livré par boîte de 12 sous sachet individuel stérile.


Code x 12	Modèle
157398	Perfuvet® Micro

Surconditionnement :  
carton de 12 boîtes




3 EN 1  
- 2 sites d'injection  
- Prolongateur intégré  
- Régulateur de débit


60 GOUTTES/ML | RÉGULATEUR DE DÉBIT




LUER-LOCK MOBILE



SITE D'INJECTION



COUPE-DÉBIT



RACCORD LUER-LOCK



## ■ PERFUVET® TWIST

Raccord de perfusion tournant et amovible empêchant l'animal d'enrouler la tubulure ou de bloquer le débit. Idéal pour les animaux agités en hospitalisation.


- 1 socle à fixer dans la cage, équipé d'un ruban adhésif double face et percé de 4 trous pour une fixation avec vis.
- 2 demi-coquilles raccordant la perfusion au socle pour assurer une rotation à l'infini de la tubulure.
- 1 tubulure stérile en spirale PVC de 3 m avec extrémité distale Luer-Lock et un anneau pour une accroche au collier, si nécessaire.
- Le Perfuvet® Twist se fixe facilement dans une cage, son socle peut rester à demeure et être réutilisé autant que nécessaire.
- Son système de rotation à l'infini empêche l'animal de s'enrouler dans sa perfusion, évitant ainsi tout arrêt du débit ou changement de tubulure.
- La tubulure en spirale permet une aisance de mouvement évitant une traction excessive sur le cathéter.
- Gain de temps, sécurité en hospitalisation, facile d'utilisation.
- Adapté à toutes les tailles d'animaux (chiens, chats, lapins...).

Livré en kit (1 partie fixe socle, 2 demi-coquilles et 3 tubulures spirales usage unique)

Retrouvez la version vidéo sur notre site internet !



Code	Modèle
157450	Kit (1 partie fixe socle, 2 demi-coquilles et 3 tubulures spirales usage unique)
157451	3 tubulures spirales usage unique
157452	6 demi-coquilles



GAIN DE TEMPS | FACILE D'UTILISATION | SÉCURITÉ EN HOSPITALISATION





## ■ PERFUVET® LARGE

**NOUVEAU**



Perfuseur pour GRANDS ANIMAUX extra long, gros débit. Chambre compte-goutte de grande capacité, souple, facile à amorcer, idéale pour les bolus.

- Régulateur de débit à roulettes.
- Calibrage **20 gouttes/mL**.
- Pour animaux > 5 kg.
- Tubulure PVC extra longue de **230 cm** très résistante.
- Chambre compte-goutte de grande capacité (30 mL), souple et résistante, étudiée pour un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal Luer-Lock mobile avec capuchon de protection.
- Coupe-débit instantané.


Livré par boîte de 12 sous sachet individuel stérile.

Code x 12	Modèle
157396	Perfuset® Large

**Surconditionnement :**  
carton de 6 boîtes



LUER-LOCK MOBILE



SITE D'INJECTION



COUPE-DÉBIT




## ■ IMOMÉTAL

Dispositif en métal pour injections intraveineuses de grands volumes, avec :

- Aiguille double pour la prise d'air.
- Collet de butée.
- 150 cm de tuyau PVC transparent.

Livré à l'unité sous sachet en polyéthylène non stérile.



Code	Modèle
140512	Imométal


**Surconditionnement :**  
carton de 48 boîtes

## ■ IMOPLAST

Dispositif à usage unique en plastique pour injections intraveineuses de grands volumes avec aiguille double.

- Système de filtre à air obturable pour outres ou flacons rigides.
- 150 cm de tuyau PVC transparent.
- Embase Luer-Record en plastique.

Livré par 25 sous sachet en polyéthylène non stérile.



TUBULURE SOUPLE  
POINTE ACÉRÉE

Code x 25	Modèle
140514	Complet avec embase plastique Luer-Record
140515	Aiguille double seule

## ■ IMOVALVE

Dispositif pour injections intraveineuses de grands volumes. La cloche en élastomère s'adapte sur toutes les bouteilles standards et contient une prise d'air incorporée.

Livré sous sachet en polyéthylène avec 150 cm de tuyau.




	Code	Modèle
A	140481	Complet embase plastique Luer-Record
	140483	Complet embase Luer métallique
B	140500	Complet embase Luer métallique
	140501	Complet embase plastique
	140502	Cloche seule avec réducteur
	140533	Tuyau 4/7 au mètre, orange
	109332	Tuyau cristal 4/7 au mètre

## ■ K-STAR®

Dispositif anti-pincement pour la gamme Perfuvet®.

- Permet d'éviter le pincement de la tubulure de perfusion.
- Limite le risque d'entortillement de la tubulure.
- Aide à sécuriser le cathéter.
- Se positionne dans n'importe quel sens.
- Rapide à mettre en place.
- Adaptable : utilisation à 4 ou 5 branches en fonction de la situation.
- Peut être utilisé sur les tubulures standard de 4 mm de diamètre maximum.
- Taille : 3 x 3 cm.

Livré par sachet de 50 ou 100 pièces.




Code	Modèle	Cond.
191052	K-Star - Dispositif anti-pincement	x 50
191054	K-Star - Dispositif anti-pincement	x 100

## ■ NÉCESSAIRE FLUIDOTHÉRAPIE

Nécessaire de fluidothérapie comprenant :

- Un réservoir de 5 litres avec quatre trous pour le suspendre et une paire de bretelles **A+B**.
- Système IMOFLU **C** : une chambre de goutte à goutte, un tuyau de jonction 7/11 de 20 cm, un clamp pour régler le débit **D**, un tube cristal 4/7 de 1,50 m et une embase plastique mixte Luer-Record. **E**
- Remplissage par le bouchon.



Code	Modèle
140520	Complet avec réservoir 5 L sans bretelles
140521	Complet sans réservoir (Imoflu)
<b>D</b> 140524	Clamp seul
<b>A</b> 187010	Réservoir 5 L et bouchon, Sans bretelles
<b>B</b> 187011	Paire de bretelles pour réservoir 2,5 et 5 L

## ■ AIGUILLE DOUBLE

Aiguille double de transfert pour mélanger poudres et liquides sous vide.



Code	Modèle
140535	Aiguille de transfert en vrac
140536	Aiguille de transfert stérile sur demande

## ■ BOUCHON MÂLE

Bouchon mâle Luer-Lock à membrane perforable se fixant sur toute embase femelle Luer-Lock.

Livré par boîte de 12.



Code x 12	Modèle
157330	Bouchon mâle




## UROLENE® CAT

Sondes vésicales stériles pour CHAT, sans DEHP.

- Embase Luer-Lock avec collerette rotative percée de 4 trous pour fixer la sonde.
- Code couleur Génia pour identifier les tailles.
- Sans latex ni DEHP.
- Deux types d'extrémités :
  - extrémité fermée arrondie atraumatique avec deux œillets latéraux,
  - extrémité ouverte atraumatique : facilite le retrait du bouchon dans l'urètre, sondage plus rapide.
- Mandrin facile à remettre en place, ne bouge pas dans l'embase (sonde fermée disponible avec ou sans mandrin).

Livré par boîte de 12 sous blister individuel stérile.




Code x 12 Extrémité fermée	Code x 12 Extrémité ouverte	Modèle	Dimensions
306898 ●	-	Avec mandrin	2,5 FG 0,8 x 110 mm
306900 ●	306940 ●	Avec mandrin	3 FG 1,0 x 110 mm
306902 ●	306942 ●	Avec mandrin	4 FG 1,3 x 140 mm
306904 ●	-	Sans mandrin	3 FG 1,0 x 110 mm
306908 ●	-	Sans mandrin	4 FG 1,3 x 140 mm

## UROLENE® DOG

Sondes vésicales stériles pour CHIEN, sans DEHP.

- Extrémité fermée arrondie atraumatique avec deux œillets latéraux.
- Embase Luer-Lock.
- Code couleur Génia pour identifier les tailles.
- Sans mandrin.
- 5 tailles disponibles.

Livré par boîte de 12 sous blister individuel stérile.



Code x 12 Extrémité fermée	Modèle	Dimensions
306920 ●	Sans mandrin	4 FG 1,3 x 300 mm
306922 ●	Sans mandrin	5 FG 1,7 x 350 mm
306924 ●	Sans mandrin	6 FG 2,0 x 450 mm
306926 ●	Sans mandrin	8 FG 2,6 x 500 mm
306928 ●	Sans mandrin	10 FG 3,3 x 600 mm

## ■ SONDES VÉSICALES ET UTÉRINES INOX

Sondes vésicales et utérines en acier inoxydable pour GRANDS ANIMAUX et pour animaux de compagnie.

- Extrémités fermées arrondies avec deux orifices latéraux ébavurés.
- Embase Luer-Lock.



Code	Modèle	Longueur	Diamètre ext.
307126	Droite (chatte)	170 mm	1 mm
307120	Courbe (chienne)	180 mm	2 mm
307122	Courbe (chienne)	250 mm	2,5 mm
307124	Courbe (chienne)	300 mm	3 mm
307110	Droite (grands animaux)	540 mm	5 mm
307112	Courbe (grands animaux)	540 mm	5 mm

## ■ SONDES VÉSICALES EN PVC

Sondes vésicales en PVC pour chiennes.

- Extrémités fermées arrondies avec deux orifices latéraux.
- Embase Luer.
- Emballage individuel stérile.

Livré par sachet de 10.




Code x 10	Modèle	Taille	Diamètre ext.	Charrière
317102	Courbe	180 mm	2 mm	6
317104	Courbe	180 mm	2,6 mm	8
317106	Courbe	180 mm	3,3 mm	10

Surconditionnement :  
sachet de 50



## ■ SONDES UROLITHIASES

Sondes urolithiases pour détartreurs à ultra-sons avec pointe boutonnée en acier inoxydable.  
Pour appareils SATELEC ou EMS.



Code	Modèle	Longueur	Courbure
307130	Chien EMS	155 mm	Droite
307132	Chat EMS	115 mm	Courbe
307133	Chien SATELEC	155 mm	Droite
307134	Chat SATELEC	115 mm	Courbe

## ■ TUBE POUR SONDES

Tube en plexiglas avec 2 bouchons pour ranger les sondes et les désinfecter avec un produit approprié.

Sur demande : autres longueurs.



Code	Diamètre		Longueur
	int.	ext.	
300015	26 mm	30 mm	1 m

## ■ SONDES LACRYMALES

Sondes lacrymales en acier inoxydable pour petits animaux.

- Extrémités ouvertes émoussées.
- Embase Luer-Lock.

Livré par 12.



Code x 12	Modèle	Longueur	Diamètre ext.
307102	Droit	10 mm	6/10 mm
307104	Courbe	15 mm	7/10 mm

## ■ SONDES D'INTUBATION À BALLONNET

Sondes d'intubation à ballonnet.

- Emballage individuel stérile.



Code	Longueur	Diamètre int.	Diamètre ext.
307320	300 mm	5 mm	6,9 mm
307322	300 mm	6 mm	8,2 mm
307324	300 mm	7 mm	9,3 mm
307326	300 mm	8 mm	10,9 mm
307328	300 mm	9 mm	12,0 mm
307330	300 mm	10 mm	13,3 mm

Surconditionnement :  
boîte de 10



## CHIRURGIE

### Matériel de suture

Fils de suture résorbables .....	38
Fils de suture non résorbables .....	40
Aiguilles à suture .....	43

### Instrumentation chirurgicale

Bistouri .....	44
Ciseaux chirurgicaux .....	46
Ciseaux divers .....	48
Porte-aiguilles .....	49
Pincés à dissection .....	50
Pincés hémostatiques .....	51
Divers .....	52

### Matériel de chirurgie

Champs opératoires .....	54
Opération de la caillette .....	55
Prévention prolapsus et césarienne .....	56

Retrouvez la vidéo  
**Bonnes pratiques  
d'utilisation et de  
conservation**  
sur notre chaîne Youtube !



p. 44 Retrouvez les informations sur notre Salle Blanche

## FASTFIL®

Fil synthétique résorbable **MONOFILAMENT** à résorption rapide, violet.

Composition : PGCL - poly(glycolide-co-caprolactone).

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Tolérance : excellente, aucun effet mèche.
- Glisse : excellente.
- Souplesse : léger effet mémoire.
- Tenue des nœuds : bonne.
- Temps de résistance à la tension : **7 jours** (55%).
- Temps de résorption complète par hydrolyse : **80 à 120 jours**.
- Excellente conservation.
- Indications : idéal en vue d'une cicatrisation rapide des tissus (utérus).
- Conditionnement : sous vide en sachet en aluminium, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 2 ans si conservé dans son emballage d'origine, **1 mois après ouverture**. À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Livré à l'unité.

### EN DÉVIDOIR

EP	USP	Code 15 m	Code 25 m	Code 50 m
4	1	-	343014	343015
5	2	343016	343018	343020

## MONOFIL

Fil synthétique résorbable **MONOFILAMENT**, violet.

Composition : PDO - polymère de dioxanone.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Tolérance : excellente, aucun effet mèche.
- Glisse : excellente.
- Souplesse : léger effet mémoire.
- Tenue des nœuds : bonne.
- Temps de résistance à la tension : **30 jours** (75%).
- Temps de résorption : **180 à 240 jours**.
- Excellente conservation.
- Indications : tissus mous, utérus et autres organes creux, tissus infectés ou à la cicatrisation ralentie.
- Conditionnement : sous vide en sachet en aluminium, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 3 ans si conservé dans son emballage d'origine, **4 mois après ouverture**. À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.


En dévidoir : livré à l'unité, en bobinette : livré par 12.

### EN DÉVIDOIR


EP	USP	Code 15 m	Code 25 m	Code 50 m	Code 75 m
1,5	4/0	340902	340903	-	-
2	3/0	340904	340905	-	-
3	2/0	340906	340907	-	-
3,5	0	340908	340909	-	-
4	1	340910	340911	340918	340919
5	2	340900	340901	340912	340922
6	3-4	340913	340914	340916	-

### EN BOBINETTE

EP	USP	Code 5 m	Cond.
5	2	340990	x 12
6	3-4	340991	x 12



RÉSORPTION  
TRÈS RAPIDE



TRÈS  
MANIABLE



## LACFIL

Fil synthétique résorbable **TRESSÉ**, violet.

Composition : PGLA - copolymère d'acide glycolique (90%) et d'acide lactique (10%).


Enduction : polymère d'acide lactique et d'acide glycolique et stéarate de calcium.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Tolérance : excellente.
- Glisse : très grande fluidité; l'enduction limite l'effet scie-fil.
- Souplesse : excellente maniabilité, positionnement facile des nœuds.
- Tenue des nœuds : excellente.
- Temps de résistance à la tension : **21 jours** (50 %).
- Temps de résorption : **60 à 80 jours**.
- Excellente conservation.
- Indications : fil polyvalent (utérus, muscles, peau).
- Conditionnement : sous vide en sachet en aluminium, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 3 ans si conservé dans son emballage d'origine, **4 mois après ouverture**. À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Livré à l'unité.

### EN DÉVIDOIR

EP	USP	Code 15 m	Code 25 m	Code 50 m
2	3/0	342000	342001	-
3	2/0	342002	342003	-
3,5	0	342004	342006	-
4	1	342008	342009	-
5	2	342010	342012	342014
6	3-4	342016	342018	342020
7	5	342022	342024	342026
8	6	342028	342030	342032



EXCELLENTE | TOLÉRANCE

## GLYCOFIL®

Fil synthétique résorbable **TRESSÉ**, violet.

Composition : PGA - polymère d'acide glycolique.

Enduction : polycaprolactone et stéarate de calcium.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Tolérance : bonne.
- Glisse : bonne.
- Souplesse : excellente.
- Tenue des nœuds : excellente.
- Temps de résistance à la tension : **21 jours** (50%).
- Temps de résorption : **60 à 90 jours**.
- Excellente conservation.
- Indications : fil très résistant parfaitement adapté aux sutures musculaires.
- Conditionnement : sous vide en sachet en aluminium, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 3 ans si conservé dans son emballage d'origine, **4 mois après ouverture**. À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.


En dévidoir : livré à l'unité, en bobinette : livré par 12.

### EN DÉVIDOIR

EP	USP	Code 15 m	Code 25 m	Code 50 m	Code 75 m	Code 100 m
2	3/0	340810	340811	-	-	-
3	2/0	340812	340813	-	-	-
3,5	0	340814	340815	-	-	-
4	1	340816	340817	340836	-	-
5	2	340818	340820	340822	340838	340839
6	3-4	340824	340826	340827	340840	-
7	5	340834	340828	340829	-	-
8	6	340831	340830	340832	-	-

### EN BOBINETTE

EP	USP	Code 5 m	Cond.
5	2	340890	x 12
6	3-4	340891	x 12
7	5	340892	x 12
8	6	340893	x 12



TRÈS | RÉSORBANT



## FILSILK

Fil de soie tressé, peu capillaire, robuste et souple.  
De couleur noire.

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : sous sachet pelable, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 5 ans si conservé dans son emballage d'origine.  
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Livré à l'unité.



EP	USP	Code	Longueur
9	7	340500	45 m
8	6	340502	55 m
7	5	340504	70 m
6	3-4	340506	90 m
5	2	340508	100 m
4	1	340510	100 m
3,5	0	340512	100 m
3	2/0	340514	100 m

## FILAMID

Fil de polyamide tressé et gainé.  
De couleur noire.

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : sous sachet pelable, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 5 ans si conservé dans son emballage d'origine.  
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Livré à l'unité.



EP	USP	Code	Longueur
9	7	340552	40 m
8	6	340554	50 m
7	5	340556	60 m
6	3-4	340558	70 m
5	2	340560	100 m
4	1	340562	100 m
3,5	0	340564	100 m
3	2/0	340566	100 m
2,5	2/0	340568	100 m
2	3/0	340570	100 m

## FILINE

Fil de lin souple, naturel.  
De couleur beige.

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : sous sachet pelable, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 5 ans si conservé dans son emballage d'origine.  
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Livré à l'unité.



EP	USP	Code	Longueur
6	3-4	340604	50 m
5	2	340606	75 m
4	1	340608	100 m
3	2/0	340612	100 m

## FILESTER

Fil de polyester tressé.  
De couleur blanche.

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : sous sachet pelable, dans une boîte cartonnée.
- Péréemption : 5 ans si conservé dans son emballage d'origine.  
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Livré à l'unité.



EP	USP	Code	Longueur
9	7	340652	40 m
8	6	340654	45 m
7	5	340656	65 m
6	3-4	340658	90 m
5	2	340660	100 m
4	1	340662	100 m
3,5	0	340664	100 m

p.43 Retrouvez les aiguilles à suture

## PORTE-DÉVIDOIRS

Porte-dévidoirs lesté pour 3 dévidoirs de sutures Génia.  
Emboîtables les uns à côté des autres selon les besoins.



PEUT  
S'ASSEMBLER

Code	Modèle
340480	Porte-dévidoirs

**RAPPEL :**  
**EP** - unité de la pharmacopée européenne  
 diamètre du fil en 1/10ème de mm.  
 Du plus fin au plus épais : 1,5 < 9.  
**USP** - unité de la pharmacopée américaine  
 résistance du fil en nombre de « 0 ».  
 Du plus fin au plus épais : 4/0 < 0 < 7.



# SALLE BLANCHE

## CONCEPTION ET QUALITÉ DES FILS DE SUTURE

Génia maîtrise chaque étape de la fabrication de ses sutures en partant de la matière première jusqu'aux produits finis et garantis stériles à l'ETO.

Notre salle blanche est certifiée conforme à la classe ISO 8 selon la norme NF EN 14644-1.



Notre laboratoire interne nous permet d'effectuer des contrôles par lots de stérilisation. Ainsi, nous vérifions et assurons la conformité physico-chimique de nos produits par rapport aux exigences de la Pharmacopée Européenne.

Afin de garantir l'intégrité de notre salle blanche, un organisme de contrôle indépendant et agréé vérifie et certifie chaque année sa classification.

## CONSERVATION DE NOS FILS DE SUTURE

Afin de garantir une conservation optimale de nos fils de suture, ces derniers disposent de plusieurs couches de protection :

### 1) DÉVIDOIR

Le fil stérile est contenu dans un dévidoir designé pour offrir le maximum de sécurité lors de son utilisation et pensé spécifiquement pour les conditions d'exercice de la médecine vétérinaire. Les dévidoirs Génia disposent d'un couvercle de sécurité étanche ainsi que de parois à la fois épaisses et imperméables pour maintenir une hygrométrie minimale nécessaire à la bonne conservation du fil. Pensés pour accompagner le vétérinaire dans toutes ses interventions, leur design compact permet de les glisser dans une poche ou d'être facilement stockés dans les voitures.

### 2) SACHET ALUMINIUM

Les dévidoirs sont contenus dans des sachets en aluminium en alliage spécifiquement conçu pour augmenter la durée de conservation des fils de suture. Les sachets en aluminium sont conditionnés sous vide afin de garantir une barrière hygrométrique optimale.

### 3) EMBALLAGE CARTON

Le sachet aluminium est ensuite conditionné dans un emballage carton afin de le protéger durant le transport et le stockage en attendant son utilisation.

### DÉVIDOIRS

Surconditionnés dans un sachet de stérilisation et une boîte en carton.

### COUVERCLE DE SÉCURITÉ ÉTANCHE

Le fil reste au sec, même si le boîtier a été ouvert.

### COMPACT

Tient dans la poche, pas d'angle vif.

### BOBINEAU

Diamètre du bobineau adapté au fil. Permet de diminuer la mémoire de fil des Monofil, Fastfil et certains Lacfil.

### ÉPAIS ET IMPERMÉABLE

Renforcé, hygrométrie minimale.



### Précautions d'emploi :

- Nos fils sont classifiés à usage vétérinaire, ils peuvent être manipulés avec des instruments chirurgicaux stériles.



- Le sachet aluminium garantit la stérilité du fil tant que ce dernier est sous vide. En cas de sachet aluminium gonflé, ne pas utiliser le fil. Si ce dernier vient d'être endommagé, le fil est à utiliser immédiatement.

- Une fois le sachet ouvert, ne pas re-stériliser.



- Stocker hors de portée du soleil, dans un endroit sec où la température reste inférieure à 25°C. Si des traces d'humidité sont présentes à l'intérieur de la bobine, ne pas utiliser le fil.

- Penser à bien refermer le capuchon après utilisation du fil. Si le dévidoir est souillé, utiliser une lingette imbibée d'alcool pour le nettoyer.



### Opening date

/ /



- Respecter la date de péremption et le délai maximum d'ouverture indiqués sur l'emballage. Renseigner la date d'ouverture du fil sur l'étiquette de la bobine prévue à cet effet.

### FILS RÉSORBABLES

Les dévidoirs, une fois conditionnés sous gaine pelable stérile, sont surconditionnés dans un sachet en aluminium, qui garantit une hygrométrie minimale. Un sachet qui n'est pas sous vide ne garantit pas la barrière hygrométrique.



STÉRILE - UTILISABLE



PERÇÉ - NE PAS UTILISER

Retrouvez la version vidéo sur notre chaîne Youtube !




p.38 Retrouvez les fils de suture




# AIDE AU CHOIX DES AIGUILLES À SUTURE

## AIGUILLES SUTUREC

ÉCHELLE 1:1



### RAPPELS




**Section de l'aiguille triangulaire :** utilisée pour la peau, les muscles ou les fascias.

**Reverse cutting :** une aiguille triangulaire dont l'arrête tranchante est orientée vers l'extérieur (reverse cutting) est moins blessante pour les tissus qu'une aiguille dont le bords tranchant se situe vers l'intérieur. Il s'agit du premier choix pour pénétrer des tissus solides et fermes comme les fascias, cartilages, tissus fibrosés ...




**Section de l'aiguille ronde :** utilisée pour les organes creux ou les vaisseaux sanguins.

Chas simple




Chas à ressort




**Courbure :** La courbure est exprimée en 8° de cercle. En principe, plus le plan est profond plus la courbure de l'aiguille doit être importante.

1/2 C




3/8 C



## ■ AIGUILLES CADAVERIQUES

Aiguilles à suture, anglaises, courbes, triangulaires avec chas simple.

Livré par boîte de 12.



Code x 12	Longueur	Corde (Distance A-B)
147690	94 mm	74 mm
147691	126 mm	99 mm
147692	150 mm	118 mm

## ■ AIGUILLES SERPENTINES

Aiguilles à suture en acier inoxydable, forme américaine, serpentine, chas simple.

Livré par boîte de 12.




Code x 12	Longueur	Corde (Distance A-B)
147685	150 mm	140 mm

## ■ AIGUILLES SUTUREC

Aiguilles à suture en acier inoxydable, courbes, 3/8 de cercle.

Livré par boîte de 12.



Code x 12 Chas ressort	Code x 12 Chas simple	Longueur	Corde (Distance A-B)	Type de pointe
157746	-	16 mm	13 mm	Ronde
157745	-	20 mm	16 mm	Ronde
157744	-	30 mm	24 mm	Ronde
157743	157713	40 mm	31 mm	Ronde
157742	157712	45 mm	35 mm	Ronde
157741	157711	70 mm	55 mm	Ronde
157740	157710	90 mm	71 mm	Ronde
-	157708	132 mm	104 mm	Ronde
157728	-	82 mm	64 mm	Triangulaire
157727	-	16 mm	13 mm	Triangulaire
157726	-	20 mm	16 mm	Triangulaire
157725	-	30 mm	24 mm	Triangulaire
157724	157696	40 mm	31 mm	Triangulaire
157723	157704	45 mm	35 mm	Triangulaire
157722	157701	70 mm	55 mm	Triangulaire
-	157703	90 mm	72 mm	Triangulaire
-	157702	90 mm	70 mm	Triangulaire
157721	-	92 mm	72 mm	Triangulaire
157720	157700	100 mm	78 mm	Triangulaire
-	157698	130 mm	102 mm	Triangulaire

## ■ AIGUILLES SUTUREC EXTRA FINES EF

Aiguilles à suture en acier inoxydable, courbes, 3/8 de cercle. Chas large simple et pointe extra fine triangulaire.

Livré par boîte de 12.



Code x 12	Longueur	Corde (Distance A-B)	Type de pointe	Type de chas
157760	65 mm	49 mm	Triangulaire	Simple
157761	90 mm	71 mm	Triangulaire	Simple

## ■ AIGUILLES SUTUREC EXTRA FINES EF2/EF3

Aiguilles à suture en acier inoxydable REVERSE CUTTING, courbes, 3/8 de cercle. Chas large simple et pointe extra fine triangulaire.

Livré par boîte de 12.



Code x 12	Longueur	Corde (Distance A-B)	Type de pointe	Type de chas	Modèle
157764	65 mm	49 mm	Triangulaire	Simple	EF2
157766	90 mm	71 mm	Triangulaire	Simple	EF3

## ■ AIGUILLES DE BONNEY

Aiguilles à suture en acier inoxydable, courbes, triangulaires avec chas simple.

Livré par boîte de 12.

Code x 12	Longueur	Corde (Distance A-B)
147670	33 mm	26 mm
147665	46 mm	36 mm
147660	61 mm	48 mm
147655	80 mm	63 mm
147650	93 mm	73 mm



## MANCHE DE BISTOURI

Code	Modèle
307950	Manche bistouri n° 3
307952	Manche bistouri n° 4
307970	Manche de bistouri pliant n°4

### COMPATIBILITÉ LAMES DE BISTOURI

Manche n°3	Manche n°4
n°10	n°19
n°11	n°20
n°12	n°21
n°15	n°22
-	n°23
-	n°24



## LAMES DE BISTOURI SWANN MORTON

Lames de bistouri en acier au carbone.


Livré par 100 (lames stériles : emballage individuel stérile, lames non stériles : 20 sachets de 5 lames).

### NON STÉRILES

Code x 100	Modèle
307943	Lames de bistouri n° 10
307963	Lames de bistouri n° 22
307949	Lames de bistouri n° 23
307944	Lames de bistouri n° 24

### STÉRILES

Code x 100	Modèle
307965	Lames de bistouri n° 22
307956	Lames de bistouri n° 23



# CISEAUX

Tous nos ciseaux sont élaborés à partir d'acier inoxydable. Notre unité de production est certifiée ISO 9001 depuis 2007 pour répondre aux exigences de qualité et de sérieux qu'imposent les produits de santé, notamment au niveau du contrôle et de la traçabilité.

## NOS FINITIONS



### BLOC (acier inoxydable)

Ces articles sont fabriqués exclusivement en acier chirurgical inoxydable pour élaborer des instruments appropriés aux actes chirurgicaux. Il s'agit d'une production adaptée à des usages courants.

### CRYOCOUCPE - ANNEAUX DORÉS (acier inoxydable satiné mat)

Cette catégorie de ciseaux a été conçue pour les docteurs vétérinaires en vue d'une utilisation intensive. La cryocoupe est obtenue par hypotrempe thermique pour un tranchant renforcé.

### UPSTYLE - ANNEAUX NOIRS (acier inoxydable satiné mat)

Cette gamme répond aux spécificités suivantes :  
- ébauches sélectionnées sur des critères stricts ;  
- profils affinés pour les rendre plus légers, plus souples et mieux adaptés à des interventions délicates ;  
- trempe thermique pour un tranchant renforcé ;  
- contrôles nombreux et finition sous la loupe.


### UPCUT - ANNEAUX NOIRS (acier inoxydable satiné mat)

Cette qualité correspond aux caractéristiques des modèles UPSTYLE. Ces ciseaux présentent en plus une lame micro-dentée qui évite aux ciseaux de glisser et une lame rasoir pour assurer une coupe franche.

### UPCUT

La précision de la coupe est assurée par :

- l'usinage micro-denté de la lame inférieure qui maintient le tissu.
- le tranchant plus fin, en rasoir, de la lame supérieure.



QUALITÉ  
UPCUT

## SERVICE APRÈS-VENTE

**A l'usage, les instruments tranchants s'éroussent et se détériorent.**

**C'est pourquoi Génia, fabricant et leader incontournable dans son domaine, met à votre disposition un service de maintenance pour la réparation et l'affûtage de tout type d'instruments :**

### SERVICE AFFÛTAGE

Notre atelier qualifié est capable d'affûter et de remettre en état tout instrument tranchant :

- ciseaux de toute nature et de toute facture (médicaux, coiffeur, toilettage...),
- tous les instruments de chirurgie (pincés, aiguilles...),
- têtes de coupe pour tondeuses petits et grands animaux,
- matériel de maréchalerie (coupteaux, rénettes...).

### SERVICE RÉPARATION

Nous pouvons également réparer et remettre en état :

- des ciseaux (microdenture, changement de vis, polissage...),
- tous les instruments de chirurgie (daviés, pincés, écarteurs...),
- tondeuses électriques (cordon, doigt oscillant...),
- dermatographe YLG (ressort, embout...),
- aiguillon (réglage...).

*Pour toutes les réparations, un devis vous sera établi.*

En cas de réparation spécifique, n'hésitez pas à nous contacter afin d'identifier au mieux le problème et d'établir à la réception du matériel un devis personnalisé.

La mise en état de votre matériel s'effectuera avec des pièces d'origine.

**Tous nos affûtages sont garantis une semaine et toutes les réparations le sont pendant 3 mois. Nous garantissons les réparations effectuées, mais pas les pannes intervenant sur toutes autres parties de l'appareil.**




CONFIEZ-NOUS VOS  
RÉPARATIONS ET AFFÛTAGES



## ■ CISEAUX MAYO

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Modèle	Longueur	Type de lames
600303	Bloc	Courbe	14 cm	Fines
600275	Bloc	Courbe	14 cm	Rondes
<b>A</b> 600342	Bloc	Courbe	14 cm	Rondes
600340	Bloc	Droit	14 cm	Rondes
600322	Upstyle	Courbe	17 cm	Fines
600273	Bloc	Droit	17 cm	Rondes
<b>B</b> 600319	Upstyle	Droit	17 cm	Fines

## ■ CISEAUX MAYO STILLE

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Modèle	Longueur
600370	Bloc	Droit	15 cm
600375	Bloc	Courbe	15 cm
600372	Bloc	Droit	17 cm
600377	Bloc	Courbe	17 cm
600378	Bloc	Courbe	20 cm
601420	Cryocoupe	Droit	15 cm
601423	Cryocoupe	Courbe	15 cm
601422	Cryocoupe	Droit	17 cm
601424	Cryocoupe	Courbe	17 cm
600410	Upcut	Droit	17 cm
600411	Upcut	Courbe	17 cm
600400	Upstyle	Droit	15 cm
600402	Upstyle	Courbe	15 cm
600401	Upstyle	Droit	17 cm

## ■ CISEAUX MAYO CRANTÉS


Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Modèle	Longueur
601453	Bloc	Droit	15 cm
601454	Bloc	Courbe	15 cm
601456	Bloc	Droit	17 cm
601458	Bloc	Courbe	17 cm

## ■ CISEAUX METZENBAUM


Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Modèle	Longueur
600452	Bloc	Droit	15 cm
600458	Bloc	Courbe	15 cm
600459	Bloc	Courbe	16 cm
600460	Bloc	Courbe	18 cm
600512	Bloc	Droit délicat	18 cm
600515	Bloc	Courbe délicat	18 cm
601410	Cryocoupe	Droit	14 cm
601413	Cryocoupe	Courbe	14 cm
601412	Cryocoupe	Droit	18 cm
601414	Cryocoupe	Courbe	18 cm
600502	Upcut	Courbe	14 cm
600505	Upcut	Droit	18 cm
600506	Upcut	Courbe	18 cm
600490	Upstyle	Droit	14 cm
600493	Upstyle	Courbe	14 cm
600494	Upstyle	Courbe	18 cm
600530	Upstyle	Courbe délicat	18 cm
600495	Upstyle	Courbe	20 cm

## ■ CISEAUX BROPHY


Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Modèle	Longueur
<b>A</b> 600741	Bloc	Droit	14 cm
<b>B</b> 600743	Bloc	Courbe	14 cm

## ■ CISEAUX ENUCLÉATION


Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



	Code	Finition	Modèle	Longueur
A	600886	Bloc	Courbe	13 cm
B	600887	Bloc	Très courbe	13 cm

## ■ CISEAUX IRIDECTOMIE


Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



	Code	Finition	Modèle	Longueur
	600928	Bloc	Droit	10,5 cm
	600929	Bloc	Courbe	10,5 cm
	600935	Upstyle	Droit	10,5 cm

## ■ CISEAUX STEVENS

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



	Code	Finition	Modèle	Longueur
A	600810	Bloc	Droit affinage lame court	11 cm
B	600812	Bloc	Courbe affinage lame court	11 cm
C	600827	Upstyle	Courbe affinage lame long	11 cm

## ■ CISEAUX STRABISME

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



	Code	Finition	Modèle	Longueur
A	600910	Bloc	Droit	11 cm
B	600911	Bloc	Courbe	11 cm

## ■ CISEAUX SPENCER

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



	Code	Finition	Modèle	Longueur
	601255	Bloc	Droit	9 cm
	601258	Bloc	Courbe	9 cm
	601256	Bloc	Droit	11 cm
	601259	Bloc	Courbe	12 cm

## ■ CISEAUX FOMON

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat. Peut s'utiliser en complément du clamp à angle droit (réf. 657052 p.51).



IDÉAL POUR RÉALISER UNE ÉNUCLÉATION OU INTERVENIR SUR LE LIGAMENT ROND DE LA TÊTE DU FÉMUR

	Code	Finition	Modèle	Longueur
	600777	Bloc	Très courbe	14 cm

p.51 Retrouvez le clamp à angle droit

## ■ CISEAUX UNIVERSELS

Ciseaux en acier inoxydable, de qualité standard.



Code	Modèle	Longueur
307920	Lames crantées, anneaux plastifiés	18,5 cm

## ■ CISEAUX LISTER

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Modèle	Longueur
601239	Bloc	Coudé	18 cm

## ■ CISEAUX LINGERE


Ciseaux à vis en acier au carbone chromé.



Code	Finition	Modèle	Longueur
601313	Bloc	Pointu droit	18,5 cm

## ■ CISEAUX MÉDECIN

Ciseaux à vis en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Modèle	Longueur
600122	Bloc	Mousse droit	14 cm
600202	Bloc	Dauphin droit	14 cm
600123	Bloc	Mousse droit	16 cm
600129	Bloc	Mousse courbe	16 cm
600124	Bloc	Mousse droit	18 cm
600130	Bloc	Mousse courbe	18 cm
600170	Bloc	Pointu courbe	18 cm

[p.128](#) Retrouvez nos produits de nettoyage et de pré-désinfection

[p.128](#) Retrouvez notre protocole de désinfection

## ■ CISEAUX À CRIN

Ciseaux à vis en acier au carbone chromé.




Code	Finition	Modèle	Longueur
601470	Bloc	Courbe	18 cm

[p.128](#) Retrouvez les produits de nettoyage et de pré-désinfection

## ■ PORTE-AIGUILLES OLSEN HEGAR

Pince porte-aiguilles avec ciseaux en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.



Code	Modèle	Longueur
607024	Standard	14 cm
607028	Tungstène	14 cm
607030	Tungstène	18 cm

## ■ PORTE-AIGUILLES MAYO HEGAR

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.


- Mors épais.



Code	Modèle	Longueur
607003	Tungstène	14 cm
607000	Standard	15 cm
607002	Standard	18 cm
607006	Tungstène	18 cm

## ■ PORTE-AIGUILLES MATHIEU

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.



Code	Modèle	Longueur
607008	Standard	14 cm
607014	Tungstène	14 cm
607010	Standard	17 cm
607016	Tungstène	17 cm
607018	Tungstène	20 cm

## ■ PORTE-AIGUILLES CRILE WOOD

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.

- Mors fins.



Code	Modèle	Longueur
607032	Droit	15 cm

## ■ PORTE-AIGUILLES BOYTON

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.

- Mors extra-fins.



Code	Modèle	Longueur
607020	Standard	12,5 cm

## ■ PORTE-AIGUILLES GILLIES

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.




Code	Modèle	Longueur
607022	Standard	16 cm

LES PLAQUETTES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE SE REMPLACENT | CONSULTEZ-NOUS |

p 43 Retrouvez nos aiguilles à suture

## PINCE STANDARD


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Modèle	Longueur	Longueur des mors
650001	Sans griffes	12 cm	13 mm
650031	Avec griffes	12 cm	-
650012	Sans griffes	14 cm	19 mm

## PINCE ADSON


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat, avec mors standard.



Code	Modèle	Longueur	Longueur des mors
650320	Sans griffes	12 cm	13 mm
650322	Avec griffes	12 cm	-

## PINCE MICRO ADSON

Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat, avec mors extra fins.



Code	Modèle	Longueur
650495	Sans griffes	12 cm
650498	Avec griffes	12 cm

## PINCE ADSON BROWN


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Modèle	Longueur
650335	Avec griffes	12 cm

## PINCE ADSON GRAEFE


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat, avec mors atraumatiques.



	Code	Modèle	Longueur
A	650330	Avec griffes fines	12 cm
B	650332	Avec griffes fortes	15 cm

## PINCE GRAEFE


Pince à dissection fine en acier inoxydable satiné mat.



Code	Modèle	Longueur
650460	Droit, avec griffes	11 cm

## PINCE DEBAKEY

Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat, avec mors atraumatiques.



Code	Modèle	Longueur
650580	Droit	16 cm

## PINCE À CHAMPS CRABE

Pince servant à fixer les champs opératoires en acier inoxydable satiné mat, à pointes fines.



Code	Longueur
650882	9 cm

## PINCE CRILE

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



	Code	Modèle	Longueur
	657014	Droit, sans griffes	14 cm
A	657020	Courbe, sans griffes	14 cm
B	657018	Droit, avec griffes	14 cm
	657016	Courbe, avec griffes	14 cm

## PINCE HALSTEAD MOSQUITO

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



	Code	Modèle	Longueur
	657004	Droit, sans griffes	12 cm
A	657006	Courbe, sans griffes	12 cm
B	657008	Droit, avec griffes	12 cm
	657012	Courbe, avec griffes	12 cm

## PINCE KELLY


Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



	Code	Modèle	Longueur
A	657022	Droit, sans griffes	14 cm
B	657024	Courbe, sans griffes	14 cm

## PINCE ROCHESTER PEAN / KOCHER


Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



	Code	Modèle	Longueur
A	657030	Droit, sans griffes	18 cm
	657032	Courbe, sans griffes	18 cm
	657034	Droit, avec griffes	18 cm
B	657036	Courbe, avec griffes	18 cm

## PINCE ALLIS

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



	Code	Modèle	Longueur
	657000	Droit, avec griffes	15,5 cm

## CLAMP À ANGLE DROIT

Clamp en acier inoxydable satiné mat coudé à 90°. Qualité chirurgicale. Peut s'utiliser en complément des ciseaux Fomon (réf. 600777 p.47).




	Code	Longueur
	657052	14 cm

p.47 Retrouvez les ciseaux Fomon


## ■ CROCHET À OVARIECTOMIE

Crochet à ovariectomie de qualité chirurgicale.

- Manche moleté rond pour une excellente prise en main.
- Boule de taille moyenne pour une préhension optimale.



Code	Diamètre boule	Longueur
220360	6 mm	17,5 cm



## ■ ECARTEUR DE GELPI

Qualité chirurgicale.

- Autostatique.
- 1x1 griffe pointue à crémaillère.



Code	Longueur
630010	14 cm

## ■ PINCE DE HARTMANN

Pince à corps étrangers de Hartmann en acier inoxydable brillant avec l'extrémité effilée pour une meilleure maniabilité au travers des petits spéculums.



Code	Longueur
307976	8 cm
307975	14 cm

## ■ SPÉCULUM DE KILLIAN

Spéculum vaginal de Killian pour petits animaux avec une vis de blocage, en acier inoxydable brillant.



Code	Longueur
307980	9 cm

## ■ STAPVET

Agrafeuse cutanée 35W stérile à usage unique.

- 35 agrafes en acier inoxydable (7 mm x 4 mm).
- Tête angulaire pour une bonne visibilité, poignée ergonomique pour une bonne prise en main.
- Pose facile, bonne tenue des agrafes, maintient parfait de la plaie.

Livré sous sachet individuel stérile par boîte de 10.



Code x 10	Modèle
227860	Agrafeuse 35W



Retrouvez la version vidéo sur notre site internet !



## ■ ÔTE-AGRAFE

Retire les agrafes facilement.

- Bonne prise en main.
- Extrémité arrondie et incurvée afin de ne pas léser la peau et de passer aisément sous l'agrafe.


Livré sous sachet individuel stérile par boîte de 10.



Code x10	Modèle
227862	Ôte-agrafe

## ■ CANULES D'ASPIRATION

Canules d'aspiration coudées, stériles à usage unique et sans contrôle digital.



	Code	Modèle	Diamètre ext.	Longueur
	307400	Sans crépine	4 mm	260 mm
A	307401	Sans crépine	6 mm	250 mm
B	307410	Avec crépine	6 mm	250 mm

## ■ COUTEAU À AUTOPSIE

Couteau à autopsie à lame interchangeable, très robuste.



Code	Modèle
307958	Manche porte-lame seul
307959	Sachet de 10 lames interchangeables

## ■ CISEAUX À AUTOPSIE

Ciseaux à vis en acier au carbone chromé.



Code	Finition	Longueur
307922	Bloc	19 cm



## ■ DRAPVET®

Champs opératoires stériles à usage unique non tissé.

- 1 face lisse et imperméable.
- 1 face non tissée, confortable et absorbante rappelant la souplesse du tissu.
- Excellente tenue à la découpe : Ne se déchire pas, coupe nette.
- Champs épais qui épouse facilement le corps de l'animal.

Livré sous emballage individuel stérile, par boîte de 6, 12 ou 24.



Code x 24	Dimensions	Cond.
317178	45 x 75 cm	x 24
317180	75 x 90 cm	x 12
317182	125 x 125 cm	x 12
317184	200 x 300 cm	x 6



## ■ TROCARD OPÉRATION DE LA CAILLETTE

Trocart spécial en acier inoxydable pour l'opération de la caillette suivant la méthode de GRZYMER STERNER.

- Trocart de 5/6 mm fraisé.
- Manche en plastique et canule en métal de 112 mm.



Code	Modèle
340000	Trocart opération de la caillette complet
220400	Canule seule

## ■ NÉCESSAIRES OPÉRATION DE LA CAILLETTE GRZYMER STERNER

Bâtonnets en acier inoxydable avec fils de suture pour fixation de la caillette dans le flanc droit par omentopexie, suivant la méthode de GRZYMER STERNER.

Livré sous sachet en plastique par 2 ou 12.




Code	Modèle	Cond.
340019	Nécessaire opération caillette creux	x 2
347015	Nécessaire opération caillette creux	x 12


## ■ NÉCESSAIRES OPÉRATION DE LA CAILLETTE PLASTIQUE

Pastilles en matière plastique pour fixation de la caillette dans le flanc droit par omentopexie.

Livré sous sachet en polyéthylène par 6.



Longueur  
Grand modèle : 93 mm  
Petit modèle : 57 mm



Diamètre  
Grand modèle : 40 mm  
Petit modèle : 29 mm

Code x 6	Modèle	Dimensions
340007	Petit (1 ovale + 1 circulaire)	57 x 23 x 29 mm
340010	Grand (1 ovale + 1 circulaire)	93 x 23 x 40 mm



## ■ BANDES VAGINALES DE BÜHNER

Bandes en soie tressée à usage vétérinaire pour prévenir le prolapsus.

- Moins dangereuses et plus sûres que les épingles à boucllement.

Livré en dévidoir et sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.



Code	Modèle	Longueur	Diamètre int.
220852	Brebis	5 m x 4 mm	2,5 mm
220850	Vache	5 m x 7 mm	6,5 mm

## ■ PESSAIRES

Pessaires en matière plastique avec liens de 40 cm, pour prévenir le prolapsus chez la brebis.

- Dimensions : 26 x 16 cm.
- Pessaire souple.

Livré sous sachet en polyéthylène.




Code	Modèle
220800	Pessaire seul
220805	Sachet de 6 pessaires avec 18 liens et notice
220810	Lien au mètre (rouleau de 100 mètres)

## ■ PINCES À CÉSARIENNE

Pincés à césarienne pour grands animaux en acier inoxydable avec mors en silicone interchangeables.

Livré à l'unité.



Code	Modèle	Longueur
A 227076	A doigt	28 cm
B 227077	A vis	28 cm

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
227087	Paire de mors de rechange en silicone

## ■ AIGUILLES DE BÜHNER

Aiguilles à suture en acier inoxydable avec manche, pour placer les bandes vaginales de Böhner.




Code	Modèle	Longueur
A 227902	Standard	20,5 cm
227903	Effilée	20,5 cm
227900	Standard	30 cm
B 227901	Effilée	30 cm

## ■ ÉPINGLES À BOUCLEMENT

Épingles à bouclement vulvaire, de qualité vétérinaire, avec une pointe trocart protégée.

- Qualité soignée.
- Pointe effilée.

Livré par 10.




Code x 10	Modèle	Longueur
A 220890	Petite	6 cm
B 220892	Moyenne	8 cm
C 220894	Grande	11 cm

## ■ C-CUT

Utérótome à usage unique, en plastique pour les césariennes des grands animaux.

- Perforation pour fixer un lien.

Livré par sachet de 10.



Code x 10	Modèle
307985	C-cut

RIGIDE  
TRANCHANT

p.125 Retrouvez les casques de protection



## ORTHOPÉDIE

### Fixation externe et enclouage

Broches lisses .....	59
Broches filetées .....	60
Coapteurs et barres de fixation externe .....	61

### Vis et plaques

Vis .....	62
Plaques .....	63

Accessoires ostéosynthèse .....	65
---------------------------------	----

Rééducation .....	67
-------------------	----

## >> CHOIX DES MATÉRIAUX

Nos implants vétérinaires sont fabriqués en **acier inoxydable implantable de la plus haute qualité 316LVM**. Il s'agit du même acier que celui utilisé pour la production d'implants à usage humain, conforme aux normes industrielles 5835 : 1991 et ASTM F 138 Grade 2 relatives aux implants en ce qui concerne la composition, la microstructure, les propriétés mécaniques et les exigences métallurgiques.

## >> PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Cet acier offre une excellente résistance aux piqûres de corrosion dans un environnement biologique agressif. Les propriétés mécaniques sont équilibrées pour une combinaison optimale de résistance et de ductilité. Le design de nos implants, **conforme aux recommandations AOVET**, assure **une résistance et une rigidité adaptées** pour la fixation des fractures des grands et petits animaux.

## >> SAVOIR-FAIRE

Nos implants sont usinés avec soin par un **personnel qualifié et expérimenté**. L'état de surface (polissage), les tolérances dimensionnelles et la qualité d'exécution font l'objet d'un contrôle qualité très strict garantissant le plus haut niveau de qualité pour les applications vétérinaires.

## >> QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ

Notre usine de **fabrication basée en France est certifiée ISO 9001 depuis 2007**. Chaque implant sortant de nos ateliers a fait l'objet d'un contrôle qualité et la traçabilité est assurée depuis les approvisionnements en matière première jusqu'à la livraison chez nos clients. Rompus aux méthodes de contrôle et de production relatives au matériel médical hospitalier, nous appliquons les mêmes règles au matériel destiné aux vétérinaires, gage de notre **sérieux** et de la **fiabilité** de nos produits.

### MATÉRIEL D'OSTÉOSYNTÈSE NÉCESSAIRE

*Avant toute chirurgie osseuse, il est important de vérifier que vous disposez de l'ensemble du matériel nécessaire à sa réalisation.*

Daviers	Pour la manipulation des os et fragments osseux, l'aide à la réduction et son maintien, pour le maintien d'une plaque.
Écarteur de Gelpi (p. 52, 66)	Pour écarter la peau, la graisse et les muscles à l'abord de la fracture.
Mèches, Guide de forage	Pour forer la cavité osseuse dans laquelle la vis sera positionnée.
Jauge de mesure	Pour mesurer la longueur de la vis à utiliser.
Moteur chirurgical	Pour mettre en place les implants.
Plaques (p. 63), Broches (p. 59), Clous, Fixateurs externes (p. 61), Coapteurs (p. 61), Cerclages (p. 65), Vis (p. 62)	Matériels d'ostéosynthèse.
Tarauds, Porte-taraud	Pour réaliser l'empreinte du filetage de la vis afin de faciliter son vissage sans risque de fracture de l'os (non nécessaire pour les vis auto-taraudantes).
Tournevis hexagonal	Vissage : - un pour les vis de 1,5 et 2,0 mm de diamètre ; - un pour les vis de 2,7, 3,5 et 4,0 mm de diamètre ; - un pour les vis de 4,5 et 6,5 mm de diamètre.

### INDICATIONS DES DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGES D'OSTÉOSYNTÈSE

*Plusieurs types de montages sont utilisés afin de réduire une fracture. Chacun présente des indications particulières.*

TYPES DE MONTAGES	INDICATIONS
Fixateurs externes	- Fractures localisées aux rayons osseux distaux (tibia, radius, ulna). - Immobilisation temporaire sur des fractures ouvertes. - Fractures ouvertes avec un risque de nécrose cutanée. - Pontages articulaires.
Vis et plaques	Tout type de fracture non septique des os longs (membres) et plats (face, scapula et bassin) et du squelette axial (vertèbres). Fractures articulaires : réduction anatomique obligatoire; la stabilisation ne peut être parfaitement obtenue qu'après une réduction anatomique et une compression inter-fragmentaire. Pseudarthroses : permet une compression du foyer et une très bonne stabilité nécessaire à la guérison. Dans ce cas, elle est souvent associée à une greffe d'os spongieux. Ostéotomies correctrices : triple ostéotomie pelvienne, ostéotomie de nivellement du plateau tibial, ostéotomie de varisation du fémur... Permet un appui précoce lors de fractures de plusieurs membres. Le décubitus prolongé est ainsi évité.
Clous verrouillés	- Réduction et stabilisation de fractures diaphysaires. - Pseudarthroses, cal vicieux, non-union. - Traitement de fractures pathologiques.

## ■ BROCHES UNE POINTE TROCART, UNE EXTRÉMITÉ ARRONDIE

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 1 à 8 mm.
- Longueur de 10 à 30 cm.

Livré par 3 ou 10.

Sur demande : autres diamètres et longueurs.



Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26A1010	26K1010	1 mm	10 cm
26A1012	26K1012	1 mm	12 cm
26A1015	26K1015	1 mm	15 cm
26A1020	26K1020	1 mm	20 cm
26A1030	26K1030	1 mm	30 cm
26A1210	26K1210	1,2 mm	10 cm
26A1212	26K1212	1,2 mm	12 cm
26A1215	26K1215	1,2 mm	15 cm
26A1220	26K1220	1,2 mm	20 cm
26A1230	26K1230	1,2 mm	30 cm
26A1415	26K1415	1,4 mm	15 cm
26A1420	26K1420	1,4 mm	20 cm
26A1425	26K1425	1,4 mm	25 cm
26A1430	26K1430	1,4 mm	30 cm
26A1510	26K1510	1,5 mm	10 cm
26A1512	26K1512	1,5 mm	12 cm

Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26A1515	26K1515	1,5 mm	15 cm
26A1520	26K1520	1,5 mm	20 cm
26A1530	26K1530	1,5 mm	30 cm
26A1612	26K1612	1,6 mm	12 cm
26A1620	26K1620	1,6 mm	20 cm
26A1630	26K1630	1,6 mm	30 cm
26A1812	26K1812	1,8 mm	12 cm
26A1820	26K1820	1,8 mm	20 cm
26A2010	26K2010	2 mm	10 cm
26A2012	26K2012	2 mm	12 cm
26A2015	26K2015	2 mm	15 cm
26A2020	26K2020	2 mm	20 cm
26A2025	26K2025	2 mm	25 cm
26A2030	26K2030	2 mm	30 cm
26A2512	26K2512	2,5 mm	12 cm

Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26A2520	26K2520	2,5 mm	20 cm
26A2530	26K2530	2,5 mm	30 cm
26A3012	26K3012	3 mm	12 cm
26A3015	26K3015	3 mm	15 cm
26A3020	26K3020	3 mm	20 cm
26A3025	26K3025	3 mm	25 cm
26A3030	26K3030	3 mm	30 cm
26A3520	26K3520	3,5 mm	20 cm
26A3530	26K3530	3,5 mm	30 cm
26A4020	26K4020	4 mm	20 cm
26A4025	26K4025	4 mm	25 cm
26A4030	26K4030	4 mm	30 cm
26A5025	26K5025	5 mm	25 cm
26A5030	26K5030	5 mm	30 cm
26A6030	26K6030	6 mm	30 cm
26A8030*	26K8030	8 mm	30 cm

\*Conditionné par 2.

## ■ BROCHES DEUX POINTES TROCARTS

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 0,8 à 8 mm.
- Longueur de 12 à 30 cm.

Livré par 3 ou 10.

Sur demande : autres longueurs.



Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26B0812	26M0812	0,8 mm	12 cm
26B0830	26M0830	0,8 mm	30 cm
26B1010	26M1010	1 mm	10 cm
26B1012	26M1012	1 mm	12 cm
26B1020	26M1020	1 mm	20 cm
26B1025	26M1025	1 mm	25 cm
26B1030	26M1030	1 mm	30 cm
26B1212	26M1212	1,2 mm	12 cm
26B1220	26M1220	1,2 mm	20 cm
26B1230	26M1230	1,2 mm	30 cm
26B1415	26M1415	1,4 mm	15 cm
26B1420	26M1420	1,4 mm	20 cm
26B1430	26M1430	1,4 mm	30 cm
26B1512	26M1512	1,5 mm	12 cm
26B1515	26M1515	1,5 mm	15 cm
26B1520	26M1520	1,5 mm	20 cm
26B1525	26M1525	1,5 mm	25 cm
26B1530	26M1530	1,5 mm	30 cm

Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26B1620	26M1620	1,6 mm	20 cm
26B1630	26M1630	1,6 mm	30 cm
26B1812	26M1812	1,8 mm	12 cm
26B1820	26M1820	1,8 mm	20 cm
26B1830	26M1830	1,8 mm	30 cm
26B2012	26M2012	2 mm	12 cm
26B2015	26M2015	2 mm	15 cm
26B2020	26M2020	2 mm	20 cm
26B2025	26M2025	2 mm	25 cm
26B2030	26M2030	2 mm	30 cm
26B2212	26M2212	2,2 mm	12 cm
26B2220	26M2220	2,2 mm	20 cm
26B2230	26M2230	2,2 mm	30 cm
26B2512	26M2512	2,5 mm	12 cm
26B2515	26M2515	2,5 mm	15 cm
26B2520	26M2520	2,5 mm	20 cm
26B2525	26M2525	2,5 mm	25 cm
26B2530	26M2530	2,5 mm	30 cm

Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26B3012	26M3012	3 mm	12 cm
26B3015	26M3015	3 mm	15 cm
26B3020	26M3020	3 mm	20 cm
26B3025	26M3025	3 mm	25 cm
26B3030	26M3030	3 mm	30 cm
26B3520	26M3520	3,5 mm	20 cm
26B3525	26M3525	3,5 mm	25 cm
26B3530	26M3530	3,5 mm	30 cm
26B4020	26M4020	4 mm	20 cm
26B4025	26M4025	4 mm	25 cm
26B4030	26M4030	4 mm	30 cm
26B5025	26M5025	5 mm	25 cm
26B5030	26M5030	5 mm	30 cm
26B6025	26M6025	6 mm	25 cm
26B6030	26M6030	6 mm	30 cm
26B7025	26M7025	7 mm	25 cm
26B7030	26M7030	7 mm	30 cm
26B8030*	26M8030	8 mm	30 cm

\*Conditionné par 2.

## ■ BROCHES UNE POINTE LANCÉOLÉE, UNE EXTRÉMITÉ ARRONDIE

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 0,8 à 3 mm.
- Longueur de 15 cm.

Livré par 3.

Sur demande : autres diamètres et longueurs.



Code x 3	Diamètre	Longueur
26G0815	0,8 mm	15 cm
26G1015	1 mm	15 cm
26G1215	1,2 mm	15 cm
26G1515	1,5 mm	15 cm
26G1815	1,8 mm	15 cm
26G2015	2 mm	15 cm
26G3015	3 mm	15 cm



## ■ BROCHES UNE POINTE TROCART, AVEC FILETAGE POSITIF

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical. Filetage central ou distal. Le filetage assure la stabilité du montage. L'ancrage osseux limite le mouvement des broches et donc l'ostéolyse consécutive à l'instabilité.

- Diamètre de 0,8 à 4 mm.
- Longueur de 10 à 20 cm.

Livré par 3 ou 10.

Sur demande : autres diamètres et longueurs (diamètre 0,6 pour les NAC).



FILETAGE POSITIF  
POUR PLUS DE SOLIDITÉ

### FILETAGE AU CENTRE

Code x 3	Code x 10	Broche		Filetage	
		Diamètre	Longueur	Diamètre	Longueur
33C0810	31C0810	0,8 mm	10 cm	1 mm	10 mm
33C1012	31C1012	1 mm	12 cm	1,3 mm	15 mm
33C1212	31C1212	1,2 mm	12 cm	1,5 mm	15 mm
33C1512	31C1512	1,5 mm	12 cm	1,9 mm	15 mm
33C1815	31C1815	1,8 mm	15 cm	2,3 mm	15 mm
33C2015	31C2015	2 mm	15 cm	2,7 mm	20 mm
33C2515	31C2515	2,5 mm	15 cm	3 mm	30 mm
33C3020	31C3020	3 mm	20 cm	3,7 mm	30 mm
33C3520	31C3520	3,5 mm	20 cm	4,3 mm	30 mm
33C4020	31C4020	4 mm	20 cm	4,8 mm	30 mm

### FILETAGE EN POINTE

Code x 3	Code x 10	Broche		Filetage	
		Diamètre	Longueur	Diamètre	Longueur
33P0810	31P0810	0,8 mm	10 cm	1 mm	10 mm
33P1012	31P1012	1 mm	12 cm	1,3 mm	15 mm
33P1212	31P1212	1,2 mm	12 cm	1,5 mm	15 mm
33P1512	31P1512	1,5 mm	12 cm	1,9 mm	15 mm
33P1812	31P1812	1,8 mm	12 cm	2,3 mm	15 mm
33P2012	31P2012	2 mm	12 cm	2,7 mm	20 mm
33P2512	31P2512	2,5 mm	12 cm	3 mm	25 mm
33P3015	31P3015	3 mm	15 cm	3,7 mm	25 mm
33P3515	31P3515	3,5 mm	15 cm	4,3 mm	30 mm
33P4015	31P4015	4 mm	15 cm	4,8 mm	30 mm

## ■ BROCHES DEUX POINTES TROCARTS, UN FILETAGE NÉGATIF SUR UNE POINTE

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 1 à 6 mm.
- Longueur de 12 à 30 cm.

Livré par 3 ou 10.

Sur demande : autres diamètres et longueurs.



Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26E1012	26T1012	1 mm	12 cm
26E1020	26T1020	1 mm	20 cm
26E1025	26T1025	1 mm	25 cm
26E1430	26T1430	1,4 mm	30 cm
26E1520	26T1520	1,5 mm	20 cm
26E1525	26T1525	1,5 mm	25 cm
26E1530	26T1530	1,5 mm	30 cm
26E1630	26T1630	1,6 mm	30 cm
26E1820	26T1820	1,8 mm	20 cm

Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26E1830	26T1830	1,8 mm	30 cm
26E2025	26T2025	2 mm	25 cm
26E2030	26T2030	2 mm	30 cm
26E2230	26T2230	2,2 mm	30 cm
26E2520	26T2520	2,5 mm	20 cm
26E2525	26T2525	2,5 mm	25 cm
26E2530	26T2530	2,5 mm	30 cm
26E3020	26T3020	3 mm	20 cm
26E3025	26T3025	3 mm	25 cm
26E3030	26T3030	3 mm	30 cm

Code x 3	Code x 10	Diamètre	Longueur
26E3520	26T3520	3,5 mm	20 cm
26E3525	26T3525	3,5 mm	25 cm
26E3530	26T3530	3,5 mm	30 cm
26E4020	26T4020	4 mm	20 cm
26E4025	26T4025	4 mm	25 cm
26E4030	26T4030	4 mm	30 cm
26E4525	26T4525	4,5 mm	25 cm
26E5030	26T5030	5 mm	30 cm
26E6030	26T6030	6 mm	30 cm

## ■ BROCHES UNE POINTE TROCART AVEC FILETAGE NÉGATIF, POINTE LANCÉOLÉE

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 1 à 6 mm.
- Longueur de 20 à 30 cm.

Livré par 3.

Sur demande : autres diamètres et longueurs.




Code x 3	Diamètre	Longueur
26F1020	1 mm	20 cm
26F1220	1,2 mm	20 cm
26F1420	1,4 mm	20 cm
26F1520	1,5 mm	20 cm
26F1620	1,6 mm	20 cm
26F1820	1,8 mm	20 cm
26F2020	2 mm	20 cm
26F2520	2,5 mm	20 cm

Code x 3	Diamètre	Longueur
26F2525	2,5 mm	25 cm
26F3025	3 mm	25 cm
26F3525	3,5 mm	25 cm
26F4025	4 mm	25 cm
26F4030	4 mm	30 cm
26F5030	5 mm	30 cm
26F6030	6 mm	30 cm





## MONTAGE DES BROCHES

La position du filetage (central ou en pointe) dépend du montage choisi.



Filetage en pointe



Filetage central

L'ensemble de nos broches est en acier inoxydable implantable (grade 316 LVM) de la plus haute qualité pour garantir une tolérance maximale de l'implant et une grande solidité.

- Notre pointe trocart effilée réduit l'échauffement osseux et donc la nécrose thermique lors de la pose.
- Le filetage assure la stabilité du montage. L'ancrage osseux limite le mouvement des broches et donc l'ostéolyse consécutive à l'instabilité.
- Le filetage positif apporte une plus grande solidité par rapport à un filetage négatif qui conserve le diamètre de la broche sur toute sa longueur. Avec le filetage positif, il n'y a plus de zone de fragilité à la jonction filetage-tige.

## COAPTEURS

Fixateurs externes en acier inoxydable, non chirurgical (diamètres 12, 14 et 16 en acier inoxydable, diamètres 24 et 32 en laiton chromé). Chaque fixateur est identifié, excepté les modèles grands animaux.

- Diamètre de 12 à 32 mm.

Livré par 6 ou par 25.

Sur demande : autres modèles.



Code x 6	Code x 25	Diamètre	Diamètre barre ext	Diamètre broche transfixante	Longueur broche	Usage
260020	259912	12 mm	2 mm	1,2 mm	12 cm	Chat
260022	259914	12 mm	2 mm	1,5 mm	12 cm	Chat
260023	259916	14 mm	3 mm	1,5 mm	12 cm	Petits chiens
260019	259918	14 mm	3 mm	1,8 mm	12 cm	Petits chiens
260024	259920	14 mm	3 mm	2 mm	12 cm	Chiens moyens
260026	259922	16 mm	4 mm	2 mm	15 cm	Chiens moyens
260027	259924	16 mm	4 mm	2,5 mm	15 cm	Gros chiens
260028	259926	16 mm	4 mm	3 mm	15 cm	Gros chiens
260030	259928	24 mm	4 mm	6 mm	15 cm	Grands animaux
260032	259930	32 mm	8 mm	4 mm	25 cm	Grands animaux
260034	259932	32 mm	8 mm	6 mm	25 cm	Grands animaux

### VIS DE RECHANGE POUR COAPTEUR

Code x 6	Diamètre
260046	12 mm
260047	14 et 16 mm
260048	24 mm
260049	32 mm

## BARRES DE FIXATION EXTERNE

Barres externes pour coapteurs, chanfreinées, polies aux extrémités et identifiées. Acier inoxydable non chirurgical. Ne peuvent pas être implantées.

- Diamètre de 2 à 8 mm.
- Longueur de 50 cm.

Livré par 6.

Sur demande : autres diamètres et longueurs.



Code x 6	Diamètre	Longueur	Coapteur
260160	2 mm	50 cm	12
260162	3 mm	50 cm	14
260164	4 mm	50 cm	16
260168	6 mm	50 cm	24
260170	8 mm	50 cm	32



# AIDE AU CHOIX DES VIS\*

\*À titre indicatif.

Chacune des vis Génia au catalogue est compatible avec les tournevis et tarauds standards.



## VIS CORTICALES AUTO-TARAUDANTES

DIAMÈTRE VIS		TOURNEVIS		DIAMÈTRE MÈCHE
FILETAGE A	NOYAU B	TÊTE C	EMPREINTE HEXAGONALE	TROU FILETÉ
1,5 mm	1,0 mm	3 mm	1,5 mm	1,1 mm
2,0 mm	1,3 mm	4 mm	1,5 mm	1,5 mm
2,7 mm	1,9 mm	5 mm	2,5 mm	2,0 mm
3,5 mm	2,4 mm	6 mm	2,5 mm	2,5 mm
4,5 mm**	3,0 mm	8 mm	4,5 mm	3,1 mm

\*\*Sur demande : diamètre 4,5 mm

## UTILISATION SELON CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE	LONGUEUR	TYPE	UTILISATION
1,5 mm	6 - 20 mm	Corticale	Mini-implant (phalange, CT)
2,0 mm	6 - 30 mm	Corticale	Mini-implant (phalange, CT)
2,7 mm	6 - 44 mm	Corticale	CT, petits CN (5 - 7 kg) + bassin
3,5 mm	8 - 60 mm	Corticale	CN > 10 kg
3,5 mm	10 - 80 mm	Spongieuse	CN > 10 kg
4,5 mm	14 - 70 mm	Corticale	CN > 50 kg et CV, BV
6,5 mm	25 - 80 mm	Spongieuse	CN > 50 kg et CV, BV

CT = chat, CN = chien, CV = cheval, BV = bovin.

## ■ VIS CORTICALES AUTO-TARAUDANTES

Vis corticales à embase sphérique et empreinte hexagonale.

- Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

Livré par sachet de 6.



AUTO-TARAUDANTES  
POUR INSERTION RAPIDE

Diamètre 1.5 mm	Diamètre 2.0 mm	Diamètre 2.7 mm	Diamètre 3.5 mm	Longueur
265500	265568	265636	-	6 mm
265501	-	-	-	7 mm
265502	265570	265638	265706	8 mm
265503	-	-	-	9 mm
265504	265572	265640	265708	10 mm
265506	265574	265642	265710	12 mm
265508	265576	265644	265712	14 mm
265510	265578	265646	265714	16 mm
265512	265580	265648	265716	18 mm
265514	265582	265650	265718	20 mm
-	265584	265652	265720	22 mm
-	265586	265654	265722	24 mm
-	265588	265656	265724	25 mm
-	265590	265658	265726	26 mm
-	265592	265660	265728	28 mm
-	265594	265662	265730	30 mm
-	-	265664	265732	32 mm
-	-	265666	265734	34 mm
-	-	265668	265736	35 mm
-	-	265670	265738	36 mm
-	-	265672	265740	38 mm
-	-	265674	265742	40 mm
-	-	265676	265744	42 mm
-	-	265678	265746	44 mm
-	-	-	265748	45 mm
-	-	-	265750	46 mm
-	-	-	265752	48 mm
-	-	-	265754	50 mm
-	-	-	265756	52 mm
-	-	-	265758	54 mm
-	-	-	265760	55 mm
-	-	-	265762	56 mm
-	-	-	265764	58 mm
-	-	-	265766	60 mm

Sur demande :  
diamètre 4,5 mm

## ■ VIS SPONGIEUSES

Vis spongieuses à embase sphérique et empreinte hexagonale.

- Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.
- Diamètre du filetage de 3,5 mm.
- Longueur de la vis de 10 à 80 mm.

Livré par sachet de 6.



Diamètre 3.5 mm	Longueur
264444	10 mm
264446	12 mm
264448	14 mm
264450	16 mm
264462	28 mm
264464	30 mm
264466	32 mm
264468	34 mm
264470	36 mm
264472	38 mm
264474	40 mm
264476	45 mm
264478	50 mm
264480	55 mm
264482	60 mm
264484	65 mm
264486	70 mm
264488	75 mm
264490	80 mm

Sur demande :  
diamètre 6,5 mm

## AIDE AU CHOIX DES PLAQUES\*

\*À titre indicatif.

Le choix du type et de la taille d'une plaque dépend des propriétés mécaniques de cet implant.  
Ce dernier doit notamment être capable de résister aux forces de flexion appliquées sur l'os durant la consolidation osseuse.  
Le choix est aussi fonction du poids de l'animal, des dimensions du segment fracturé et de la position du (des) trait(s) de fracture.

	0 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
Humérus	DCP <sup>1</sup> 4,5 ou 4,5 large						
	DCP <sup>1</sup> 2,7		DCP <sup>1</sup> 3,5			DCP <sup>1</sup> 3,5 large ou 4,5	
Radius Ulna	DCP <sup>1</sup> 2,7		DCP <sup>1</sup> 3,5			DCP <sup>1</sup> 3,5 large ou 4,5	
Fémur	VCP <sup>2</sup>		DCP <sup>1</sup> 3,5		DCP <sup>1</sup> 4,5 large		
	DCP <sup>1</sup> 2,7		DCP <sup>1</sup> 3,5 large ou 4,5				
Tibia	VCP <sup>2</sup>		DCP <sup>1</sup> 3,5		DCP <sup>1</sup> 4,5 large		
	VCP <sup>2</sup>		DCP <sup>1</sup> 2,7		DCP <sup>1</sup> 3,5 large ou 4,5		

<sup>1</sup>Dynamic Compression Plate (DCP)  
<sup>2</sup>Veterinary Cuttable Plate (VCP)

## ■ PLAQUES SÉCABLES

Gamme de plaques VCP\*\* avec différents profilés (plat, tiers de tube, de tube, courbe).

- Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.
- Plaques pour vis de diamètre 2 mm, 2,7 mm et 3,5 mm.
- 20 à 55 trous, ronds ou oblongs en fonction des modèles.

\*\* Veterinary Cuttable Plate.



Code	Type de trou	Modèle		Nombre de trous	Longueur	Épaisseur	Largeur	Diamètre des vis
266150	Rond	Courbe	B	28	336 mm	3,2 mm	10,2 mm	3,5 mm
266152	Rond	Courbe	B	28	336 mm	4 mm	11,6 mm	3,5 mm
266154	Rond	Plat	C	41	328 mm	2,5 mm	8 mm	2,7 mm
266156	Rond	Tiers de tube	A	50	300 mm	1,1 mm	9 mm	2,7 mm
266158	Rond	Plat	C	55	330 mm	2 mm	5 mm	2 mm
266160	Rond	Tiers de tube	A	50	300 mm	1,1 mm	9 mm	2 mm
266170	Oblong	Plat	C	20	100 mm	1,5 mm	5 mm	2 mm
266172	Oblong	Plat	C	20	100 mm	1 mm	4 mm	1,5 mm



## ■ PLAQUES À COMPRESSION DYNAMIQUE

Gamme de plaques DCP\* profil normal et large.

- Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.
- Longueur de 22 à 218 mm.
- Plaques DCP pour vis de diamètre 2 mm et 2,7 mm : 4 à 12 trous.
- Plaques DCP pour vis de diamètre 3,5 mm :
  - profil étroit : 4 à 12 trous,
  - profil large : 5 à 18 trous.

\*Dynamic Compression Plate.



RECOMMANDATIONS  
AOVET

### PLAQUE DROITE POUR VIS :

Diamètre : 2 mm  
Largeur : 5 mm  
Distance intérieur trous : 5 mm  
Distance trous centraux : 6,2 mm

Code	Trous	Longueur	Épaisseur
266002	4	22 mm	1 mm
266004	5	27 mm	1 mm
266006	6	32 mm	1,5 mm
266008	7	37 mm	1,5 mm
266010	8	42 mm	1,5 mm
266012	9	47 mm	1,5 mm
266014	10	52 mm	1,5 mm
266016	11	57 mm	1,5 mm
266018	12	62 mm	1,5 mm

### PLAQUE DROITE POUR VIS :

Diamètre : 2,7 mm  
Largeur : 8 mm  
Distance intérieur trous : 8 mm  
Distance trous centraux : 11,7 mm

Code	Trous	Longueur	Épaisseur
266020	4	36 mm	2 mm
266022	5	44 mm	2 mm
266024	6	52 mm	2,5 mm
266026	7	60 mm	2,5 mm
266028	8	68 mm	2,5 mm
266030	9	76 mm	2,5 mm
266032	10	84 mm	2,5 mm
266034	11	92 mm	2,5 mm
266036	12	100 mm	2,5 mm

### PLAQUE DROITE POUR VIS :

Diamètre : 3,5 mm  
Largeur : 10 mm  
Épaisseur : 3,2 mm  
Distance intérieur trous : 12 mm  
Distance trous centraux : 16,6 mm

Code	Trous	Longueur
266038	4	50 mm
266040	5	62 mm
266042	6	74 mm
266044	7	86 mm
266046	8	98 mm
266048	9	110 mm
266050	10	122 mm
266052	11	134 mm
266054	12	146 mm

### PLAQUE DROITE POUR VIS :

Diamètre : 3,5 mm  
Largeur : 11,6 mm  
Épaisseur : 4 mm  
Distance intérieur trous : 12 mm  
Distance trous centraux : 16,6 mm

Code	Trous	Longueur
266056	5	62 mm
266058	6	74 mm
266060	7	86 mm
266062	8	98 mm
266064	9	110 mm
266066	10	122 mm
266068	11	134 mm
266070	12	146 mm
266072	14	170 mm
266074	16	194 mm
266076	18	218 mm



## ■ CISEAUX COURONNE

Ciseaux Couronne ou Beebe à lames crantées pour couper les fils en acier chirurgical. Acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Montage	Modèle	Longueur
601170	Bloc	A vis	Droit	10 cm

## ■ CISEAUX COUPE FIL DE LUZ

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Code	Finition	Montage	Modèle	Longueur
601165	Bloc	A vis	Coudé	12 cm

## ■ FILS D'ACIER CHIRURGICAL

Fils d'acier chirurgical pour la réalisation de cerclages.

- Longueur du rouleau : 10 m.



Code	Diamètre
260200	0,2 mm
260201	0,4 mm
260202	0,5 mm
260203	0,6 mm
260204	0,7 mm
260205	0,8 mm
260206	0,9 mm
260207	1 mm
260208	1,2 mm
260209	1,5 mm

## ■ POUSSE-BROCHES

Pousse-broches en acier chirurgical inoxydable.

- Diamètre de 4 et 6 mm.
- Longueur de 150 mm.



Code	Diamètre
261002	4 mm
261004	6 mm



## MANDRINS PORTE-BROCHES

Mandrins porte-broches avec poignées moletées en aluminium anodisé pour l'introduction des broches intramédullaires de 0,8 à 8 mm de diamètre.


Livré complet avec rallonge et clé de blocage.



Code	Diamètre	Modèle
<b>A</b> 261012	6 mm	Acier inoxydable
261014	10 mm	Acier inoxydable
261017	-	Extension seule en acier inoxydable

p.59 Retrouvez les broches chirurgicales

## CLÉS POUR MANDRIN



Code	Modèle
<b>A</b> 261021	Clé pour Mandrin 6 mm en acier inoxydable
<b>B</b> 261022	Clé pour Mandrin 10 mm en acier inoxydable

## ÉCARTEUR DE HOHMANN




Code	Longueur
630000	22 cm

## ECARTEUR DE GELPI

Qualité chirurgicale.

- Autostatique.
- 1x1 griffe pointue à crémaillère.



Code	Longueur
630010	14 cm

## PASTILLES CHIRURGICALES

Pastilles en polypropylène pour la réparation des ligaments croisés.

- Diamètre de 8 et 15 mm.

Livré non stérile, par sachet de 6.



Code x 6	Diamètre
340020	8 mm
340030	15 mm

## ■ HANDY CANIS ARRIÈRE

Harnais de maintien dans le cas d'immobilisation ou de paralysie, légère ou sévère, permanente ou temporaire, des pattes arrière des chiens et des chats.

- Soulage l'animal dans ses déplacements et notamment pour le franchissement d'obstacles (trottoirs, marches,...).
- Matière très résistante (néoprène).
- Matière élastique pour un meilleur confort et ajustement.
- Lavable.
- Ajustement à la morphologie de l'animal grâce aux bandes velcro et sangles réglables.
- Sangles de maintien réglables afin d'ajuster la longueur en fonction de la taille du chien et du maître.
- Poignée de confort pour maintenir ensemble les sangles. ①



LAVABLE EN  
MACHINE

NÉOPRÈNE  
CONFORTABLE

### MODÈLE ARRIÈRE

Code	Taille	D Tour de ventre min. et max.	E Tour de cuisse min. et max.	Race
227250	XS	30 - 33 cm	7,5 - 17 cm	Yorkshire, Chihuahua
227252	S	33 - 36 cm	15 - 23 cm	Teckel
227254	M	36 - 50 cm	22 - 32 cm	Basset hound
227256	L	50 - 63 cm	31 - 36 cm	Golden Retriever, Berger Allemand
227258	XL	63 - 81 cm	37 - 53 cm	St. Bernard, Terre-Neuve



D) Tour de ventre au niveau de l'aine.  
E) Tour de cuisse au niveau de l'aine.



## CANIS-MOBILE®

Chariots pour supporter les membres postérieurs des chiens et des chats en cas de perte de mobilité partielle ou totale.

- Châssis en métal zingué et en aluminium moulé.
- Hauteur et longueur réglables.
- Sangles ajustables.
- Néoprène de protection amovible pour le lavage.
- Roues en caoutchouc souple.
- Barre de renfort pour soulever l'animal et l'aider à franchir les trottoirs.
- Essieu déporté pour permettre une mobilité des pattes avant.

### Indications :

- Paralysie ou parésie des membres postérieurs des chiens et des chats, notamment des bergers allemands, teckels, labradors, etc.
- Rééducation fonctionnelle suite à une hernie discale.
- Immobilisation temporaire des membres postérieurs suite à une intervention chirurgicale, une blessure, la pose d'un plâtre, d'une attelle, de fixateurs externes, etc.


Sur demande : modèles sur mesure adaptables aux dimensions A, B et C ci-dessous.

**Livré avec l'Handy Canis arrière correspondant**  
(choisir en fonction des mesures D et E).



CHARIOT FACILE À MONTER |  
HARNAIS FACILE À INSTALLER |

Retrouvez la version vidéo  
sur notre site internet !



### Mesures pour Canis-Mobile®

- A) Tour de thorax derrière les pattes antérieures.
- B) Distance entre les pattes antérieures et postérieures.
- C) Hauteur sous la queue.

### Mesures pour Handy Canis arrière

- D) Tour de ventre au niveau de l'aine.
- E) Tour de cuisse au niveau de l'aine.

Aide au choix du Canis-Mobile® : mesurer A, B et C et déterminer la taille du modèle (petit, moyen ou grand).  
Choisir ensuite entre les deux Handy Canis arrière compatibles à l'aide des mesures D et E.

Code KIT	Taille Handy Canis	Mesures pour HANDY CANIS ARRIÈRE		Taille Canis-Mobile®	Mesures pour CANIS-MOBILE®			Poids Maximum
		D Tour de ventre min. et max.	E Tour de cuisse min. et max.		A Tour de thorax	B Distance min. et max.	C Hauteur min. et max.	
260570	XS	30 - 33 cm	7,5 - 17 cm	Petit	41 cm maxi	16 - 26 cm	17 - 27 cm	10 kg
260571	S	33 - 36 cm	15 - 23 cm					
260574	S	33 - 36 cm	15 - 23 cm	Moyen	66 cm maxi	25 - 35 cm	24 - 38 cm	30 kg
260575	M	36 - 50 cm	22 - 32 cm					
260580	L	50 - 63 cm	31 - 36 cm	Grand	90 cm maxi	35 - 50 cm	41 - 56 cm	50 kg
260581	XL	63 - 81 cm	37 - 53 cm					



## HOSPITALISATION

### **Consommables**


Carcans .....	70
Équipement de protection .....	74
Bandages .....	77
Pansements .....	80

<b>Identification petits animaux .....</b>	<b>83</b>
--	-----------

<b>Accessoires .....</b>	<b>84</b>
--------------------------	-----------

<b>Thermomètres .....</b>	<b>86</b>
---------------------------	-----------

## SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE



Système d'attache rapide et sécurisé par un double passage des languettes.

- 3 à 5 réglages autour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support.
- Encres de marquage conformes aux normes FDA, non toxiques pour l'animal.


### MONTAGE

Engager les languettes latérales (les plus larges) dans les découpes choisies, côté lisse à l'intérieur, puis les faire ressortir dans les découpes suivantes. Faire la même chose avec les petites languettes.



### DÉMONTAGE

Bien plier (marquer fermement le pli) le volet mobile qui dépasse après le montage. Faire ressortir les languettes des découpes en tirant.



Code x 12 TRANSCOL	Code x 12 FUNCOL	Code x 12 GREENCOL	S/Cond.	Code x 12 NEOCOL	S/Cond.	Taille (A-B)	Tour du cou (B-C)	
						min.	max.	
306100	306200	306300	x 30	306420	x 10	7,5 cm	25 cm	28 cm
306102	306202	306302	x 30	306422	x 10	10 cm	22 cm	28 cm
306104	306204	306304	x 20	306424	x 10	12,5 cm	25 cm	33 cm
306106	306206	306306	x 12	306426	x 10	15 cm	33 cm	41 cm
-	306218	-	x 10	-	-	17,5 cm	35 cm	43 cm
306108	306208	306308	x 8	306428	x 10	20 cm	37 cm	46 cm
306110	306210	306310	x 6	306430	x 5	25 cm	43 cm	52 cm
306112	306212	306312	x 4	306432	x 5	30 cm	47 cm	58 cm
-	306213	306314	x 3	-	-	35 cm	54 cm	70 cm
-	306214	306315	x 3	-	-	40 cm	62 cm	80 cm
306116	306216*	306316	x 4	306438	x 5	Jeu (2x7 tailles, de 7,5 à 30 cm)		

\*Le kit Funcol® ne comprend pas la taille 17,5 cm.

Retrouvez la version vidéo sur notre chaîne Youtube !



## SUPPORT DE COLLIERS CARCANS ET COSYPAD®

Support mural pour carcans Génia et Cosypad®.

- Le support permet d'accrocher tous les carcans Génia par leur trou d'accrochage muni d'une fente et de les enlever par simple traction (sans avoir à enlever les colliers qui se trouvent devant).

Code	Modèle
306117	Support colliers carcans et Cosypad®

p.75 Retrouvez les Cosypad®



## ■ TRANSCOL

Colliers carcans en polypropylène transparent coloré.

- Fixations rapides.
- Code couleur pour identifier les tailles.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Inscriptions en noir.

Livré par 12 sous un emballage carton.



CODE COULEUR |  
PAR TAILLE

## ■ FUNCOL®

**NOUVEAU**

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore, avec impression de motifs colorés en forme de pattes.

- Fixations rapides.
- Code couleur pour identifier les tailles.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Nouvelles tailles disponibles : 17,5 cm, 35 cm et 40 cm.

Livré par 12 sous un emballage carton.



CODE COULEUR |  
PAR TAILLE

NOUVELLE TAILLE |  
17,5 CM

## ■ GREENCOL


Colliers carcans en polypropylène transparent incolore.

- Fixations rapides.
- 80% recyclé, 100% recyclable.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Inscriptions en vert foncé.

Livré par 12 sous un emballage carton.



80% RECYCLÉ |  
100% RECYCLABLE



## ■ NEOCOL®

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore, avec liseré néoprène amortissant et réfléchissant.


- Fixations rapides.
- Code couleur pour identifier les tailles.
- Liseré en néoprène confortable pour limiter les chocs et réfléchissant pour mieux repérer l'animal la nuit.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Solidité renforcée par le liseré.
- Collier bien accepté par les chats car le liseré est léger et amortit le bruit.

Livré par 12 sous un emballage carton.



AMORTISSANT |  
RÉFLÉCHISSANT | CODE COULEUR |  
PAR TAILLE

## SYSTÈME D'ATTACHE STANDARD



Système d'attache classique sécurisé, une attache solidaire du carcan de l'animal, les autres se fixant individuellement sur le collier.

- 2 à 3 réglages autour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support.
- Encres de marquage conformes aux normes FDA, non toxiques pour l'animal.

Code x 12 NECKY	Code x 12 SMOCKY	Taille (A-B)	Tour du cou (B-C)		S/Cond.
			min.	max.	
306000	306400	7,5 cm	25 cm	28 cm	x 30
306002	306402	10 cm	22 cm	28 cm	x 30
306004	306404	12,5 cm	25 cm	33 cm	x 20
306006	306406	15 cm	33 cm	41 cm	x 12
306008	306408	20 cm	37 cm	46 cm	x 8
306010	306410	25 cm	43 cm	52 cm	x 6
306012	306412	30 cm	47 cm	58 cm	x 4
306013	306413	35 cm	54 cm	70 cm	x 3
306014	306414	40 cm	62 cm	80 cm	x 3
306016	306416	Jeu (2x7 tailles, de 7,5 à 30 cm)			x 4

p.70 Retrouvez le support de colliers carcans

### MONTAGE

Placer la face perforée sur le dessus, côté lisse à l'intérieur. Faire glisser la grande languette dans la découpe choisie. Passer dessus-dessous.

Procéder de la même manière avec les petites languettes qui se placent autour du collier.



### DÉMONTAGE

Tirer la languette.



Retrouvez la version vidéo sur notre chaîne Youtube !



## NECKY

Colliers carcans en polypropylène TRANSPARENT incolore.

- Fixations standard.
- 80% recyclé, 100% recyclable.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Inscriptions en vert foncé.

Livré par 12 sous un emballage carton.



## SMOCKY®


Colliers carcans en polypropylène OPAQUE incolore.

- Fixations standard.
- Pourtour ondulé pour atténuer les chocs frontaux.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Inscriptions en noir.

Livré par 12 sous un emballage carton.



## SYSTÈME D'ATTACHE SCRATCH



### MONTAGE

Positionner le Velfast® pour que l'inscription « inside » se retrouve sur la peau de l'animal (1).

Ajustez le Velfast® autour du cou de l'animal, vous devez pouvoir passer facilement un doigt entre le carcan et la peau (2).

Superposez et collez les bandes auto-agrippantes en utilisant toute la surface disponible, sans la dépasser (3).

Code x 12 VELFAST	Taille (A-B)	Tour du cou (B-C)		S/Cond.
		min.	max.	
306450	7,5 cm	14 cm	17 cm	x 10
306452	10 cm	18 cm	23 cm	x 10
306454	12,5 cm	24 cm	29 cm	x 10
306456	15 cm	26 cm	36 cm	x 10
306458	20 cm	31 cm	43 cm	x 10
306460	25 cm	36 cm	50 cm	x 5
306462	30 cm	42 cm	53 cm	x 5
306468	Jeu (2x7 tailles, de 7,5 à 30 cm)			x 5

Retrouvez la version vidéo  
sur notre site internet !



## VELFAST®

NOUVEAU

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore avec double liseré néoprène.

- Liseré néoprène périphérique souple et silencieux, amortissant les chocs et le bruit. Il permet un meilleur confort pour l'animal et une adaptation plus rapide au port du carcan.
- Liseré néoprène atraumatique autour du cou.
- Fixation simple et rapide par scratch offrant une excellente résistance à l'arrachage.
- Réglage de la bande scratch autour du cou.
- Lignes anti-rayures en relief.
- Solidité renforcée grâce au liseré.
- Code couleur pour identifier les tailles.
- Disponible en 7 tailles.

Livré par 12 sous un emballage carton.



CONFORTABLE |

IMPORTANTE AMPLITUDE  
DE RÉGLAGE |

## ■ COSYPAD® VERT

Tapis maillé anti-escarre.


Offre confort, hygiène et facilité d'entretien.

Il constitue une alternative de choix aux caillebotis, aux alèses et autres litières.

Grâce à sa structure aérée les animaux restent toujours propres et au sec. Le Cosypad® remplit toutes les conditions pour le confort des animaux et est un gain de temps pour les professionnels.

- Réduit la pression exercée sur les muscles et les articulations pour un confort optimal et la prévention des escarres.
- Hygiénique : les liquides sont évacués au travers du tapis laissant l'animal au sec.
- Bonne aération permettant une meilleure cicatrisation des plaies et une meilleure thermorégulation.
- Matières hypoallergéniques, sans odeur, antibactérien.
- Très résistant, imputrescible et isolant.
- Instructions de nettoyage :
  - en machine à laver à 40°C avec une pastille d'eau de javel,
  - au jet avec désinfection par trempage dans une solution appropriée,
  - cycle essorage et passage au sèche-linge non recommandés.
- Utilisation :
  - dans les cages d'hospitalisation,
  - sur les tables de consultation et de chirurgie,
  - pendant la phase de réveil post-opératoire,
  - pour le détartrage (évacuation rapide des liquides),
  - comme tapis anti-fatigue pour le chirurgien.

Code	Modèle	Longueur	Poids	S/Cond.
327211	S	33 x 50 cm	200 g	x 40
327212	M	39 x 71 cm	382 g	x 40
327213	L	55 x 71 cm	505 g	x 20




## ■ COSYPAD® NOUVELLE GÉNÉRATION



Nouvelle génération de tapis maillé fait à partir d'une matière issue du milieu médical et utilisée comme anti-escarre. Son nouveau design lui permet d'offrir plus de confort et d'hygiène et lui confère une plus grande résistance.

Le Cosypad® nouvelle génération remplit toutes les conditions pour assurer un confort optimal à l'animal et un gain de temps pour les professionnels de la santé animal (moins de nursing, moins de changement d'alèse, réduit l'utilisation du tapis chauffant...).

- Maillage en nid d'abeille aéré et souple pour réduire la pression sur les muscles et les articulations.
- Structure aérée idéale pour les longues hospitalisations permettant une meilleure cicatrisation des plaies et une meilleure thermorégulation.
- Couture renforcée. Liseré résistant sur les bords pour une meilleure longévité.
- Une face anti-dérapante pour une stabilité optimale aussi bien dans les cages d'hospitalisation, sur les tables de chirurgie et de consultation.
- Imputrescible et isolant.
- Œillet de suspension pour le rangement.
- Hygiénique : les liquides sont évacués au travers du tapis laissant l'animal au sec.
- Ne retient pas les poils.
- Hypoallergénique, sans odeur, antibactérien.
- Instructions de nettoyage :
  - en machine à laver à 40°C avec une pastille d'eau de javel,
  - au jet avec désinfection par trempage dans une solution appropriée,
  - cycle essorage et passage au sèche-linge non recommandés.
- Utilisation :
  - dans les cages d'hospitalisation,
  - sur les tables de consultation et de chirurgie,
  - pendant la phase de réveil post-opératoire,
  - pour le détartrage (évacuation rapide des liquides),
  - comme tapis anti-fatigue pour le chirurgien.



COUTURE | BORDS  
EN CONTINU | ARRONDIS

Code	Modèle	Dimensions	Poids	S/Cond.
327200	T1	33 x 50 cm	200 g	x 40
327201	T2	39 x 71 cm	382 g	x 40
327203	T3	55 x 71 cm	505 g	x 20
327205	T4	60 x 115 cm	884 g	x 20

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
306117	Support colliers carcans et Cosypad® (p.70)



Tapis anti-fatigue



Détartrage



Hospitalisation



Retrouvez la version vidéo  
sur notre site internet !



## VACUUMAT®

Matelas de contention à vide d'air en polyuréthane extrêmement résistant.

- Radiotransparent.
- Facilement lavable.
- Grande capacité de microbilles pour mieux épouser les formes de l'animal.
- Matière souple, agréable et très résistante.
- Idéal à utiliser lors de radiographie, IRM, scanner, échographie ou encore en chirurgie grâce à un système d'aspiration de l'air qui permet d'immobiliser complètement l'animal dans la position désirée.
- Isolant thermique.
- Valve de sécurité intégrée afin de maintenir le vide d'air au delà de 72H.

Livré à l'unité avec une pompe.



Retrouvez la version vidéo sur notre site internet !



Code	Dimensions
327302	40 x 60 cm
327304	60 x 100 cm

### ACCESSOIRES

Code	Modèle	S/Cond.
327306	Pompe de rechange pour VACUUMAT®	x 20



## DRYSOFT®

Alèse très absorbante, soyeuse et confortable, constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée recouvert d'une voile de cellulose et reposant sur un non-tissé imperméable et antidérapant.

- 5 couches pour optimiser l'imprégnation des liquides.
- Gel performant pour neutraliser les odeurs et absorber 200 à 300 fois sa masse.
- Protection anti-microbienne.
- Absorption rapide.
- Ne coule pas après absorption des quantités mentionnées.
- Modérément humide après imbibition des quantités requises.

Livré par 25 ou 30.




Code	Dimensions	Capacité d'absorption	Cond.
327050	40 x 60 cm	800 mL	x 30
327052	60 x 60 cm	1 000 mL	x 30
327054	60 x 90 cm	1 900 mL	x 25
327056	60 x 90 cm +	2 500 mL	x 25

PERFORMANCES INCOMPARABLES | PROTECTION ANTIMICROBIENNE | ABSORPTION RAPIDE

### TEST COMPARATIF D'ABSORPTION À L'EAU COURANTE

GÉNIA (N° DE LOT 022014 TESTÉ)			ALÈSES CONNUES DU MARCHÉ	
Taille	Poids	Volume absorbé <sup>1</sup>	Poids	Volume absorbé <sup>1</sup>
40 x 60 cm	36 g	800 mL	38 g	600 mL
60 x 60 cm	66 g	1000 mL	66 g	700 mL
60 x 90 cm	105 g	1900 mL	105 g	1100 mL
60 x 90 cm +	140 g	2500 mL	175 g	2400 mL

<sup>1</sup> Conditions du test : eau courante versée doucement de manière homogène jusqu'à ce que l'eau commence à déborder de l'alèse.



## STRAP BAND

Bandes élastiques cohésives.

- Adhèrent sur elles-mêmes, sans coller à la peau ou aux poils.
- Résistantes et agréables à poser.
- Se découpent à la main, pas besoin de ciseaux.
- Languette de démarrage pour un déroulement facile.

Livré par 12 ou 24.

RÉSISTANT | FACILE À POSITIONNER



Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Noir	Dimensions	Cond.	S/Cond.
307200	307201	307202	307203	-	5 cm x 4,5 m	x 24	x 12
307206	307207	307208	307209	-	7,5 cm x 4,5 m	x 12	x 16
307212	307213	307214	307215	307216	10 cm x 4,5 m	x 12	x 12

Code	Modèle	S/Cond.
307220	Jeu de 32 bandes classiques 5 cm x 4,5 m : 2 x  4 x 7,5 cm x 4,5 m : 2 x  4 x 10 cm x 4,5 m : 2 x  4 x	x 8

## STRAP BAND - GOÛT AMER

Bandes élastiques cohésives au goût amer.

- Caractéristiques identiques à celles des **Strap Band**.
- Goût amer pour prévenir la mastication et le déchirement.
- Contient du benzoate de dénatonium, un agent répulsif au goût très amer. Cette substance est par ailleurs utilisée comme répulsif pour prévenir l'ingestion des produits ménagers et les antigels, et en vernis à ongle dans la lutte contre l'onychophagie. Le benzoate de dénatonium est considéré comme inoffensif sur la peau\*.

\*International Journal of Toxicology, vol. 27, no S1, 2008.

Livré par 12 ou 24.

RÉSISTANT | FACILE À POSITIONNER



Violet	Dimensions	Cond.	S/Cond.
307230	5 cm x 4,5 m	x 24	x 12
307232	7,5 cm x 4,5 m	x 12	x 16
307234	10 cm x 4,5 m	x 12	x 12

Code	Modèle	S/Cond.
307222	Jeu de 16 bandes goût amer Chaque référence x8 (taille 5 et 7,5)	x 8

## FUN STRAP®

Bandes élastiques cohésives avec motifs colorés.

- Caractéristiques identiques à celles des **Strap Band**.

Livré par 12 ou 24.



RÉSISTANT | FACILE À POSITIONNER | SANS LATEX

Visuels non-contractuels.

Code	Contenu du kit	Dimensions	Cond.
307240	8 de chaque modèle	5 cm x 4,5 m	x 24
307241	4 de chaque modèle	7,5 cm x 4,5 m	x 12
307242	4 de chaque modèle	10 cm x 4,5 m	x 12
307243	Kit - 3 bandes de chaque taille et chaque modèle	-	x 27



## ■ EQUIPLAST®

Pansement équin composé d'une épaisse couche de coton haute densité de qualité chirurgicale et d'une gaine de gaze tubulaire non tissée.

- Stérilisable à l'oxyde d'éthylène (ETO).
- Permet d'éviter une tension trop forte sur le membre, et de répartir les pressions.
- Fort pouvoir absorbant.
- Protection contre les chocs.
- Répartition des pressions, prévenant l'apparition des escarres.
- Faible adhérence, permettant la conservation du bourgeon cicatriciel.
- Favorise la cicatrisation.
- Adapté à la morphologie des chevaux et poneys.
- Peut être découpé aux dimensions voulues.
- Peut être maintenu avec une bande adhésive type Aderplast® ou une bande cohésive type Strap Band.
- Utilisation :
  - les pansements post-chirurgicaux,
  - les couches primaires ou secondaires,
  - la protection des articulations (genou, jarret, boulet),
  - les pansements compressifs.

Présentation : en rouleau dérouleur de 500g sous sachet plastique individuel. Disponible en 2 largeurs.

Code	Dimensions
307280	30 cm x 3,5 m
307282	50 cm x 2 m



TRÈS |  
ABSORBANT |

## ■ JERSEY TUBULAIRE

Jersey tubulaire extensible à côtes 100% coton écreu. Protection de la peau sous les plâtres. Pansements abdominaux.

Livré en rouleau de 25 m sous sachet en polyéthylène.



Code	Largeur
307020	3 cm
307022	5 cm
307024	7 cm
307026	10 cm
307028	15 cm
307030	20 cm

## ■ ADERPLAST®

Bande élastique adhésive blanche.

- Bande aérée 100 % en coton tressé.
- Bande élastique souple permettant une mise sous tension efficace.
- Masse en caoutchouc chirurgical à haut pouvoir adhésif.
- Protection sur papier siliconé, peu bruyant, avec rebords pour faciliter le décollage.
- Bonne tolérance cutanée.
- Excellente tenue de la contention aux mouvements répétés.

Livré par 12 ou 18. Disponible en 4 largeurs.



BANDE AÉRÉE |  
100% COTON |

Code	Dimensions	Cond.
307250	3 cm x 2,5 m	x 12
307252	6 cm x 2,5 m	x 18
307254	8 cm x 2,5 m	x 12
307256	10 cm x 2,5 m	x 12



## ■ ADERPLAST® ULTRA

NOUVEAU

Bande élastique adhésive blanche à fort pouvoir collant.

- Bande aérée 100% coton tressé.
- Hautement adhésive, convient à tout type de pansements et bandages.
- Protection sur papier siliconé : peu bruyant, n'effraie pas l'animal.
- Facile à décoller de son support grâce aux rebords de la bande siliconée.

Livré par 12. Disponible en 4 largeurs.



Facile à décoller  
de son support

PEU | HAUTEMENT | BANDE AÉRÉE |  
BRUYANT | ADHÉSIF | 100% COTON |

Code	Dimensions	Cond.
307290	3 cm x 2,5 m	x 12
307292	6 cm x 2,5 m	x 12
307294	8 cm x 2,5 m	x 12
307296	10 cm x 2,5 m	x 12



## ■ ATTELLES

Attelles concaves en plastique de couleur rouge, bleu ou vert en fonction de la taille, garnies d'une mousse de protection épaisse.

- Matière très résistante, finition poly-miroir.
- Rayonnage des bords avec une mousse de protection dense et débordante pour éviter de blesser l'animal.
- Plusieurs lignes de découpe pour adapter l'attelle à l'animal.
- Orifices d'aération le long de l'attelle pour une meilleure circulation de l'air et pour réduire la formation d'escarres.

Livré à l'unité ou par 12.



RAYONNAGE  
DES BORDS | MATIÈRE  
TRÈS RÉSISTANTE |

Code x 1	Code x 12	Longueur	S/Cond.
307801	307800	20 cm	● x 24
307806	307805	30 cm	● x 8
307811	307810	40 cm	● x 6

## ■ ATTELLES TIGE

Attelles tige avec un côté aluminium et un côté mousse souple.

- Se découpe à l'aide d'une paire de ciseaux mayo crantés afin d'ajuster à la taille du membre de l'animal.
- Radiotransparente.
- Rigide mais atraumatique et légère.
- Idéal pour une immobilisation temporaire d'un membre.
- 5 tailles disponibles.

Livré par 12.



RADIOTRANSARENTE |  
ATRAUMATIQUE |

Code x 12	Dimensions
307820	2 x 20 cm
307822	2,5 x 30 cm
307824	5 x 40 cm
307826	8 x 45 cm
307828	10 x 45 cm

p.46 Retrouvez les ciseaux Mayo crantés

## ■ ATTELLES ROULEAU

Attelles rouleau d'aluminium recouvertes d'une épaisseur de mousse sur les deux faces.

- Facile à couper.
- Se découpe à l'aide d'une paire de ciseaux Mayo crantés afin d'ajuster à la taille du membre de l'animal.
- Radiotransparente.
- Souple, atraumatique, prend facilement la forme du membre à immobiliser.
- 3 tailles disponibles.



Livré par 4.



SOUPLE | RADIOTRANSARENTE |  
ATRAUMATIQUE |

Code x 4	Dimensions
307830	4,5 x 25 cm
307832	5,5 x 35 cm
307834	9 x 40 cm

p.46 Retrouvez les ciseaux Mayo crantés



LE CHOIX DEVRA S'EFFECTUER EN FONCTION DE L'APPRECIATION CLINIQUE DU VÉTÉRINAIRE

TYPES DE PLAIE	PANSEMENTS	RENOUVELLEMENT
 <p>Plaie propre. Plaie chirurgicale. Cicatrisation par 1<sup>ère</sup> intention. Peu exsudative.</p>	<p><b>SURGI</b></p>	À saturation. De quelques jours à tous les jours.
 <p>Plaie en détersion. Très ou moyennement exsudative et/ou cavitaire.</p>	<p><b>ALGI</b></p> <p><i>Côté granuleux sur la plaie</i></p>	À saturation. De quelques jours à tous les jours.
 <p>Plaie en détersion ou en phase de granulation. Modérément exsudative, et/ou plane.</p>	<p><b>HYDRO</b></p>	Tous les 3 jours environ. Changer si décoloration ou gonflement.
 <p>Plaie en phase de granulation. Peu exsudative, et/ou brûlures.</p>	<p><b>TULLO</b></p>	De quelques jours à tous les jours.
 <p>Plaie en détersion à épithélialisation. Moyennement à très exsudative. Othématome.</p>	<p><b>SPONGI</b></p> <p><i>Côté mousse sur la plaie</i></p>	À saturation ou tous les 5 jours.

**ANIPLAST® KIT**

Kit de pansements Aniplast® pour petits et grands animaux.

Livré par 10 ou 20.

Code	Modèle	Cond.
327040	Kit petits animaux 4 unités de chaque pansement 10 x 10 cm	x 20
327042	Kit grand animaux 2 unités de chaque pansement 10 x 20 cm (Surgi, Algi, Tullo) 20 x 20 cm (Hydro, Spongi)	x 10



p.78 Retrouvez les bandes adhésives Aderplast®



## ■ ANIPLAST® SURGI

Pansement absorbant non adhérent.

- Compresse non tissée : évite la macération, limite les infections.
- Feuilles microperforées en polyéthylène sur chaque face : limite la macération.

Livré par 6 ou 12.

Code	Dimensions	Cond.	S/Cond.
327030	10 x 10 cm	x 12	x 24
327032	10 x 20 cm	x 6	x 24



N'ADHÈRE PAS  
À LA PLAIE

## ■ ANIPLAST® ALGI

Pansement non occlusif super absorbant gélifiant à l'alginate de calcium et de sodium, et aux ions argent.

- Ions argent aux propriétés antibactériennes.
- Formation de gel protecteur à la surface de la plaie.
- Hémostatique.

Livré par 6 ou 12.

Code	Dimensions	Cond.	S/Cond.
327020	10 x 10 cm	x 12	x 24
327022	10 x 20 cm	x 6	x 24



SUPER  
ABSORBANT


## ■ ANIPLAST® HYDRO

Pansement absorbant cicatrisant.

- Couche hydrocolloïde sans gélatine enduite sur un film de polyuréthane : formation d'un gel à la surface de la plaie.
- Maintien d'un environnement chaud et humide à la surface de la plaie : favorise la granulation, l'épithélialisation et l'auto-débridement de la plaie.
- Imperméable aux bactéries.

Livré par 5 ou 10.

Code	Dimensions	Cond.	S/Cond.
327014	10 x 10 cm	x 10	x 48
327016	20 x 20 cm	x 5	x 24



HYDROCOLLOÏDE

## ■ ANIPLAST® TULLO

Pansement Tulle-gras non adhérent.

- Compresse 100 % coton absorbante, imprégnée de paraffine blanche.
- Coton réticulaire laissant passer l'exsudat de plaie : pas de macération.
- Activité pro-inflammatoire : favorise la granulation.

Livré par 10 ou 20.

Code	Dimensions	Cond.	S/Cond.
327006	10 x 10 cm	x 20	x 24
327008	10 x 20 cm	x 10	x 24



TULLE  
GRAS

## ■ ANIPLAST® SPONGI

Pansement semi-occlusif super absorbant non adhérent en mousse recouvert d'un épais film de polyuréthane résistant à l'eau.

- Perméable aux gaz et à la vapeur d'eau mais imperméable aux bactéries : limite la macération et les infections.
- Maintien d'un environnement chaud et humide à la surface de la plaie : favorise la granulation, l'épithélialisation et l'auto-débridement de la plaie.

Livré par 3 ou 10.

Code	Dimensions	Cond.	S/Cond.
327000	10 x 10 cm	x 10	x 48
327002	20 x 20 cm	x 3	x 24



ABSORBE JUSQU'À  
50 FOIS SON POIDS

## ■ PANSEMENT ALGINATE DE CALCIUM

Pansement à base d'alginate de calcium, non adhérent, stérile.

- Composition : compresses non tissées ou mèches, fibres d'alginate de Ca (et Na) : extraits d'algues marines (algues brunes).
- Absorption d'exsudat (jusqu'à 20 fois son poids).
- Formation d'un gel protecteur et création d'un environnement humide favorable à une cicatrisation optimale.
- Limitation de la macération cutanée.
- Retrait indolore et aisé ; ne se délite pas.

Livré par 10.



Code x 10	Dimensions
307072	10 x 10 cm

## ■ PANSEMENT MOUSSE HYDROPHILE

Pansement stérile, composé d'une mousse polyuréthane hydrophile.

- Composition : constitution à base de mousse polyuréthane, recouverts pour les formes compresses d'un support en polyuréthane enduit d'adhésif : adhère à la peau saine mais pas à la plaie. Eau purifiée, surfactant, acide sulfurique, hydroxyde de sodium.
- Maintient un environnement humide favorable à la cicatrisation.
- Participe à l'hydrorégulation.
- Offre un taux de cicatrisation supérieur à celui des hydrocolloïdes.
- Conserve sa structure.
- Doux et confortable.

Livré par 10.



Code x 10	Dimensions
307083	10 x 20 cm

## ■ PANSEMENT CURAFIL HYDROGEL

Pansement à base de glycérine.

- Composition : polyméthacrilate de glycérine, conservateur, carbopol sodique, gaze, gel amorphe - fort en eau purifiée (> à 70%).
- Favorise la formation du tissu de granulation en milieu humide évitant la macération.
- Ramollit et décolle la nécrose sèche.
- Réhydrate, détache et fixe la fibrine et permet de la retirer facilement.
- Neutralise le développement bactérien.



Code	Capacité
307087	28 g

## DERMOGRAPHE YLG SENIOR

Appareil à tatouer électrique avec transformateur 220/12 Volts et pédale de commande.

- La conception de l'appareil et sa puissance permettent une pénétration constante et profonde du faisceau de 6 aiguilles quelle que soit la résistance de l'épiderme, assurant la longévité du tatouage.
- La fréquence élevée des vibrations offre un trait continu contribuant à la netteté des caractères. L'aiguille est actionnée par un dispositif électromagnétique qui assure la puissance, la rapidité et la fiabilité souhaitée. Ces qualités font de ce dermographe le plus performant du marché.

Livré complet dans un coffret avec un flacon d'encre noire et une multi-aiguille de rechange.

Code	Modèle	Capacité
227108	Dermographe complet	-
227110	Tube de rechange de 5 multi-aiguilles	-
220900 ●	Encre à tatouer	15 mL
220904 ●	Encre à tatouer	15 mL
220906 ●	Encre à tatouer	125 mL



## DERMOGRAPHE YLG JUNIOR

Ce dermographe compact et léger a été conçu pour permettre toute sorte de tatouages avec une multi- ou une mono-aiguille. C'est l'appareil idéal pour tatouer les chats (tatouages plus fins et plus petits dans le pavillon de l'oreille à l'aide de la mono-aiguille).

- Son moteur rotatif assure un mouvement d'oscillation régulier. Cet appareil peut être utilisé indifféremment sur secteur ou piles, tout en assurant une bonne pénétration de l'aiguille. Il est alimenté soit par un transformateur mural 230 volts - 50 hertz délivrant 3 volts en continu, soit par 3 piles de 1,5 volts (LR6 alcalines).
- La pédale a été remplacée par un contacteur à main placé sur l'embout du crayon permettant un arrêt/marche instantané et un grand confort de travail. Simple et robuste, le dermographe YLG junior impose seulement un entretien des aiguilles et du coussinet de réglage.

Livré complet dans un coffret avec un flacon d'encre noire, une mono- et une multi-aiguille.

Code	Modèle	Capacité
221500	Dermographe complet	-
A 227110	Tube de rechange de 5 multi-aiguilles	-
B 227111	Tube de rechange de 5 mono-aiguilles	-
220900 ●	Encre à tatouer	15 mL
220904 ●	Encre à tatouer	15 mL
220906 ●	Encre à tatouer	125 mL




## TIKER®

Tire-tiques permettant de retirer les tiques sur les animaux en toute sécurité, de manière rapide et efficace !

Le Tiker® est pratique, grâce à ses deux tailles de cuillères placées têtebêche, qui permettent de retirer les parasites de toutes tailles avec un unique instrument.

- Fabriqué en Green PE, le TIKER® est respectueux de l'environnement :
  - sa composition est biosourcée et 100% recyclable,
  - son emballage carton est 100% recyclé, 100% recyclable.
- Rapide.
- Sans douleur.
- Hygiénique.
- Ne laisse pas le rostre (tête) de la tique sous la peau.
- La cuillère permet de retenir la tique le temps de l'éliminer.

Livré dans une cartouche individuelle, par boîte distributrice de 24. La boîte contient 8 TIKER® de chaque couleur.



Retrouvez la version vidéo sur notre site internet !



2 EN 1  
POUR TOUTES LES TAILLES DE TIQUES

Code x 24	Modèle
191061	Tiker®

**I'm green™**  
Plastic  
98% Biobased  
Verified by ASTM D6866

Fabriqué en Green PE,  
matière biosourcée 100% recyclable.  
Emballage carton 100% recyclé.



## ■ LANCE-PILULE

Lance-pilule en PVC pourvu d'un embout souple sécurisé Génia.

- Permet d'administrer facilement un comprimé aux chats ou aux petits chiens.
- Conçu pour une manipulation d'une seule main.
- Étanche, peut-être utilisé avec de l'eau afin de favoriser la déglutition.
- Embout souple non traumatique.

Livré par 12 dans une boîte distributrice.



UTILISATION AVEC  
UNE SEULE MAIN

AJOUTER DE L'EAU  
SI NÉCESSAIRE

Code x 12	Modèle
227230	Lance-pilule



## ■ COUPE ÉCRASE COMPRIMÉS

Boîtier compartimenté peu encombrant en plastique pour couper, écraser et ranger les comprimés.



Code	Diamètre	Hauteur
227086	40 mm	64 mm

Surconditionnement :  
carton de 50

## ■ TÉTINES

Tétines en latex pour chiots et chatons, non perforées, s'adaptant sur les goulots des bouteilles. Conformées à la norme 93/11/CEE.

Livré en vrac.



	Code	Modèle
A	227021	Chaton
B	227022	Chiot

## DIGIFLASH

Thermomètre digital à prise rapide pour petits et grands animaux.

- Embout **flexible**, longueur de **7 cm**.
- Prise de température en **5 secondes**.
  - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
  - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
  - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent, avec une pile supplémentaire.



PRISE RAPIDE | EMBOUT  
EN 5 SECONDES | FLEXIBLE

Code	Longueur	Longueur sonde
227972	15,5 cm	7 cm

Surconditionnement :  
carton de 12 ou 240

## DIGIFIX

Thermomètre digital pour petits et grands animaux.

- Embout **rigide** mono bloc fin, longueur **7,5 cm**.
- Prise de température en **10 secondes**.
  - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
  - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
  - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent, avec une pile supplémentaire.



EMBOUT  
RIGIDE

Code	Longueur	Longueur sonde
227978	15,5 cm	7,5 cm

Surconditionnement :  
carton de 12 ou 240

## DIGIVET

Thermomètre digital pour petits animaux.

- Embout **flexible**, longueur de **5 cm**.
- Prise de température en **10 secondes**.
  - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
  - Plage de prise de T° : 32 à 42 °C / 90 à 108 °F.
  - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.


Livré dans un étui en polycarbonate transparent, avec une pile supplémentaire.



PRISE EN | EMBOUT  
10 SECONDES | FLEXIBLE

Code	Longueur	Longueur sonde
227970	12,5 cm	5 cm

Surconditionnement :  
carton de 12 ou 240



## CAPTURE

### **MATÉRIEL HYPODERMIQUE**

#### **Projecteurs**

Sarbacanes .....	89
Projecteurs pneumatiques .....	90
Projecteurs à gaz .....	92
Accessoires - projecteurs à gaz .....	94
Projecteurs à poudre .....	96
Accessoires - projecteurs à poudre .....	97
Accessoires - tous types de projecteurs .....	98

#### **Seringues et canules**

Seringues 11 mm et canules .....	100
Seringues 13 mm et canules .....	102
Accessoires seringues .....	104
Seringues à usage unique 13 mm .....	105
Seringues à distance .....	106

### **MATÉRIEL DE CAPTURE**

#### **Lassos**

Lassos de capture .....	107
Lassos clinique .....	109

#### **Trappes, Transport**

Trappes .....	110
Cages .....	112
Transport .....	114

#### **Pinces et épauettes de capture**

Pinces de capture - chats .....	115
Épauette de capture .....	116

#### **Reptiles ..... 117**

#### **Gants de capture ..... 120**

# LES PROJECTEURS DISTINJECT

## AIDE AU CHOIX DES PROJECTEURS

ANIMAUX	DISTANCE	TYPE DE PROJECTEURS									
		SARBACANES		PROJECTEURS À GAZ						PROJECTEURS À POUVRE	
		MINI-JECT	DISTINJECT	MOD. 45 STANDARD	MOD.45 SPECIAL	MOD. 35N	MOD. 50N	MOD. 70	MOD. 72	MOD. 30N	MOD. 60N
Bœuf, cerf, chat, chien, daim, lama, mouton, porc	L < 20 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sanglier, éléphant, grizzly, ours					•	•	•	•	•	•	•
Bœuf, cerf, chat, chien, daim, grizzly, lama, mouton, ours, porc, sanglier, éléphant	20 < L < 40 m					•	•	•	•		•
Bison, bouquetin, gazelle, gnou, kangourou, léopard, lion, loup, mouton, renard, renne, tigre	40 < L < 50 m						•	•	•		•
Girafe, bison, blaireau, cheval, chevreuil, élan, guépard, oryx, puma, singe, zèbre	L > 50 m							•	•		•



PROJECTEUR HYPODERMIQUE |  
POUR TÉLÉANESTHÉSIE |

Pour plus de renseignements sur notre gamme de projecteurs hypodermiques, demandez-nous la brochure des projecteurs Distinject, ou téléchargez-la sur notre site internet.




## ■ SARBACANE MINI-JECT - 11 MM

Sarbacane en polycarbonate pour la capture d'animaux à faible distance.

- Portée : 1 à 7 m (selon le type de seringues), idéale pour les animaux avec une faible distance de fuite.
- Utilisable avec des seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Seringues montées impérativement avec des stabilisateurs en laine (p.100).
- L'embout en caoutchouc facilite la projection **A**.

Livré avec un équipement standard complet\*, dans un carton.




SIMPLICITÉ  
D'UTILISATION

## ■ SARBACANE DISTINJECT - 16 MM AVEC RALLONGE

Sarbacane rallongée en polycarbonate pour la capture d'animaux à faible-moyenne distance.

- Portée : jusqu'à 15 m en fonction de l'entraînement du tireur. Jusqu'à 7 m sans rallonge.
- Utilisable avec des seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Seringues montées avec des stabilisateurs en PVC (p.100).
- L'embout en caoutchouc facilite la projection **B**.
- Simplicité d'assemblage.
- Livré avec un étui de transport rigide et léger à bandoulière.

Livré avec un équipement standard complet\*.



LONGUE  
PORTÉE



Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée
192030	Sarbacane Mini-Ject 11 mm avec équipement complet	120 g	90 cm	11 mm	1 à 7 m
192031	Embout pour sarbacane 11 mm <b>A</b>				

Code	Modèle	Poids avec/sans rallonge	Longueur avec/sans rallonge	Calibre	Portée
192036	Sarbacane Distinject 16 mm avec rallonge et équipement complet	450 g / 250 g	150 cm / 76 cm	16 mm	15 m
192037	Embout pour sarbacane 16 mm <b>B</b>				

\*Pour l'équipement complet, demandez-nous la brochure Distinject Projecteurs ou téléchargez-la sur notre site internet.



## PROJECTEUR PNEUMATIQUE 45 DELTA STANDARD SERINGUES 11 MM

Projecteur pneumatique entièrement en aluminium pour la capture d'animaux à faible distance.

- Énergie inférieure à 3,5 Joules.
- Portée : jusqu'à 4 m (selon le type de seringues).
- Utilisable uniquement avec des seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Seringues montées avec des stabilisateurs en laine.
- Fixation du canon par verrouillage à baïonnette.
- Simplicité d'utilisation.
- Transformable en modèle 45 Delta Spécial en ajoutant une chambre de pression avec manomètre (A) et un porte-capsule (B) avec chargeur de poche (C).
- Canon en acier traité 11 mm, longueur 35 cm.
- Système de visée incorporé améliorant la précision (mire et hausse).

Livré avec un équipement complet de 11 mm\*.

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée
192032	Projecteur pneumatique 45 Delta Standard avec équipement complet	450 g	35 cm	11 mm	4 m



\*Pour l'équipement complet, demandez-nous la brochure *Distinject Projecteurs* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## PROJECTEUR PNEUMATIQUE 45 DELTA SPÉCIAL SERINGUES 11 MM

Projecteur pneumatique entièrement en aluminium pour la capture d'animaux à faible et moyenne distance.

- Énergie inférieure à 6 Joules.
- Portée : jusqu'à 20 m (selon le type de seringues).
- Utilisable uniquement avec des seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Seringues montées avec des stabilisateurs en laine.
- Fixation du canon par verrouillage à baïonnette.
- Simplicité d'utilisation.
- Canon en acier traité 11 mm, longueur 35 cm.
- Système de visée incorporé améliorant la précision (mire et hausse).
- Chambre de pression de 65 mL avec manomètre (A).
- Chargeur de poche à gaz CO<sub>2</sub> (C) (monté avec un porte-capsule CO<sub>2</sub> (B) et un réducteur 8 g pour accueillir des capsules de CO<sub>2</sub> 8 g).

Livré avec un équipement complet de 11 mm\*.

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée	Volume chambre
192034	Projecteur pneumatique 45 Delta Spécial avec équipement complet	800 g	35 cm	11 mm	20 m	65 mL



p.94 Retrouvez les accessoires de projecteurs pneumatiques

# LES PROJECTEURS À GAZ

TABLE DE TIR DES PROJECTEURS À GAZ

	TYPE DE SERINGUES	TYPE DE PROJECTEURS À GAZ				
		35N	50N	70	72	
<b>TIR TENDU</b> 	<b>MINIJECT</b>	1 mL, 2 mL	30 m	30 m	40 m	40 m
		3 mL, 5 mL	30 m	30 m	40 m	40 m
	<b>EASY</b>	3 mL	30 m	40 m	40 m	40 m
		5 mL	20 m	30 m	40 m	30 m
	<b>SOFTY</b>	3,8 mL	20 m	30 m	40 m	30 m
	<b>SPEEDY</b>	3,5 mL	20 m	30 m	40 m	40 m
	<b>FLIP</b>	1 mL	30 m	30 m	40 m	40 m
	<b>ALUMINIUM</b>	1 mL, 2 mL	20 m	30 m	40 m	40 m
		3 mL, 4 mL	20 m	30 m	40 m	40 m
		5 mL	20 m	30 m	40 m	40 m
		7 mL	10 m	20 m	30 m	30 m
		10 mL	10 m	20 m	30 m	30 m
		15 mL	10 m	20 m	30 m	30 m
<b>TIR FLÉCHÉ</b> 	<b>MINIJECT</b>	1 mL, 2 mL	30 m	20 à 40 m	20 à 40 m	20 à 40 m
		3 mL, 5 mL	20 m	20 à 40 m	20 à 40 m	20 à 40 m
	<b>EASY</b>	3 mL	30 m	20 à 50 m	20 à 40 m	20 à 40 m
		5 mL	20 m	20 à 40 m	20 à 40 m	20 à 40 m
	<b>SOFTY</b>	3,8 mL	20 m	20 à 40 m	20 à 40 m	20 à 40 m
	<b>SPEEDY</b>	3,5 mL	20 m	20 à 40 m	20 à 40 m	20 à 40 m
	<b>FLIP</b>	1 mL	30 m	20 à 30 m	20 à 40 m	20 à 40 m
	<b>ALUMINIUM</b>	1 mL, 2 mL	20 m	20 à 50 m	20 à 60 m	20 à 40 m
		3 mL, 4 mL	20 m	20 à 40 m	20 à 60 m	20 à 40 m
		5 mL	20 m	20 à 40 m	20 à 60 m	20 à 40 m
		7 mL	20 m	20 à 40 m	20 à 50 m	20 à 40 m
		10 mL	10 m	20 à 30 m	20 à 50 m	20 à 40 m
		15 mL	10 m	20 à 30 m	20 à 40 m	20 à 40 m

Valeurs données à titre indicatif.  
Tirs effectués dans un tunnel de tir. Les distances peuvent varier selon l'environnement.  
Pour un tir optimal, projeter à moins de 30 mètres.



## PROJECTEUR À GAZ MODÈLE 35N SERINGUES 11/13 MM

Petit modèle de projecteur à gaz, développé pour toutes les situations, autorisant des tirs de courte à moyenne distance jusqu'à 30 m.

- Énergie 7,5 Joules.
- Réglage rapide de la pression pour une portée allant jusqu'à 30 m selon le type de seringues. Distance conseillée de 20 m (se référer à la table de tir p.91).
- Polyvalent : accepte toutes les seringues du marché en 11 mm et 13 mm.
- Canon en acier traité 13 mm, longueur 37,5 cm, avec mire (p.95) pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé p.102, Speedy et Flip p.105).
- Réducteur pour canon en aluminium 11 mm, longueur 38,5 cm (p.95) pour les seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Grande sécurité.
- Facilité d'utilisation.
- Rail à prisme standard pour monter les différents systèmes de visée supplémentaires sauf le télémètre laser (p.98).
- Système de verrouillage de sécurité avec témoin à baïonnette (obturateur de chambre diamètre 17,5 mm p.95) pour introduire et positionner les seringues.
- Hausse de base incorporée.
- Manomètre visible dans le champ de visée.
- Porte-capsules CO<sub>2</sub> 16 g et réducteur 8 g.

Livré avec un équipement standard complet de 11 mm.\*

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée	Volume de la chambre
192008	Projecteur à gaz modèle 35N avec équipement complet	1,6 kg	54 cm	11 et 13 mm	30 m	65 mL



PROJECTEUR À GAZ  
COMPACT



Retrouvez la vidéo de présentation sur notre chaîne Youtube !

\*Pour l'équipement complet, demandez-nous la brochure *Distinjet Projecteurs* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## PROJECTEUR À GAZ MODÈLE 50N SERINGUES 11/13 MM

Modèle polyvalent de projecteur à gaz, développé pour toutes les situations, autorisant des tirs de courte à longue distance jusqu'à 50 m. Utilisé dans le monde entier pour la capture de tous types d'animaux.

- Énergie 9,2 Joules.
- Réglage rapide de la pression pour une portée allant jusqu'à 50 m selon le type de seringues. Distance conseillée de 20 à 30 m (se référer à la table de tir p.91).
- Polyvalent : accepte toutes les seringues du marché en 11 mm et 13 mm.
- Canon en acier traité 13 mm, longueur 75 cm, avec mire (p.95) pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé p.102, Speedy et Flip p.105).
- Réducteur pour canon en aluminium 11 mm, longueur 76,5 cm (p.95) pour les seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Rail à prisme pour monter les différents systèmes de visée supplémentaires (p.98).
- Système de verrouillage de sécurité avec témoin à baïonnette (obturateur de chambre diamètre 17,5 mm, p.95) pour introduire et positionner les seringues.
- Hausse graduée amovible pour une meilleure précision du tir (p.98).
- Manomètre visible dans le champ de visée.
- Porte-capsules CO<sub>2</sub> 16 g et réducteur 8 g.

Livré avec un équipement standard complet de 13 mm.\*

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée	Volume chambre
192020	Projecteur à gaz modèle 50N avec équipement complet	2,6 kg	118 cm	11 et 13 mm	50 m	105 mL



PROJECTEUR À GAZ  
POLYVALENT



Retrouvez la vidéo de présentation sur notre chaîne Youtube !

## PROJECTEUR À GAZ MODÈLE 70 SERINGUES 11/13 MM

Modèle de projecteur à gaz haut de gamme, autorisant des tirs de courte à longue distance jusqu'à 60 m.

- Énergie 9,8 Joules.
- Réglage rapide de la pression pour une portée jusqu'à **60 m** selon le type de seringues. Distance conseillée de 30 à 40 m (se référer à la table de tir p.91).
- Polyvalent : accepte toutes les seringues du marché en 11 mm et 13 mm.
- **Canon en acier traité 13 mm**, longueur 75 cm, avec mire (p.95) pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé p.102, Speedy et Flip p.105).
- **Réducteur pour canon en aluminium 11 mm**, longueur 76,5 cm (p.95) pour les seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Gâchette avec bouton de sécurité.
- Rail à prisme pour monter les différents systèmes de visée supplémentaires sauf le télémètre laser (p.98).
- Système de verrouillage de sécurité avec témoin à baïonnette (obturateur de chambre diamètre 15,5 mm p.95) pour introduire et positionner les seringues.
- Hausse graduée amovible pour une meilleure précision du tir (p.98).
- Manomètre visible dans le champ de visée.
- Porte-capsules CO<sub>2</sub> 16 g et réducteur 8 g.
- S.A.V. : assuré exclusivement en usine (notamment pour le remplacement des joints).

Livré avec un équipement standard complet de 11 mm.\*

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée	Volume chambre
192000	Projecteur à gaz modèle 70 avec équipement complet	3,1 kg	115 cm	11 et 13 mm	60 m	160 mL

\*Pour l'équipement complet, demandez-nous la brochure *Distinfect Projecteurs* ou téléchargez-la sur notre site internet.



PROJECTEUR À GAZ  
HAUT DE GAMME


## PROJECTEUR À GAZ MODÈLE 72 SERINGUES 11/13 MM

Modèle de projecteur à gaz pliant, autorisant des tirs de courte à longue distance jusqu'à 40 m.

- Énergie 9,8 Joules.
- Réglage rapide de la pression pour une portée jusqu'à **40 m** avec un canon de 50 cm selon le type de seringues. Distance conseillée de 30 à 40 m (se référer à la table de tir p.91). La portée peut être augmentée jusqu'à **60 m** avec un canon de 75 cm (sur demande p.95).
- Polyvalent : accepte toutes les seringues du marché en 11 mm et 13 mm.
- **Canon en acier traité 13 mm**, longueur 50 cm, avec mire (p.95) pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé p.102, Speedy et Flip p.105).
- **Réducteur pour canon en aluminium 11 mm**, longueur 51,5 cm (p.95) pour les seringues de 11 mm de diamètre (p.100).
- Gâchette avec bouton de sécurité.
- Transport confortable.
- Crosse extensible avec réglage de joue.
- Rail à prisme pour monter les différents systèmes de visée supplémentaires (p.98).
- Système de verrouillage de sécurité (obturateur de chambre diamètre 15,5 mm p.95) pour introduire et positionner les seringues.
- Hausse graduée amovible pour une meilleure précision du tir (p.98).
- Manomètre visible dans le champ de visée.
- Porte-capsules CO<sub>2</sub> 16 g et réducteur 8 g.
- S.A.V. : assuré exclusivement en usine (notamment pour le remplacement des joints).

Livré avec un équipement standard complet de 11 mm.\*

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée	Volume chambre
192004	Projecteur à gaz modèle 72 avec équipement complet	2,9 kg	61 cm plié / 96 cm ouvert	11 et 13 mm	40 m	160 mL



PROJECTEUR À GAZ  
PLIANT

## ■ CHAMBRE DE PRESSION POUR MODÈLE 45 DELTA SPECIAL

Chambre avec manomètre pour suivi rapide de la pression (voir modèle 45 Delta Spécial réf. 192034 p.90).



Code	Modèle
192068	Chambre de pression pour modèle 45 Delta Spécial

**p.90** Retrouvez le projecteur pneumatique 45 Delta Spécial

## ■ CHARGEUR DE POCHE À GAZ CO<sub>2</sub> POUR MODÈLE 45 DELTA SPECIAL

Livré complet avec chargeur de poche équipé d'un porte-capsules CO<sub>2</sub> 16 gr et de son réducteur 8 gr (voir modèle 45 Delta Spécial réf. 192034 p.90).



Code	Modèle
192066	Chargeur de poche à gaz CO <sub>2</sub> pour modèle 45 Delta spécial avec porte-capsules 16g et réducteur 8g

**p.90** Retrouvez le projecteur pneumatique 45 Delta Spécial

## ■ PORTE-CAPSULES



Code	Modèle
192345	Réducteur 8 g seul
192347	Porte-capsules CO <sub>2</sub> 16 g seul

## ■ CAPSULES DE CO<sub>2</sub>

Livré par boîte de 10 capsules.



Code x 10	Modèle
192344	Capsule de CO <sub>2</sub> 8g (6 à 8 tirs)
192346	Capsule de CO <sub>2</sub> 16g (8 à 16 tirs)
192348	Capsule de CO <sub>2</sub> 12g (8 à 16 tirs) - réservée à l'ancien modèle 55

## CANONS POUR PROJECTEURS

Canons interchangeables avec mire.



Code	Modèle	Diamètre	Longueur
192359	45 Delta Standard et Spécial	11 mm	35 cm
192358	45 Delta Spécial en option	11 mm	70 cm
192361	35N	13 mm	37,5 cm
192353	72	13 mm	50 cm
192352	50N/70 ou 72 en option	13 mm	75 cm

**p.90** [Retrouvez les projecteurs pneumatiques Delta](#)

**p.92** [Retrouvez les projecteurs à gaz](#)

## RÉDUCTEURS POUR CANONS

Réducteurs pour canons en aluminium diamètre 11 mm, pour réduire le diamètre des canons de 13 mm à 11 mm.



Réducteur pour modèle 35N

Code	Modèle	Diamètre	Longueur
192351	35N	11 mm	39 cm
192357	72	11 mm	51,5 cm
192350	50N/70 ou 72 en option	11 mm	76,5 cm

**p.92** [Retrouvez les projecteurs à gaz](#)

## OBTURATEUR DE CHAMBRE



	Code	Modèle	Diamètre
<b>A</b>	192880	Obturateur de chambre pour modèles 35N et 50N	17,5 mm
<b>B</b>	192886	Obturateur de chambre pour modèles 70 et 72	15,5 mm
<b>A</b>	192895	Joints d'obturateur (x3) pour modèles 35N et 50N	-
<b>B</b>	192896	Joints d'obturateur (x3) pour modèles 70 et 72	-

### RÉVISION D'UN PROJECTEUR À GAZ\* CONTRÔLES ET ESSAIS

Ce forfait comprend :

- le changement de tous les joints et ressorts,
- essais de tenue en pression,
- essais et contrôle de tir,
- nettoyage du projecteur,
- retour de l'appareil.

*Pour toutes les autres réparations, un devis vous sera établi.*

*\* Produits concernés : projecteurs à gaz 35N, 50N, 70 et 72.*

Code	Modèle
192990	Forfait révision d'un projecteur à gaz



## PROJECTEUR À POUDRE MODÈLE 30N SERINGUES 13 MM

Petit modèle de projecteur à poudre, développé pour toutes les situations, autorisant des tirs de courte à moyenne distance.

- Énergie 5 à 12 joules suivant les amorces.
- Portée : jusqu'à **20 m** (selon le type de seringues).
- **Canon fixe en acier traité 13 mm**, longueur 24 cm, avec mire (p.95) pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé p.102, Speedy et Flip p.105).
- Facilité d'utilisation.
- Grande sécurité.
- Hausse de précision fixe fluorescente, réglée d'usine.
- Porte-amorces court (p.97).

Livré avec un équipement standard complet de 13 mm\*.



PROJECTEUR À POUDRE  
COMPACT

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée
192012	Projecteur à poudre modèle 30N avec équipement complet	0,7 kg	39 cm	13 mm	20 m

## PROJECTEUR À POUDRE MODÈLE 60N SERINGUES 13 MM

Modèle de projecteur à poudre robuste et fiable, facile d'utilisation, autorisant des tirs à moyenne et longue distance.

- Énergie 5 à 18 joules suivant les amorces.
- Portée : jusqu'à **60 m** (selon le type de seringues).
- **Canon fixe en acier traité 13 mm**, longueur 64 cm, avec mire (p.95) pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé p.102, Speedy et Flip p.105).
- Facilité d'utilisation.
- Grande sécurité.
- Rail à prisme pour monter les différents systèmes de visée supplémentaires sauf le télémètre laser (p.98).
- Hausse graduée amovible pour une meilleure précision du tir (p.98).
- Porte-amorces long (p.97).

Livré avec un équipement standard complet de 13 mm\*.



IDÉAL POUR LES  
LONGUES DISTANCES | PROJECTEUR À POUDRE  
ROBUSTE ET FIABLE

Code	Modèle	Poids	Longueur	Calibre	Portée
192016	Projecteur à poudre modèle 60N avec équipement complet	2,6 kg	115 cm	13 mm	60 m

\*Pour l'équipement complet, demandez-nous la brochure *Distinfect Projecteurs* ou téléchargez-la sur notre site internet.


## UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE

1) CHARGER UNE SERINGUE.

2) POSITIONNER LE PORTE-AMORCE DANS LE PROJECTEUR.

3) CHARGER L'AMORCE APPROPRIÉE.

4) FERMER, ARMER ET TIRER.



## AIDE AU CHOIX DES AMORCES

AMORCES	SERINGUES	PORTÉE	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m et +
30N	192296 ● Aluminium	5-25 m	15 mL	7 mL	1 mL				
	Speedy	1-15 m	SPEEDY						
	192300 ● Aluminium	10-20 m		15 mL	7 mL	1 mL			
	Speedy	12-20 m		SPEEDY					
	Flip	12-25 m		FLIP					
60N	192298 ● Aluminium	5-25 m	15 mL	7 mL	1 mL				
	Speedy	5-30 m	SPEEDY						
	192306 ● Aluminium	20-35 m		15 mL	7 mL	1 mL			
	Speedy	25-40 m		SPEEDY					
	192302 ● Aluminium	30-50 m			15 mL	7 mL	1 mL		
	192304 ● Aluminium	45-60 m					15 mL	7 mL	1 mL

Distance de tir recommandée pour un tir optimal : entre 15 et 30 m.

### AMORCES

Boîte de 20 amorces pour projecteurs à poudre (modèles 30N et 60N).



Code x 20	Modèle	Portée*
192296 ●	Projecteur modèle 30N	1/15 m
192300 ●	Projecteur modèle 30N	10/25 m
192298 ●	Projecteur modèle 60N	5/30 m
192306 ●	Projecteur modèle 60N	20/40 m
192302 ●	Projecteur modèle 60N	30/50 m
192304 ●	Projecteur modèle 60N	45/60 m

\*Suivant les seringues utilisées.

### PORTE-AMORCES

Porte-amorces pour projecteurs modèles 30N (ou ancien modèle 60) ou 60N.

- Nettoyer et lubrifier le joint avant chaque usage.

Livré avec une pochette de joints.



Code	Modèle	Diamètre	Longueur
A 192324	Porte-amorces long pour modèle 60N	14,3 mm	80 mm
B 192326	Porte-amorces court pour modèle 30N ou ancien modèle 60	18,75 mm	25 mm

#### ACCESSOIRES

Code x3	Modèle
B 192888	Pochette de joints pour porte-amorces court
A 192890	Pochette de joints pour porte-amorces long

### KIT DE NETTOYAGE

Kit de nettoyage pour les modèles 30N et 60N.



Code	Modèle
192332	Kit de nettoyage pour modèles 30N et 60N - avec étui

### POSITIONNEUR ET ÉJECTEUR DE DOUILLES

Double fonction :

- Positionneur pour seringues 11 mm utilisées avec les modèles Delta.
- Éjecteur de douilles pour projecteurs modèles 30N et 60N.



Code	Modèle
192336	Positionneur et éjecteur de douilles



## ■ HAUSSES DE PRÉCISION GRADUÉES

Viseurs mécaniques permettant d'augmenter la précision du tir par alignement du système de visée avec la mire.



Code	Modèle
192048	Hausse de précision pour modèle 30N
<b>A</b> 192050	Hausse de précision pour modèle 35N/50N/70/72/60N

## ■ LUNETTE DE VISÉE 4X32

Viseur optique permettant d'agrandir la représentation visuelle de la cible pour faciliter la visée. Remplace la mire et la hausse de précision.

- Compatible avec les modèles à gaz et à poudre.



RÉGLABLE EN USINE  
SELON LE PROJECTEUR

Code	Modèle
192052	Lunette de visée 4x32 avec rail (montage en sus)
192053	Montage sur projecteur - sur demande

## ■ VISEUR POINT ROUGE

Viseur optique projetant un point lumineux (réticule) sur une lentille devant l'œil du tireur. Dispense de devoir aligner les organes de visée et permet donc une visée plus rapide.



Code	Modèle
192062	Viseur point rouge (montage en sus)
192053	Montage sur projecteur - sur demande

## ■ POINTEUR LASER

Viseur optique matérialisant la ligne de visée avec un faisceau qui illumine la cible d'un point lumineux. Faisceau visible en plein jour à 25 m, en plein soleil à 15 m et en semi-nocturne jusqu'à 60 m.

- Montage en usine fortement recommandé.



SUR  
DEMANDE

Code	Modèle
192064	Pointeur laser (montage en sus)
192053	Montage sur projecteur - sur demande

## ■ TÉLÉMÈTRE LASER

Viseur électronique permettant de calculer la distance de la cible. Facilite la visée même à très grande distance. Portée à partir de 10 m.

S'utilise à la main.

Disponible sur demande.



\*Visuel non contractuel.

Code	Modèle
192054	Télémetre laser - à partir de 10 m

# AIDE AU CHOIX DES SERINGUES

## SERINGUES NYLON RÉUTILISABLES - 11 MM

Seringues hypodermiques de diamètre 11 mm, utilisables avec les sarbacanes, modèles Delta et projecteurs à gaz, calibre 11 mm

### STABILISATEURS (P.100)



**PVC**  
Courte distance



**LAINE**  
Courte à moyenne distance



**LEST (p.101)**

Nécessaire pour les tirs à longue distance

### CYLINDRES (P.100)



Retrouvez la vidéo de présentation sur notre chaine Youtube !



### CANULES (P.101)



**CANULE LISSE**  
Ø 1,1 & 1,3 mm



**CANULE LISSE**  
Ø 1,6 & 2,1 mm



**CANULE AVEC ARDILLON**  
Limite le risque que la seringue ne tombe avant de délivrer le produit.  
Traumatique.



**CANULE AVEC COLLERETTE**  
Limite le risque que la seringue ne tombe avant de délivrer le produit.  
Peu traumatique.



**CANULE D'EXERCICE**

## SERINGUES ALUMINIUM RÉUTILISABLES - 13 MM

Seringues hypodermiques de diamètre 13 mm utilisables avec les projecteurs à gaz ou à poudre, calibre 13 mm

### STABILISATEURS (P.102)



**PLASTIQUE JAUNE**  
Grande distance  
Ne s'utilise pas avec les amorces orange et blanches



**EMPLUMÉ**  
Grande distance



**LAINE**  
Courte distance  
Projecteurs à gaz uniquement

### CYLINDRES (P.102)



CAPSULE D'INJECTION

PISTON

Retrouvez la vidéo de présentation sur notre chaine Youtube !



### CANULES (P.103)



**CANULE LISSE**



**CANULE AVEC ARDILLON**  
Limite le risque que la seringue tombe avant de délivrer le produit.  
Traumatique.



**CANULE AVEC COLLERETTE**  
Limite le risque que la seringue ne tombe avant de délivrer le produit.  
Peu traumatique.



**CANULE GRANDS ANIMAUX**



**CANULE FREIN**



**CANULE D'EXERCICE**

## SERINGUES NYLON USAGE UNIQUE - 13 MM

Seringues automatiques Speedy et Flip à usage unique avec canule montée pour tous les projecteurs 13 mm



**SPEEDY (p.105)**

Ne s'utilise pas avec les amorces orange et blanches



**FLIP (p.105)**



## ■ SERINGUES MINI-JECT

Seringues en nylon 11 mm réutilisables.

- Corps de seringue en nylon, utilisable avec les sarbacanes et/ou les projecteurs avec canon de 11 mm.
- La pression d'injection se fait par gaz (visible).
- Stabilisateurs en laine ou en PVC **en sus**.
- Canules **en sus**.

Livré par 5 avec 1 kit dégazeur et adaptateur seringue repousse-piston (réf.192280 p.104).



Code x 5	Modèle	Longueur	Capacité	Poids
192266	Cylindre Mini-Ject	45 mm	1 mL	4,54 g
192268	Cylindre Mini-Ject	55 mm	2 mL	4,44 g
192270	Cylindre Mini-Ject	70 mm	3 mL	4,82 g
192272	Cylindre Mini-Ject	115 mm	5 mL	6,09 g

**p.101** Retrouvez les canules pour seringues 11 mm




## ■ STABILISATEUR EN LAINE

Stabilisateur adapté aux tirs de courte à moyenne distance.

- Utilisé lors de tirs avec les deux sarbacanes, les modèles Delta, et tous les projecteurs à gaz.
- Se positionne sur les seringues 11 mm Mini-Ject et Softy.

Livré par 5.




Code x 5	Modèle	Poids
192264	Stabilisateur en laine 11 mm	0,75 g

## ■ STABILISATEUR EN PVC

Stabilisateur adapté aux tirs de courte distance.

- Utilisé uniquement lors de tirs avec la sarbacane Distinject (réf.192036 p.89) et les seringues 11 mm Mini-Ject ou Softy.
- L'ergonomie du stabilisateur limite la perte d'air insufflé par le tireur et améliore la portée.
- Diamètre de 16 mm.

Livré par 5.



EFFET VENTURI

Code x 5	Modèle	Poids
192274	Stabilisateur en PVC 16 mm	1,60 g

**p.89** Retrouvez la sarbacane Distinject 16 mm

## ■ SERINGUES SOFTY

Seringue en nylon 11 mm réutilisable.

- Seringue en nylon utilisable avec les sarbacanes et tous les projecteurs à canon de 11 mm.
- La pression d'injection se fait par gaz (visible) ou air comprimé (non visible).
- Stabilisateur en laine amovible compris.
- Poids : 6,8 g.
- Graduation à 1, 2, 3 et 3,8 mL.
- Option : stabilisateur PVC lors de tirs avec la sarbacane Distinject (réf. 192036 p.89).
- Canules **en sus**.

Livré par 5 avec 1 kit dégazeur et adaptateur seringue repousse-piston (réf.192280 p.104). Les canules d'exercice (réf. 192185 p.101) ne sont pas livrées avec les seringues.



Code x 5	Modèle	Longueur	Capacité
192222	Seringue Softy	115 mm	3,8 mL

**p.101** Retrouvez les canules pour seringues 11 mm

**p.89** Retrouvez la sarbacane Distinject

## ■ SERINGUES EASY

Seringues en nylon 11 mm réutilisables pour utilisation à longue distance.

- Seringues en nylon spécialement conçues pour les tirs à longue distance, utilisables avec tous les projecteurs à canon de 11 mm.
- La pression d'injection se fait par gaz.
- Stabilisateur fixe collé (emplumé) pour des tirs plus précis à longue distance.
- Poids : 6,6 g et 7,9 g.
- Canules **en sus**.

Livré par 5 avec 1 kit dégazeur et adaptateur seringue repousse-piston (réf.192280 p.104). Les canules d'exercice (réf. 192185 p.101) ne sont pas livrées avec les seringues.



Code x 5	Modèle	Longueur	Capacité
192260	Seringue Easy	125 mm	3 mL
192262	Seringue Easy	170 mm	5 mL

**p.101** Retrouvez les canules pour seringues 11 mm

## ■ CANULES LISSES DIAMÈTRES 1,1 ET 1,3 MM

Canules lisses, plutôt utilisées pour la vaccination d'animaux de petites tailles.

Utilisables sur les seringues en nylon projetées avec les deux sarbacanes, les modèles Delta et tous les projecteurs à gaz.

- Le trou de l'aiguille permet l'injection du produit lorsque l'obturateur est repoussé au moment de l'impact.

Livré par 5.



Code x 5	Modèle	Longueur canule
192242	Canule lisse diamètre 1,1 mm	25 mm
192240	Canule lisse diamètre 1,3 mm	38 mm

**p.100** Retrouvez les seringues en nylon

## ■ CANULES LISSES DIAMÈTRES 1,6 ET 2,1 MM

Canules lisses, plutôt utilisées pour la vaccination d'animaux de moyennes et grandes tailles.

Utilisables sur les seringues en nylon projetées avec les deux sarbacanes, les modèles Delta et tous les projecteurs à gaz.

- Le trou de l'aiguille permet l'injection du produit lorsque l'obturateur est repoussé au moment de l'impact.

Livré par 5 (avec 1 lest et 4 obturateurs supplémentaires par canule).



Code x 5	Modèle	Longueur canule
192257	Canule lisse diamètre 1,6 mm + lest	20 mm
192256	Canule lisse diamètre 1,6 mm + lest	25 mm
192254	Canule lisse diamètre 1,6 mm + lest	38 mm
192258	Canule lisse diamètre 2,1 mm + lest	51 mm

**p.100** Retrouvez les seringues en nylon

## ■ CANULES AVEC ARDILLON DIAMÈTRES 1,6 ET 2,1 MM

Utilisables sur les seringues en nylon projetées avec les deux sarbacanes, le modèle Delta Spécial et tous les projecteurs à gaz.

- Le trou de l'aiguille permet l'injection du produit lorsque l'obturateur est repoussé au moment de l'impact.
- L'ardillon permet de maintenir la seringue en place pour favoriser l'injection du produit.

Livré par 5 (avec 1 lest et 4 obturateurs supplémentaires par canule).



Code x 5	Modèle	Longueur canule
192246	Canule avec ardillon diamètre 1,6 + lest	25 mm
192244	Canule avec ardillon diamètre 1,6 + lest	38 mm
192243	Canule avec ardillon diamètre 2,1 + lest	51 mm

**p.100** Retrouvez les seringues en nylon

## ■ CANULES AVEC COLLERETTE DIAMÈTRES 1,6 ET 2,1 MM

Utilisables sur les seringues en nylon projetées avec les deux sarbacanes, le modèle Delta Spécial et tous les projecteurs à gaz.

- Le trou de l'aiguille permet l'injection du produit lorsque l'obturateur est repoussé au moment de l'impact.
- La collerette permet de maintenir la seringue en place pour favoriser l'injection du produit et est moins traumatique que l'ardillon.

Livré par 5 (avec 1 lest et 4 obturateurs supplémentaires par canule).



Code x 5	Modèle	Longueur canule
192250	Canule avec collerette diamètre 1,6 + lest	25 mm
192248	Canule avec collerette diamètre 1,6 + lest	38 mm
192252	Canule avec collerette diamètre 2,1 + lest	51 mm

**p.100** Retrouvez les seringues en nylon

## ■ CANULES D'EXERCICE

Utilisables avec toutes les seringues 11 mm (Mini-Ject, Softy, Easy).

Livré par 5 avec 1 lest pour chaque canule.



Code x 5	Modèle
192185	Canule d'exercice + lest

**p.100** Retrouvez les seringues 11 mm

## ■ OBTURATEURS POUR CANULE

Livré par sachet de 10.



	Code x 10	Modèle
A	192338	Obturateurs pour canules diamètres 1,1 et 1,2 mm
B	192340	Obturateurs pour canules diamètres 1,6 et 2,1 mm

## ■ LEST POUR CANULES

Se place à l'extrémité des seringues en nylon (Mini-Ject, Softy et Easy) après la pose de l'aiguille pour une portée supérieure à 6 m.



Code	Modèle
192276	Lest pour canule

## ■ SERINGUES ALUMINIUM

Seringues en aluminium anodisé réutilisables et entièrement démontables pour tous les projecteurs 13 mm.

- Avantages : plus stables (météo) et résistantes à l'impact.
- Adaptées pour utiliser des canules sur animaux à peau épaisse.
- Large choix de contenances (1 à 15 mL).
- Les seringues complètes sont livrées démontées pour pouvoir graisser le cylindre et le piston avant utilisation.
- Une seringue comprend :
  - un cylindre en aluminium anodisé,
  - un piston en caoutchouc,
  - un stabilisateur emplumé.
- Doit être complétée avec une capsule d'injection appropriée, une canule (p.103), un bâton PVC (réf. 192328 p.104) et de la graisse de silicone (réf. 192320 p.104) pour l'entretien.



Code	Modèle	Longueur	Capacité
192200	Seringue aluminium complète	110 mm	1 mL
192202	Seringue aluminium complète	120 mm	2 mL
192204	Seringue aluminium complète	130 mm	3 mL
192206	Seringue aluminium complète	140 mm	4 mL
192208	Seringue aluminium complète	155 mm	5 mL
192210	Seringue aluminium complète	175 mm	7 mL
192212	Seringue aluminium complète	205 mm	10 mL
192214	Seringue aluminium complète	255 mm	15 mL

## ■ CYLINDRE EN ALUMINIUM ANODISÉ

Cylindres en aluminium anodisé de haute qualité pour projecteurs diamètre 13 mm, autorisant des tirs puissants et performants.



Code	Modèle	Longueur	Capacité
192100	Cylindre seul	55 mm	1 mL
192102	Cylindre seul	65 mm	2 mL
192104	Cylindre seul	75 mm	3 mL
192106	Cylindre seul	85 mm	4 mL
192108	Cylindre seul	100 mm	5 mL
192110	Cylindre seul	120 mm	7 mL
192112	Cylindre seul	150 mm	10 mL
192114	Cylindre seul	200 mm	15 mL

## ■ STABILISATEUR EMPLUMÉ

Stabilisateur en plume d'oie s'adaptant sur les seringues en aluminium anodisé 13 mm.

- Stabilise la seringue, autorisant des tirs précis à grande distance.



Code	Modèle	Longueur
192182	Stabilisateur emplumé	55 mm

## ■ STABILISATEUR LAINE

Stabilisateur en laine s'adaptant sur les seringues en aluminium anodisé 13 mm.

- Stabilise la seringue en autorisant des tirs de courte à moyenne distance.
- S'utilise avec des projecteurs à gaz uniquement.



**DANGER : NE PAS UTILISER AVEC LES PROJECTEURS A POUDRE.**

Code	Modèle
192192	Stabilisateur en laine

## ■ STABILISATEUR PLASTIQUE JAUNE

Stabilisateur en plastique jaune avec embout métallique s'adaptant sur les seringues en aluminium anodisé 13 mm. Stabilise la seringue, autorisant des tirs précis à grande distance.

- Ne s'utilise pas avec les amorces oranges et blanches.



Code	Modèle
192194	Stabilisateur en plastique jaune

## ■ CAPSULES D'INJECTION

Capsules à percuteur déclenchant l'injection du produit lors de l'impact. Se positionne dans le piston, placé dans le cylindre en aluminium anodisé.

Livré par 10.

**DANGER : NE PAS APPUYER SUR LE PERCUTEUR.**



Code x 10	Modèle	Code visuel
192290	Capsule d'injection 1 à 5 mL	•
192292	Capsule d'injection 7 à 10 mL	••
192294	Capsule d'injection 15 mL	•••

## ■ PISTON

Piston en caoutchouc.

- Graisser le piston avec la graisse silicone (p.104) et placer la capsule d'injection (ci-contre) à l'intérieur, avant de l'introduire dans le cylindre en aluminium.

Livré à l'unité.



Code	Modèle
192180	Piston en caoutchouc



## CANULES LISSES DIAMÈTRE 2,5 MM

Canules s'adaptant aux seringues en aluminium anodisé 13 mm, lisses.

- Les trous latéraux de l'aiguille permettent l'injection du produit lors de l'impact.
- Embases en aluminium et canules en acier inoxydable.

Livré à l'unité.



Code	Référence Distinct	Longueur	Nombre de trous
192120	NA2	19 mm	1 trou
192122	NA3	28 mm	2 trous
192124	NA4	32 mm	2 trous

## CANULES AVEC ARDILLON DIAMÈTRE 2,5 MM

Canules s'adaptant aux seringues en aluminium anodisé 13 mm.

- Les trous latéraux de l'aiguille permettent l'injection du produit lors de l'impact.
- Embases en aluminium et canules en acier inoxydable.
- L'ardillon permet de maintenir la seringue en place pour permettre l'injection du produit.

Livré à l'unité.



Code	Référence Distinct	Longueur	Nombre de trous
192126	NC1	19 mm	1 trou
192128	NC2	28 mm	2 trous
192130	NC3	41 mm	2 trous

## CANULES AVEC COLLERETTE DIAMÈTRE 2,5 MM

Canules s'adaptant aux seringues en aluminium anodisé 13 mm.

- Les trous latéraux de l'aiguille permettent l'injection du produit lors de l'impact.
- Embases en aluminium et canules en acier inoxydable.
- La collerette permet de maintenir la seringue en place pour permettre l'injection du produit et en étant moins traumatique que l'ardillon.

Livré à l'unité.



Code	Référence Distinct	Longueur	Nombre de trous
192144	NS1	16 mm	1 trou
192146	NS2	19 mm	1 trou
192132	NM1	28 mm	1 trou
192134	NM2	32 mm	2 trous
192136	NM3	41 mm	2 trous
192138	NM4	45 mm	2 trous
192140	NM5	51 mm	2 trous
192142	NM6	63 mm	2 trous

## CANULES AVEC FREIN DIAMÈTRE 2,5 MM

Canules s'adaptant aux seringues en aluminium anodisé 13 mm, avec frein permettant un tir moins traumatique.

- Canules avec ardillon.
- Embases en aluminium et canules en acier inoxydable.

Livré à l'unité.



Code	Longueur
192186	19 mm
192188	28 mm
192189	38 mm

### ACCESSOIRES


Code x 4	Modèle
192190	Lamelles de frein de remplacement (19 mm x 2/28 mm)

## CANULES AFRICAINES DIAMÈTRE 4 MM

Canules lisses renforcées s'adaptant aux seringues en aluminium anodisé 13 mm.

- Les deux trous permettent l'injection du produit lors de l'impact.
- Canules gros diamètre spécialement adaptées pour l'utilisation sur les gros animaux.
- Embases et canules en acier inoxydable.

Livré à l'unité.



Code	Référence Distinct	Type de canule	Longueur
192148	EN1	Lisse	48 mm
192150	EN2	Lisse	68 mm
192152	EN3	Lisse	78 mm
192154	EH1	Ardillon	48 mm
192156	EH2	Ardillon	68 mm
192158	EH3	Ardillon	78 mm
192160	EC1	Collerette	48 mm
192162	EC2	Collerette	68 mm
192164	EC3	Collerette	78 mm

## CANULES ÉLÉPHANT DIAMÈTRE 4 MM

Canules lisses s'adaptant aux seringues en aluminium anodisé 13 mm.

- Les deux trous permettent l'injection du produit lors de l'impact.
- Embases en aluminium et canules en acier inoxydable.

Livré à l'unité.



Code	Modèle	Longueur	Nombre de trous
192166	Canule éléphant lisse	65 mm	2 trous
192168	Canule éléphant avec collerette	65 mm	2 trous

## CANULE D'EXERCICE DIAMÈTRE 2,5 MM

Canules d'exercice pour seringues en aluminium anodisé 13 mm.

- Embases en aluminium et canules en acier inoxydable.

Livré à l'unité.



Code	Modèle
192184	Canule d'exercice pour seringues en aluminium anodisé 13 mm



## REPOUSSE-PISTON

Repousse-piston pour les seringues 11 mm.

- Peut remplacer le repoussoir avec les Mini-Ject.
- S'utilise avec les seringues Softy.




Code	Modèle
192337	Repousse-piston

p.100 [Retrouvez les seringues 11 mm](#)

## DÉGAZEUR ET ADAPTATEUR SERINGUE REPOUSSE-PISTON

Dégazeur et adaptateur seringue repousse-piston utilisé avec les seringues 11 mm réutilisables (Mini-Ject, Softy, Easy).

- L'adaptateur s'utilise avec une seringue standard de 10 mL Luer.



Code	Modèle
192280	Dégazeur et adaptateur

p.100 [Retrouvez les seringues 11 mm](#)

## RECHARGE DE GAZ 65 ML

Recharge de gaz pour seringues 11 mm et modèles 45 Delta.



Code	Modèle
192342	Recharge de gaz 65 mL seule

## SILIGLISS

Huile silicone épaisse pour la lubrification (joints de seringues et pistolets drogueurs, projecteurs...).

Livré à l'unité



Code	Modèle
106020	Tube de 10 mL

## BÂTON PVC

Bâton PVC 20 cm multiusage pour seringue aluminium.

- Permet de graisser les cylindres en aluminium anodisé avec de la graisse de silicone.
- Permet de positionner l'ensemble capsule d'injection et piston dans une seringue aluminium.



REPÈRE DE POSITIONNEMENT

Code	Modèle
192328	Bâton PVC graissage de piston

p.102 [Retrouvez les seringues en aluminium](#)

## GRAISSE SILICONE

Tube de 12 g pour graisser le piston en caoutchouc et les cylindres des seringues en aluminium 13 mm avant chaque usage.



Code	Modèle
192320	Graisse silicone 12 g

p.102 [Retrouvez les seringues en aluminium](#)

## ■ SERINGUES SPEEDY

Seringues automatiques à usage unique, utilisables avec tous les projecteurs 13 mm.

- Faible poids (**entre 13 et 14 g**), limite les risques de blessure.
- Préparation facilitée : il ne reste qu'à introduire le produit anesthésiant par la canule.
- Canule avec ardillon.
- Amorce intégrée déclenchant l'injection du produit au moment de l'impact.
- Goupille de sécurité.
- Usage unique garantissant hygiène et performance.
- Contenance : **3 mL**.
- Portée de 5 à 40 m.
- Ne s'utilise pas avec les amorces oranges et blanches.

Livré par 4 avec canule de remplissage.



Code x 4	Modèle	Diamètre canule	Longueur canule
192216	Seringue Speedy 3 mL	2 mm	20 mm
192218	Seringue Speedy 3 mL	2 mm	30 mm

## ■ SERINGUES FLIP

Seringue automatique à usage unique, utilisable avec tous les projecteurs 13 mm, particulièrement adaptée pour l'anesthésie à distance des petits singes.

- Faible poids (**5 g**), limite les risques de blessure.
- Préparation facilitée : il ne reste qu'à introduire le produit anesthésiant par la canule.
- Canule lisse.
- Amorce intégrée déclenchant l'injection du produit au moment de l'impact.
- Usage unique garantissant hygiène et performance.
- Contenance : **1 mL**.
- Portée de 30 à 60 m.

Livré par 4 avec canule de remplissage.




Code x 4	Modèle	Diamètre canule	Longueur canule
192220	Seringue Flip	2,5 mm	13 mm

p.97 [Retrouvez l'aide au choix des amorces](#)


## PRÊT À L'EMPLOI

pour tous les projecteurs 13 mm, à gaz et à poudre

### 1) CHARGER LE LIQUIDE DANS LA SERINGUE.



### 2) ENLEVER LA GOUPILLE DE SÉCURITÉ.



### 3) CHARGER LE PROJECTEUR ET TIRER.



## ■ BÂTON D'INJECTION AUTOMATIQUE

Seringues à distance pour injection instantanée.

Capacité maximum 5 mL. Longueur 35 cm.

- L'équipement complet contient :
  - 1 seringue 5 mL,
  - 2 sachets de 5 aiguilles à usage unique diamètre 1,6 x 19 mm (chiens / chats)  
ou 2 sachets de 5 aiguilles à usage unique diamètre 2,0 x 25 mm (bovins / équidés).
  - 1 recharge de gaz 65 mL,
  - 1 repousse-piston (192337 p.104).
- Option : rallonge de 85 cm.



Code	Modèle	Taille d'aiguille	Usage	Cond.
192372	Bâton d'injection automatique - équipement complet	Diamètre 1,6 x L 19 mm	Chiens / chats	2 sachets de 5 aiguilles
192370	Bâton d'injection automatique - équipement complet	Diamètre 2,0 x L 25 mm	Bovins / équidés	2 sachets de 5 aiguilles
192376	Aiguilles 16 G x 3/4"	Diamètre 1,6 x L 19 mm	Chiens / chats	1 sachet de 5 aiguilles
192378	Aiguilles 14 G x 1"	Diamètre 2,0 x L 25 mm	Bovins / équidés	1 sachet de 5 aiguilles
A 192380	Seringue 5 mL seule	-	-	-

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
192342	Recharge de gaz 65 mL seule (p.104)

## ■ RALLONGE POUR BÂTON D'INJECTION AUTOMATIQUE

Rallonge rigide qui se visse à l'extrémité du bâton d'injection automatique.



Extension maximum = 205 cm  
Bâton d'injection automatique de 35 cm + rallonge de 85 cm + rallonge de 85 cm

Code	Modèle
192374	Rallonge pour bâton d'injection automatique 85 cm

p.9-10 [Retrouvez les seringues hypodermiques rallongées](#)



p.17 [Retrouvez la rallonge pour injection](#)

## ■ LASSO DISTINJECT

Lasso de capture en aluminium à relâchement de qualité professionnelle.

- Idéal pour une utilisation intensive ou sur de très gros chiens.
- Léger et robuste.
- 2 poignées de prise en main anti-dérapantes **A**.
- Tube renforcé en aluminium de qualité aéronautique de 22 mm de diamètre.
- Câble en acier inoxydable de 3 mm composé de plusieurs fils, gainé de plastique, résistant jusqu'à 450 kg de charge.
- Deux systèmes de relâchement instantané :
  - poignée boule de verrouillage et de relâchement du lasso **B**,
  - anneau de largage instantané **C**.
- Tête fixe d'accrochage du câble **D**.

Sur demande : gaine caoutchouc de protection de 30 cm sous la tête **D** (protection des dents de chiens).



Code	Modèle	Longueur	Poids
192400	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	70 cm	1,06 kg
192402	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	100 cm	1,22 kg
192404	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	120 cm	1,34 kg
192406	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	150 cm	1,57 kg
192408	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	200 cm	2,00 kg

QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE

## ■ LASSO RENFORCÉ

Lasso de capture renforcé, qualité professionnelle, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- 2 poignées de prise en main **A**.
- Tube renforcé en aluminium de 32 mm de diamètre.
- Câble en acier galvanisé gainé de 3 mm de diamètre et résistant jusqu'à 450 kg de charge.
- Poignée coulissante améliorant la prise en main **E**.
- Deux systèmes de relâchement instantané du câble :
  - Poignée boule de verrouillage et de relâchement du câble **B**.
  - Anneau de largage instantané **C**.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192409	Lasso renforcé complet	150 cm	2,28 kg
192422	Lasso sans poignée	150 cm	1,94 kg
192421	Lasso sans poignée	110 cm	1,36 kg
192424	Poignée seule	-	-

LASSO  
RENFORCÉ



## ■ LASSO À TÊTE ROTATIVE

Lasso de capture avec tête rotative, qualité professionnelle, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- 2 poignées de prise en main anti-dérapantes **A**.
- Tube renforcé en aluminium de qualité aéronautique de 22 mm de diamètre avec gainage de protection **C**.
- Câble en acier inoxydable de 3 mm composé de plusieurs fils, gainé de plastique, résistant jusqu'à 450 kg de charge.
- Poignée boule de verrouillage / déverrouillage du câble et agrandissement de la boucle de capture **B**.
- Tête rotative anti-strangulation **D**.



Code	Modèle	Longueur	Poids
221430	Lasso à tête rotative	120 cm	0,96 kg
221432	Lasso à tête rotative	150 cm	1,125 kg

QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE

## ■ LASSO TÉLÉSCOPIQUE

Lasso télescopique à tête rotative, de qualité professionnelle, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- Caractéristiques identiques au lasso à tête rotative, en version extensible de 120 à 180 cm.
- Bague de blocage **E**.



QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE

Code	Modèle	Longueur	Poids
221434	Lasso télescopique	120-180 cm	1,16 kg

## ■ LASCAP ALU BASIC

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant simple et sans poignée de verrouillage.

- Tube en aluminium anodisé.
- Poignées en matière plastique.
- Câble gainé en acier inoxydable.
- Ancrage fixe.



Poignées en matière plastique

Ancrage fixe

Code	Poids	Longueur
221350	800 g	100 cm
221351	985 g	150 cm

## ■ LASCAP ALU SUPÉRIEUR

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant muni d'un anneau et d'un mousqueton de largage immédiat et sans poignée de verrouillage.

- Identique au Lascap Alu Basic.
- Anneau et mousqueton de largage immédiat.



Anneau de largage


Mousqueton de largage

Code	Poids	Longueur
221352	815 g	100 cm

## ■ LASCAP ALU PLUS

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant simple, sans anneau et mousqueton de largage et avec une poignée de verrouillage anti-étranglement.

- Identique au Lascap Alu Basic.
- Poignée de verrouillage instantané.
- Ancrage fixe.



Poignée de verrouillage


Ancrage fixe

Code	Poids	Longueur
221356	1,5 kg	100 cm
221357	1,1 kg	150 cm

## ■ LASCAP ALU PROFESSIONNEL

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant muni d'un anneau et mousqueton de largage immédiat et d'une poignée de verrouillage anti-étranglement.

- Identique au Lascap Alu Basic.
- Anneau et mousqueton de largage immédiat.
- Poignée de verrouillage instantané.



Poignée de verrouillage

Anneau de largage

Mousqueton de largage


Code	Poids	Longueur
221354	870 g	100 cm
221355	1,1 kg	150 cm



## ■ TRAPPE À CHAT ENTRÉE UNIQUE

Trappe métallique pour la capture des chats, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte basculante en acier **A**.
- Plateau basculant **B**.
- Porte coulissante amovible pour positionner la trappe et récupérer l'animal **C**.
- Système mécanique de fermeture.
- Robuste et légère.
- Poignée de transport.
- Maille : 2,5 cm x 2,5 cm.
- Fil en acier de **2,5 mm** de diamètre avec revêtement en peinture laquée.
- Dimensions utiles pour l'animal : 53 x 25 x 25 cm.




Code	Modèle	Dimensions	Poids
192550	Trappe à chat entrée unique	77 x 25 x 25 cm	3,8 kg

## ■ TRAPPE À CHAT DOUBLE ENTRÉE

Trappe métallique pour la capture des chats, avec double entrée.

- Fermeture des deux portes par pression de l'animal sur le plateau.
- Portes à guillotines en acier peint laqué **A**.
- Plateau basculant **B**.
- Système entièrement mécanique.
- Très robuste.
- La double entrée permet au chat de voir une sortie potentielle donc d'entrer plus facilement dans la trappe.
- Poignée de transport.
- Maille : 2,5 cm x 2,5 cm.
- Fil en acier de **2,5 mm** de diamètre avec revêtement en peinture laquée.
- Dimensions utiles de la trappe : 104 x 36 x 32 cm.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192552	Trappe à chat double entrée	108 x 50 x 34 cm	9,3 kg

## ■ TRAPPE À CHAT RENFORCÉE

Trappe métallique renforcée pour la capture des chats, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte à guillotine en plexiglas **A**.
- Système entièrement mécanique.
- Très robuste, **particulièrement résistante en extérieur** (milieu humide ou salin).
- Poignée de transport.
- Fond en tôle avec revêtement peinture epoxy.
- Maille : 2,5 x 7,5 cm.
- Fil en acier de **2,3 mm** de diamètre avec revêtement en peinture epoxy.
- Tige du mécanisme de la trappe en acier inoxydable.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192554	Trappe à chat renforcée	76 x 28 x 32 cm	7,3 kg

## ■ TRAPPE À CHAT PLIANTE

Trappe pliante en acier inoxydable pour la capture des chats, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte basculante en acier galvanisé **A**.
- Porte d'accès coulissante en plexiglas pour placer l'appât au niveau du plateau ou pour extraire l'animal piégé **B**.
- Système entièrement mécanique.
- Robuste.
- Poignée de transport.
- Maille : 2,5 x 5 cm.
- Fond de la trappe en aluminium.
- Fil en acier de **2 mm** diamètre avec revêtement en peinture epoxy.
- Câble du mécanisme de la trappe avec gaine de protection.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192556	Trappe à chat pliante	77 x 28 x 33 cm (8 cm pliée)	5,5 kg

Pour les trappes et cages à oiseaux, demandez-nous la brochure *Distinject Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## ■ TRAPPE À CHIEN PLIANTE

Trappe pliante pour la capture de chiens, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Une porte basculante en acier peint avec anneaux de blocage **A**.
- Une porte en acier peint à guillotine **B**.
- Glissière permettant le passage d'un lasso pour capturer l'animal **C**.
- Système entièrement mécanique.
- Robuste.
- Poignée de transport.
- Grillage de la trappe en acier peint.
- Tige du mécanisme de la trappe en acier peint.
- Encadrement des portes en acier peint.
- Maille : 5 x 5 cm.
- Fil de **2,3 mm** de diamètre.
- Dimensions utiles pour l'animal : 124 x 49 x 60 cm.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192560	Trappe à chien pliante	127 x 52 x 61 cm (12 cm pliée)	20,3 kg

## ■ TRAPPE À CHIEN DÉMONTABLE RENFORCÉE

Trappe démontable renforcée pour la capture de chiens, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte en accordéon.
- Système mécanique de fermeture.
- Structure renforcée ultra-résistante adaptée à la capture d'animaux agressifs.
- Câble du mécanisme de la trappe en acier galvanisé.
- Revêtement entièrement en peinture epoxy.
- Maille : 5 x 5 cm.
- Fil de **4 mm** de diamètre.
- Dimensions utiles pour l'animal : 110 x 65 x 65 cm.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192558	Trappe à chien démontable renforcée	128 x 65 x 65 cm	34,0 kg


Pour les trappes et cages à oiseaux, demandez-nous la brochure *Distinject Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.



## ■ CAGE DE CONTENTION UNE OUVERTURE

Cage de contention pour chats en fil d'acier gainé, une ouverture.

- Grille de contention facilement manœuvrable de l'extérieur.
- Ouverture haute pour introduire l'animal.
- Robuste.
- Maille : 2,5 x 2,5 cm, resserrées près de la poignée pour protéger le manipulateur.
- Fil d'acier gainé de 3 mm de diamètre.




Code	Modèle	Dimensions	Poids
192610	Cage de contention une ouverture	44 x 30 x 29 cm	2,9 kg

## ■ CAGE DE CONTENTION DEUX OUVERTURES

Cage de contention pour chats en fil d'acier peint, une ouverture haute et une ouverture latérale.

- Grille de contention facilement manœuvrable de l'extérieur **A**.
- Deux ouvertures : une haute pour introduire l'animal et une latérale pour extraire l'animal ou l'introduire de cage à cage.
- Robuste.
- Maille : 2,5 x 2,5 cm, resserrées près de la poignée pour protéger le manipulateur.
- Fil d'acier peint de 2,5 mm de diamètre.

La plaque de contention ne peut pas être vendue séparément.




Code	Modèle	Dimensions	Poids
192612	Cage de contention deux ouvertures	45 x 30 x 30 cm	3,8 kg


## ■ CAGE DE TRANSPORT RENFORCÉE

Cage de transport renforcée en acier entièrement galvanisé pour le transport de petits animaux.


- Tôle perforée limitant le risque de griffures et morsures à travers la cage **A**.
- Fermeture à grenouillère fiable et ouverture rapide **B**.
- Porte à guillotine **C**.
- Porte gainée de caoutchouc pour éviter le bruit, dû aux vibrations, et les blessures.
- Patins en caoutchouc antidérapant.
- Poignée de transport.



Tôle perforée  
Limite le risque de blessure



Fermeture à grenouillère



Porte à guillotine  
gainée de caoutchouc



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192616	Cage de transport renforcée	45 x 30 x 30 cm	3,9 kg

## ■ CAGE FOURRIÈRE

Cage fourrière en acier galvanisé à double entrée avec protections latérales.

- Très robuste, mailles soudées.
- Dispositif de fermeture de la trappe par cadenas ou autre système.
- Portes à guillotine **A**.
- Protection latérale en PVC sur les 2 côtés **B**.
- 4 poignées latérales pour faciliter la manutention.
- Fond de la cage avec un tapis en caoutchouc amovible antidérapant.
- Maille de 5 x 5 cm.
- Fil d'acier galvanisé de 4 mm de diamètre.




Code	Modèle	Dimensions	Poids
192614	Cage fourrière	103 x 64 x 71 cm	33,5 kg

Pour les trappes et cages à oiseaux, demandez-nous la brochure *Distinject Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## ■ CAGES MÉTAL PLIANTES

Cages métal pliantes en acier galvanisé.

- Plateau amovible en acier galvanisé.
- Verrouillage par poignées coulissantes.
- 2 portes pour un accès facilité : latérale et frontale.
- Poignée de transport.
- Mise en place facile et rapide.
- Maille de 13 x 3 cm.
- Fil d'acier galvanisé de 3 mm de diamètre.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192622	Cage métal pliante	55 x 63 x 61 cm (7 cm pliée)	8 kg
192624	Cage métal pliante	54 x 76 x 61 cm (7 cm pliée)	11,0 kg
192626	Cage métal pliante	58 x 88 x 67 cm (7 cm pliée)	13,5 kg
192628	Cage métal pliante	68 x 107 x 75 cm (7 cm pliée)	19,0 kg
192630	Cage métal pliante	76 x 122 x 84 cm (7 cm pliée)	20,2 kg

## ■ CAGE MÉTAL PLIANTE WAKEFIELD

Cage métal pliante Wakefield en acier galvanisé avec plateau en plastique.

- Plateau plastique amovible.
- Verrouillage par poignées coulissantes.
- Comporte une seule entrée.
- Mise en place facile et rapide.
- Maille de 8,5 x 3 cm.
- Fil d'acier galvanisé de 3 mm de diamètre.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192656	Cage métal pliante Wakefield	62 x 46 x 50 cm (7 cm pliée)	6,2 kg

Pour les trappes et cages à oiseaux, demandez-nous la brochure *Distinjet Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## VARI-KENNEL TRADITIONNELLE

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.

- Conçue en 2 parties superposables : assemblage par vis.
- Porte en grillage soudé.
- Poignée de transport sur la cage médium.
- Conçue en résine de haute résistance.
- Antichoc : supporte d'importantes contraintes de déformation.
- Très bien ventilée.
- Coloris beige.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192642	Vari-kennel traditionnelle médium	71 x 52 x 55 cm	5,1 kg
192644	Vari-kennel traditionnelle intermédiaire	81 x 57 x 61 cm	5,7 kg
192646	Vari-kennel traditionnelle large	91 x 64 x 69 cm	8,9 kg
192648	Vari-kennel traditionnelle extra-large	102 x 69 x 76 cm	9,2 kg

## VARI-KENNEL SKY KENNEL

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.

- Conçue en 2 parties superposables : assemblage par vis.
- Serrure renforcée en 2 ou 4 points.
- Porte et grilles de ventilation en grillage soudé.
- Conçue en résine de haute résistance.
- Antichoc : supporte d'importantes contraintes de déformation.
- Très bien ventilée.
- Coloris gris.
- Conforme aux normes IATA pour le transport aérien (Air France).



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192640	Vari-kennel sky kennel - serrure 2 points	53 x 41 x 38 cm	3,5 kg
192650	Vari-kennel sky kennel - serrure 4 points	122 x 82 x 89 cm	20 kg

## CIVIÈRE POUR TRANSPORT D'ANIMAUX

Civière rigide pour le transport d'animaux blessés ou anesthésiés.

- Structure tubulaire en aluminium de 25 mm de diamètre.
- Roulettes. **A**
- Poignées de transport. **B**
- Sangles de maintien.
- Toile vinyle haute résistance, lavable.



FACILITE LE  
TRANSPORT DES ANIMAUX

Code	Modèle	Dimensions	Poids
192620	Civière pour transport d'animaux	122 x 54 cm	4,1 kg

Pour les trappes et cages à oiseaux, demandez-nous la brochure *Distinject Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## ■ PINCE DE CAPTURE RENFORCÉE POUR CHATS

Pince de capture renforcée pour chats sauvages et/ou très agressifs.

- Poignée et pince en aluminium moulé et poli.
- Câble en acier inoxydable de 2 mm de diamètre permettant un serrage progressif et contrôlé.
- Tube en **aluminium anodisé de 20 mm** de diamètre.
- Très robuste, câble intégré dans le tube pour le protéger de l'usure et soudé derrière la poignée.
- Légère.
- Poignée ergonomique.

### GARANTIE 2 ANS

Sous réserve de l'utilisation de l'équipement dans des conditions normales (sans dommages apparents suggérant une utilisation abusive de ce dernier).

Prise en charge de la garantie uniquement après retour de l'équipement et analyse des dommages / dysfonctionnements constatés.

Sous réserve de présentation de la facture d'achat.



Pince ouverte = 90 mm



Pince fermée = 40 mm



Longueur de 75 cm



Extra-long  
Longueur de 150 cm

ROBUSTE |  
2 MM |

QUALITÉ |  
PROFESSIONNELLE |

Code	Modèle	Longueur	Poids
192440	Pince de capture renforcée pour chats	105 cm	708 g
192443	Pince de capture renforcée pour chats	180 cm	900 g




## ■ ÉPUISETTE DE CAPTURE

Épuisette pour la capture de petits animaux (reptiles).

- Poignée de maintien en gomme caoutchoutée **A**.
- Ouverture/fermeture actionnée par un **câble gainé de 6 mm** de diamètre **B**.
- Tube en **aluminium anodisé de 20 mm** de diamètre.
- Filet en polyamide.
- Mailles fines de 3,5 mm pour limiter les risques de blessure.
- Possibilité d'enrouler le filet autour du manche pour limiter le risque d'évasion.
- Équipement robuste.

FINE ET  
ROBUSTE



Code	Modèle	Longueur	Dimensions du filet	Poids
192472	Épuisette de capture	140 cm	19 x 40 x 50 cm	920 g

## ■ ÉPUISETTE RÉGLABLE DE CAPTURE

Épuisette réglable en acier inoxydable pour la capture de petits animaux (chats, oiseaux).

- 2 poignées de prise en main en gomme caoutchoutée **A**.
- Ouverture/fermeture réglable par coulissement **B**.
- Mailles fines pour limiter le risque de blessure.
- Filet en nylon, robuste.
- Tube carré en acier inoxydable de section 20 x 20 mm.



Code	Modèle	Longueur	Dimensions du filet (l x L x P)	Poids
192480	Épuisette réglable de capture	150 cm	42 x 76 x 71 cm	2,2 kg

### PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Modèle
192504	Câble de remplacement pour épuisette
192506	Filet de remplacement pour épuisette

Pour les filets à oiseaux, demandez-nous la brochure *Distinjet Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## ■ PINCE DE CAPTURE RENFORCÉE POUR REPTILES

Pince renforcée pour la capture de gros reptiles.

- Poignée et pince en aluminium moulé et poli.
- Câble en acier inoxydable de 2 mm de diamètre permettant un serrage progressif et contrôlé.
- Tube en **aluminium anodisé de 20 mm** de diamètre.
- Très robuste, câble intégré dans le tube pour le protéger de l'usure et soudé derrière la poignée.
- Légère.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture en tenaille pour une meilleure préhension.

En option : gainage des mors en caoutchouc.

### GARANTIE 2 ANS

Mors caoutchouc non-garantis.

Sous réserve de l'utilisation de l'équipement dans des conditions normales (sans dommages apparents suggérant une utilisation abusive de ce dernier).

Prise en charge de la garantie uniquement après retour de l'équipement et analyse des dommages / dysfonctionnements constatés.

Sous réserve de présentation de la facture d'achat.



QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE



SANS MORS EN  
CAOUTCHOUC



MORS EN  
CAOUTCHOUC  
(en option)



Code	Modèle	Longueur	Poids
192445	Pince de capture renforcée pour reptiles	150 cm	855 g
192444	Pince de capture renforcée pour reptiles	130 cm	820 g
192447	Pince de capture renforcée pour reptiles	90 cm	720 g
192448	Pince de capture renforcée pour reptiles	70 cm	685 g

### PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Modèle
192441	Mors en caoutchouc additionnel, dont pose



Pour les équipement reptiles, demandez-nous la brochure *Distinfect Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.



## ■ BÂTON DE CONTENTION POUR REPTILES

Bâton pour la contention des reptiles, adapté à l'utilisation sur tous types de sols.

- Extrémité en arceau, métallique avec lanière en cuir souple, adaptée aux sols durs. **A**
- Extrémité métallique, en V, adaptée aux sols mous. **B**
- Tube en aluminium de 20 mm de diamètre.



Sols durs



Sols mous



Code	Modèle	Longueur	Poids
192462	Bâton de contention pour reptiles	115 cm	435 g

## ■ CROCHET POUR REPTILES

Crochet pour la capture des reptiles.

- Poignée ergonomique en caoutchouc.
- Robuste.
- Léger.
- Tube en aluminium de 20 mm de diamètre.
- Extrémité du crochet effilée.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192466	Crochet pour reptiles	105 cm	320 g

## ■ CROCHET TÉLÉSCOPIQUE POUR REPTILES

Crochet télescopique pour la capture des reptiles.

- Poignée en caoutchouc.
- Léger.
- Longueur réglable de 120 à 200 cm.
- Tube en acier plastifié de 25 mm de diamètre.
- Extrémité du crochet effilée.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192468	Crochet télescopique pour reptiles	120-200 cm	670 g

Pour les équipement reptiles, demandez-nous la brochure *Distinject Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.

## KIT DE CAPTURE REPTILES

NOUVEAU

Kit de capture multi-usages avec crochets et accessoires amovibles, adapté à la capture de la majeure partie des espèces d'ophidiens.

Comprend :

- 2 perches en aluminium anodisé de 80 cm de long, avec un embout prise rapide et un raccord en aluminium pour la jonction de la rallonge. Celles-ci permettent l'utilisation de deux crochets simultanément pour une meilleure prise de l'animal. **A**
- 1 rallonge de 50 cm en aluminium anodisé, à visser. **B**
- 1 crochet court adapté aux petites espèces de serpents. **C**
- 1 crochet standard. **D**
- 1 crochet « fer plat » idéal pour les constricteurs. **E**
- 1 embout en arceau avec lanière en cuir souple non traumatisante, adapté à la contention sur sols durs. **F**
- 1 embout métallique en V, adapté à la contention sur sols mous. **G**

Caractéristiques :

- Changement rapide et facile des crochets.
- Léger et résistant, le kit permet de transporter des reptiles jusqu'à 25 kg.
- Non traumatisant grâce aux bords arrondis des crochets.
- Compact et ergonomique. L'ensemble du kit se transporte dans une mallette 81 x 23 x 10 cm. **H**



Code	Modèle
192467	Kit de capture multi-usage pour reptiles

### CONTENU DU KIT

	Code	Modèle	Longueur	Usage
<b>A</b>	192496	Perche en aluminium anodisé	80 cm	-
<b>B</b>	192497	Rallonge pour perche	50 cm	-
<b>C</b>	192490	Crochet court	-	Petites espèces
<b>D</b>	192491	Crochet standard	-	Tous types
<b>E</b>	192493	Crochet «fer plat»	-	Constricteurs
<b>F</b>	192494	Embout en arceau avec lanière de cuir	-	Sols durs
<b>G</b>	192495	Embout métallique en «V»	-	Sols mous
<b>H</b>	192080	Mallette ABS	810 x 230 x 100 mm	-

### EN OPTION

	Code	Modèle
<b>I</b>	192492	Crochet double



EN OPTION | CROCHET DOUBLE |

Pour les équipement reptiles, demandez-nous la brochure *Distinject Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.



## ■ GANTS DE PROTECTION POUR CHATS

Gants de protection pour la capture de chats ou petits animaux, en cuir épais souple, simple peau.

- Protection de l'avant-bras jusqu'au coude.
- Norme CE.
- Longueur totale 55 cm.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192750	Gants de protection petits animaux	55 cm	445 g

## ■ GANTS DE PROTECTION SPÉCIAL SINGES ET RAPACES

Gants de protection renforcés pour la capture et la manipulation de singes ou de rapaces, en cuir épais.

- Renfort spécial sur le dessus de la main et de l'avant-bras.
- Norme CE.
- Longueur totale 65 cm.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192752	Gants de protection spécial singes et rapaces	65 cm	1,1 kg

## ■ GANTS DE PROTECTION RENFORCÉS

Gants de protection renforcés contre les risques de morsure, pour la capture d'animaux.

- Gant extérieur en fleur de bovin hydrofuge verte, paume et dessus renforcé, gant intérieur en laine aluminisée.
- Manchette en croûte pigmentée de 40 cm, doublée en fleur de bovin chrome, œillet de bâche.
- Dégagement du coude pour un plus grand confort.
- Norme CE.
- Longueur totale 65 cm.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192754	Gants de protection renforcés	65 cm	1,3 kg

## ■ GANTS DE HAUTE PROTECTION RENFORCÉS

Gants de haute protection renforcés pour la capture d'animaux agressifs (chiens, serpents...).

- Main en cuir épais souple doublé de 3 épaisseurs :
  - 2 couches de matériau protégeant contre la perforation en polyester haute ténacité (matériau protégeant des risques de perforation, étudié pour les gilets pare-balle et l'escrime),
  - 1 couche en fleur de bovin paille.
- Manchette en croûte pigmentée de 40 cm renforcée avec un amortisseur de croc.
- Dégagement du coude pour un plus grand confort.
- Norme CE.
- Longueur totale 65 cm.

Résistance à la perforation : 350 N selon l'EN13567.

Les gants ne sont pas homologués pour la capture de serpents venimeux.



Code	Modèle	Longueur	Poids
192756	Gants de haute protection renforcés	65 cm	1,5 kg

Pour les tenues de capture, demandez-nous la brochure *Distinject Capture* ou téléchargez-la sur notre site internet.



## PROTECTION


Gants d'exploration .....	122
Gants d'examen et de chirurgie .....	124
Gel d'exploration .....	125
Protection du corps .....	125

## ■ ECOGAN

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).

- Sans lien.
- Sensibilité tactile standard.
- De couleur verte.

Livré par boîte de 100.



Code x 100 Longueur  
307650 ● 95 cm


Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes

## ■ EXPLOGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (30 µm).

- Lien incorporé à passer autour du cou pour éviter le glissement du gant.
- Bonne sensibilité tactile.
- De couleur orange.
- Excellent compromis résistance / sensibilité tactile.

Livré par boîte de 100 ou sachets de 50.




Code	Longueur	Cond.	S/Cond.
307611 ●	95 cm	x 100	x 10
307613 ●	95 cm	x 50	x 50

## ■ SENSIGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (28 µm).

- Lien incorporé à passer autour du cou pour éviter le glissement du gant.
- Surface soyeuse pour une excellente sensibilité tactile.
- Transparent.

Livré par boîte de 100.



Code x 100 Longueur  
307610 ● 95 cm

Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes

## ■ PROGAN®

Gants de délivrance à usage unique en polyéthylène (30 µm).

- Sans lien. Haut de gant étirable pour éviter le glissement.
- Bonne sensibilité tactile.
- De couleur jaune.
- Matière très résistante à la déchirure.
- Soudure fine et très résistante.

Livré par boîte de 100.



Code x 100	Modèle	Longueur
307626 ●	S	87 cm
307627 ●	M	90 cm
307629 ●	L	95 cm

Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes



## ■ AISOGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).


- Protège aisselle comportant un passage pour la tête.
- Excellente sensibilité tactile, idem Sensigan®.
- Transparent.
- Protection maximum.

Livré par boîte de 50.



RÉSISTANCE

3/4



PROTECTION  
4/4

SENSIBILITÉ  
TACTILE  
4/4

Code x 50 Longueur  
307620 | 124 cm

Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes

## ■ MAXOGAN

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).

- Protège aisselle comportant un passage pour la tête.
- Sensibilité tactile standard, idem Ecogan.
- De couleur verte.

Livré par boîte de 50.



RÉSISTANCE

2/4



PROTECTION  
4/4

SENSIBILITÉ  
TACTILE  
2/4

Code x 50 Longueur  
307623 | 120 cm

Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes



## ■ EXAMED

Gants d'examen et de soin en latex pré-poudrés, à usage unique.

- Ambidextres résistants et confortables, non stériles.
- Surface lisse en latex naturel à faible taux de protéine pour limiter les risques d'allergie.
- Grande résistance à la rupture > 650 %.
- Pré poudrage à la poudre d'amidon de maïs grade USP (non allergénique < 120 mg/g).
- Double trempage pour réduire la porosité.
- Norme de porosité AQL\* 1,5.
- Bord roulé.

Livré par boîte distributrice de 100 gants.

\*L'AQL, ou Niveau de Qualité Acceptable, définit la résistance du gant à la pénétration par des produits chimiques et biologiques. Plus l'AQL est bas, plus le gant est performant.



Code x 100	Taille
307760	6/7
307761	7/8
307762	8/9
307763	9/10

Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes



## ■ EXAMED NON POUDRÉS NOUVEAU

Gants d'examen et de soin en latex non poudrés, à usage unique.

- Ambidextres résistants et confortables, non stériles.
- Revêtement polymère sur la surface extérieure.
- Grande résistance à la rupture > 650 %.
- Double trempage pour réduire la porosité.
- Norme de porosité AQL\* 1,5.
- Bord roulé.

Livré par boîte distributrice de 100 gants.

\*L'AQL, ou Niveau de Qualité Acceptable, définit la résistance du gant à la pénétration par des produits chimiques et biologiques. Plus l'AQL est bas, plus le gant est performant.



Code x 100	Taille
307745	6/7
307746	7/8
307747	8/9
307748	9/10

Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes



## ■ SURGITEK

Gants de chirurgie stériles, anatomiques à manchettes longues, en latex pré poudrés.

- Latex naturel à faible taux de protéines pour limiter les risques d'allergie.
- Grande résistance à la rupture : > 850 %.
- 290 mm de long : meilleure protection de la partie basse de l'avant bras.
- Épaisseurs variables pour assurer solidité et souplesse (paume : 0,23 mm ; poignet : 0,21 ; doigts : 0,26).
- Surface micro-texturée : meilleure préhension.
- Léger pré poudrage à la poudre d'amidon de maïs biodégradable, grade USP (non allergénique) < 100 mg/g.
- Doigts anatomiques et pouce à l'intérieur.
- Bord roulé pour un retrait plus aisé.
- Double emballage dans des pochettes, grade médical.
- Stérilisation aux rayons gamma.

Livré en boîte distributrice de 50 paires, soit 100 unités.



Code x 100	Taille
307698	6
307700	6,5
307702	7
307704	7,5
307706	8
307708	8,5

Surconditionnement :  
carton de 4 boîtes



## ■ VETRILE NOUVEAU

Gants d'examen synthétiques à usage unique 100% nitrile, non poudrés, non stériles.

- Nouvelle formule 100% nitrile.
- Potentiel allergénique réduit : absence de protéines de latex.
- Ambidextres, résistants, non stériles.
- Surface lisse et bord roulé.
- Bonne durabilité : résistance aux perforations et aux déchirures.
- Bonne élasticité : pourcentage d'élongation de 600%.
- Barrière microbienne.
- Bonne performance face aux caustiques et aux détergents ainsi qu'à l'alcool et à la chlorhexidine.
- Norme de porosité AQL\* 1,5.
- Excellent rapport qualité/prix.

Livré en boîte distributrice de 100 gants.

\*L'AQL, ou Niveau de Qualité Acceptable, définit la résistance du gant à la pénétration par des produits chimiques et biologiques. Plus l'AQL est bas, plus le gant est performant.



Code x 100	Taille
307769	6/7
307770	7/8
307771	8/9
307772	9/10

Surconditionnement :  
carton de 10 boîtes



p.46 Retrouvez les instruments chirurgicaux



## ■ EXPLOGEL®

Gel lubrifiant et protecteur pour les examens vaginaux et rectaux, manipulations obstétricales et échographies.

- Tient dans la poche sans couler.
- Non-spermicide.
- Texture épaisse.
- Flacon souple.

Livré sans pompe.


NON  
SPERMICIDE



Code	Modèle	S/Cond.
227660	Explogel 500 mL	x 20
227662	Explogel 1 L	x 12
227664	Explogel 5 L	x 2

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
227666	Pompe 5 L



## ■ EKOGE

Gel lubrifiant et protecteur spécial échographies, externes et internes.

- Tient dans la poche, ne coule pas.
- Non-spermicide.
- Texture épaisse, légèrement collante.
- Très bonne tenue sur les sondes externes et internes.
- Excellentes qualités de transmission.
- Flacon souple.

Livré sans pompe.

SPÉCIAL  
ÉCHOGRAPHIES



Code	Modèle	S/Cond.
227682	Ekogel 1 L	x 12
227684	Ekogel 5 L	x 2

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
227666	Pompe 5 L



## ■ PROTECT

Casaques de protection à usage unique en polyéthylène, de qualité professionnelle, pour les césariennes, les vélages, les échographies, les transplantations embryonnaires et les autopsies.

- Manches raglan longues en forme d'entonnoir, se serrant sur l'avant bras pour assurer l'étanchéité par des soudures renforcées.
- Sans ouverture dans le dos pour assurer une protection maximale.
- Longues et amples pour s'agenouiller.
- Se met comme un pull-over, se retire comme une veste après l'avoir déchirée de haut en bas.
- Tailles adaptées à la longueur.
- Adaptées pour un usage alimentaire (attestation d'alimentarité certifiant le respect de la réglementation européenne 1935/2004/EC, 2023/2006/EC et 10/2011/EC).
- Soudures très résistantes.

Livré par sachet de 24 unités pliées et emballées individuellement.



Étanchéité maximale



RÉSISTANTE  
NE CRAQUE PAS

Code x 24	Modèle	Longueur	S/Cond.
307880	< 160 cm	130 cm	x 6
307882	> 160 cm	140 cm	x 6
307884	> 175 cm	156 cm	x 6
307886	> 185 cm	165 cm	x 5



## COMBIVET

Combinaisons en polypropylène non tissé, avec capuche, pour visite et conduite d'élevage.

- Polypropylène non tissé (45 g/m<sup>2</sup>).
- Toile résistante permettant plusieurs lavages à 40°C.
- 2 poches pantalon de 9 x 8 cm, 1 poche poitrine de 13 x 12 cm située à droite.
- Fermeture éclair.
- Élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Couleur bleue marine.
- Protège des odeurs.
- Imperméable en condition normale d'utilisation.

Livré sous sachet individuel.



Code	Modèle	Longueur	Largeur des hanches
307656	S	160 cm	65 cm
307658	M	171 cm	70 cm
307660	L	185 cm	78 cm

Surconditionnement :  
carton de 25 sachets

## VELVET

Blouses de traite en polyester, résistantes aux éclaboussures et réutilisables.

- Élastiques aux poignets.
- Fermeture dans le dos par deux velcros.
- Lien pour ajuster la blouse au niveau de la ceinture.
- Col doublé de tissu type velours.
- 1 poche poitrine et 2 poches au niveau des hanches avec perforations pour l'évacuation des liquides.
- Couleur bleue marine.
- Lavable en machine à 40°C.

Livré sous sachet individuel.



Code	Taille	Longueur
307890	1	130 cm
307892	2	145 cm

3 grandes poches

## POLYBOOT


Surbotte à usage unique avec élastique, pour les visites d'élevage.

- 40,5 cm de longueur, 50 cm de hauteur.
- Épaisseur : 40 µm.

Livré par sachet de 50.

PLUS  
ERGONOMIQUE

PLUS  
RÉSISTANT



Code x 50	Modèle
307640	Polyboot

Surconditionnement :  
carton de 20 sachets

## CHARLOTTE

Charlotte en polypropylène non tissé 14 g/m<sup>2</sup> à usage unique avec élastique.

- Transparente.
- Avec élastique pour un maintien parfait autour de la tête.
- Matière légère et aérée.
- Pliées en accordéon pour un stockage optimum.

Livré par sachet de 100.



Code x 100	Modèle
307685	Charlotte

Surconditionnement :  
carton de 10 sachets





## HYGIÈNE

Instrumentation .....	128, 132
Surfaces .....	129, 132
Nettoyage des mains .....	130

## ■ GÉNIA CLEAN POUDRE DÉTERGENTE

Poudre enzymatique pour le nettoyage et la pré-désinfection du matériel médico-chirurgical et de l'INSTRUMENTATION avant stérilisation.

- Composition : tensioactifs cationiques et non ioniques, séquestrants calcaires, enzymes protéolytiques, désinfectant, parfum.
- Spectre d'activité\* : bactéricide, levuricide et virucide sur virus enveloppés.
- Utilisation : **nettoyage et pré-désinfection** de l'instrumentation, matériel d'endoscopie souple et rigide et de tous les dispositifs médicaux invasifs et non invasifs directement après leur utilisation.
- Temps de contact : **15 minutes à 0,4 % ou 5 min à 0,5 %.**
- La solution diluée peut se conserver 24h.
- Efficacité renforcée grâce à l'activité enzymatique et au pH alcalin de la solution.
- Préserve l'intégrité des instruments, détruit le biofilm et retient le calcaire.
- Compatible avec les cuves à ultrasons.



**0,4 % :**  
1 KG = 250 L  
DE SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI  
ACTIF EN 15 MIN

**0,5 % :**  
1 KG = 200 L  
DE SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI  
ACTIF EN 5 MIN



### INSTRUMENTATION

Code	Modèle
317446	Pot de 1 kg

**Surconditionnement :**  
carton de 4



\*Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur demande.

## PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET PRÉ-DÉSINFECTION

DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMMERGEABLES




### Description


Nettoyage et pré-désinfection par immersion directement après utilisation.

### Spectre d'activité :


Bactéricide, virucide et fongicide.




À l'aide de la pelle doseuse, mesurer la quantité de poudre détergente et l'incorporer à votre dose d'eau chaude à 40°C, selon la concentration voulue :  
- 0,4% = 4 g par litre d'eau,  
- 0,5% = 5 g par litre d'eau.  
Compatible avec les cuves à ultrasons.



Remuer la solution.



Immerger et irriguer les dispositifs médicaux.  
Temps de contact :  
- 15 minutes à 0,4 %  
- 5 min à 0,5 %



Rincer abondamment à l'eau du réseau bactériologiquement maîtrisée.  
Renouveler la préparation dès qu'elle est souillée ou au plus tard toutes les 24h.

Retrouvez nos protocoles sur les étiquettes des produits, les brochures Génia Clean et le site internet.



SURFACES

### ■ GÉNIA CLEAN SPRAY DÉTERGENT DÉSINFECTANT

Nettoyant, désinfectant des SURFACES à haut risque infectieux. Prêt à l'emploi.

- Composition : alkylamine en solution hydro-alcoolique, tensio-actifs amphotères, parfum.
- Spectre d'activité\* : bactéricide, fongicide, virucide. Produit actif sur des virus enveloppés tel que le virus de la covid-19.
- Temps de contact : **action immédiate grâce à ses tensio-actifs.**
- Parfum pamplemousse léger.
- Séchage rapide et sans trace.

ACTION IMMÉDIATE

SÉCHAGE RAPIDE



SURFACES

Code	Modèle	S/Cond.
317408	Vaporisateur 1 L	x 12
317410	Recharge 5 L	x 4

### ■ GÉNIA CLEAN SPRAY MOUSSANT DÉSINFECTANT

Détergent désinfectant moussant des SURFACES prêt à l'emploi.

- Composition : alcool éthylique et chlorure d'alkylbenzyl diméthyl ammonium, parfum.
- Spectre d'activité\* : bactéricide, fongicide, virucide. Produit actif sur des virus enveloppés tel que le virus de la covid-19.
- Temps de contact : **5 minutes.**
- Sans rinçage, séchage rapide et sans trace.
- Parfum pamplemousse léger.

SÉCHAGE RAPIDE

TEXTURE MOUSSEUSE



SURFACES

Code	Modèle	S/Cond.
317440	Spray 750 mL	x 12
317442	Recharge 5 L	x 4

INSTRUMENTATION

### ■ GÉNIA CLEAN DÉTACHANT IODE INSTANTANÉ

Détachant instantané pour éliminer les taches d'iode sur sols, surfaces, textiles et matériel médical.

- Élimination de tout type de traces d'iodes, fraîches ou anciennes.
- Utilisation à titre curatif et préventif sans frotter.
- Sans colorant et sans parfum.
- Utilisation possible en machine à laver.



INSTRUMENTATION ET SURFACES

Code	Modèle
317412	Vaporisateur 500 mL

Surconditionnement : carton de 12

### ■ GÉNIA CLEAN DÉSINFECTANT SOLS

NOUVEAU

Puissant désinfectant des SOLS et surfaces à diluer.

- Composition : chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium 6,32% (m/m) (CAS 68424-85-1), chlorure de didecyl diméthyl ammonium 1,19% (m/m) (CAS 7173-51-5), glutaraldéhyde 10,27% (m/m) (CAS 111-30-8).
- Spectre d'activité\* : bactéricide, virucide, fongicide selon les normes liées au TP3 et TP4. Actif sur les virus d'intérêt vétérinaire dont **parvovirus** et **calcivirus**.
- Utilisation : produit destiné à l'hygiène des sols et surfaces en milieu vétérinaire.
- Label ECOCERT : produit utilisable en agriculture biologique et développé pour allier efficacité et respect de l'environnement.
- Effet bactéricide à 0,4% et virucide à 1,25%.

ACTIF SUR PARVOVIRUS ET CALCIVIRUS

5L = JUSQU'À 1250L DE SOLUTION ACTIVE



SOLS ET SURFACES

Code	Modèle
317444	Bidon de 5 L

Surconditionnement : carton de 4



\*Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur demande. Retrouvez nos protocoles sur le site internet et les brochures Génia Clean.



MAINS

## ■ GÉNIA CLEAN LOTION LAVANTE DOUCE

Lotion lavante haute tolérance pour usage intensif.

- Composition : aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, glycerin, cocobetaine, coco-polyglucoside, glyceryl oleate, sodium lauryl sarcosinate, sodium hydroxyde, peg-40 hydrogenated castor oil, propylene glycol, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, aesculus hippocastanum seed extract, panthenol, linseed acid, helianthus annuus seed oil, sorbitol, bht, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, citric acid, tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate.
- Excellent pouvoir nettoyant.
- Action combinée de la glycérine, des dérivés de coprah et du complexe. vitaminé (vit. A, E et F) : hydrate et protège l'épiderme.
- Formule au pH neutre.
- Formulation hypoallergénique sans parfum ni colorant.
- S'utilise en :
  - lavage simple : 30 secondes,
  - lavage antiseptique : 3 minutes,
  - lavage chirurgical : 3 minutes suivies d'une friction hydroalcoolique en deux temps (2 fois 1 minute).

HYPOALLERGÉNIQUE |  
FORMULE |  
PH NEUTRE |  
HYDRATANT |



HYGIÈNE

Code	Modèle	S/Cond.
317420	Flacon 1 L	x 6
317422	Bidon 5 L	x 2

## ■ GÉNIA CLEAN GEL HYDROALCOOLIQUE GLYCÉRINÉ

Antiseptie rapide des MAINS, sans rinçage ni essuyage.

- Composition : propane-2-ol, éthanol, eau, glycérine, agent gélifiant et triéthanolamine.
- Spectre d'activité\* : bactéricide, fongicide, virucide.
- Contient un émollient pour hydrater et prévenir l'irritation de la peau.
- Formule au pH neutre.
- Formulation **hypoallergénique** sans colorant ni parfum.
- S'utilise pour la désinfection des mains :
  - avant examen médical,
  - avant une intervention chirurgicale,
  - au comptoir à disposition des clients.

HYPOALLERGÉNIQUE |  
FORMULE |  
PH NEUTRE |



HYGIÈNE

Code	Modèle
317414	Flacon 500 mL

Surconditionnement :  
carton de 12

\*Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur demande.  
Retrouvez nos protocoles sur le site internet et les brochures Génia Clean.

### PROTOCOLE

#### • Friction hygiénique

1. Appliquer **3 mL** de gel hydroalcoolique **Génia Clean** sur mains propres et sèches.
2. **Frictionner** les mains et les avant-bras **pendant 30 secondes**.

#### • Friction chirurgicale

1. **Nettoyage des mains** avec la lotion lavante douce **Génia Clean** **pendant 3 minutes**.
2. Appliquer **4,5 mL** de gel hydroalcoolique **Génia Clean** sur mains propres et sèches.
3. **Frictionner** les mains et les avant-bras, coudes inclus **pendant 1 minute**.
4. Réaliser une **seconde friction** avec **4,5 mL** **pendant 1 minute**, coudes exclus.

Pour un mode d'emploi complet, se référer à l'étiquette du produit ou au guide de lavage des mains disponible sur le site internet [www.genia.fr](http://www.genia.fr).

## ■ BROSSE CHIRURGICALE

Brosse chirurgicale avec éponge et cure-ongles.  
Emballage individuel stérile.

Livré par 25.



Code x 25	Modèle
317205	Sèche

Surconditionnement :  
sachet de 25



# Génia<sup>®</sup> clean

## GUIDE D'UTILISATION DES PRODUITS GÉNIA CLEAN

UTILISATION	NOM PRODUIT	CODE	COND.	DESCRIPTION	SPECTRE D'ACTIVITÉ			
					BACTÉRICIDE	VIRUCIDE	FONGICIDE / LEVURICIDE	
INSTRUMENTATION		Poudre détergente enzymatique	317446	1 kg	Poudre enzymatique pour la décontamination du matériel chirurgical et de l'instrumentation avant stérilisation.	X	X	Levuricide
						0,50%		0,40%
						5 minutes		15 minutes
SURFACES		Spray détergent désinfectant	317408	1L	Nettoyant désinfectant des surfaces à haut risque infectieux.	X	X Dont virus de la vaccine*	X
			317410	5L		5 minutes : Détergence immédiate grâce aux tensioactifs amphotères		
		Spray moussant désinfectant	317440	750 mL	Détergent désinfectant moussant des surfaces.	X	X Dont virus de la vaccine*	X
			317442	5L		5 minutes		
		Désinfectant sols	317444	5L	Puissant désinfectant des sols.	X	X Dont parvovirus et calicivirus	X
						0,40%	1,25%	1,50%
5 minutes						30 minutes	15 minutes	
MAINS		Gel hydroalcoolique glycéринé	317414	500 mL	Gel hydroalcoolique glycéринé pour antiseptie rapide de mains.	X	X Dont virus de la vaccine*	X
						30 secondes		
		Lotion lavante douce	317420	1L	Lotion lavante haute tolérance pour usage intensif.			
			317422	5L				
TEXTILES		Détachant iode instantané	317412	500 mL	Détachant instantané pour éliminer les taches d'iode sur toutes surfaces.			

\*Le virus de la vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans les annexes des normes EN 14476+A2 (2019) et EN17111, comme par exemple : L'ensemble des coronavirus.

Pour un mode d'emploi complet se référer à l'étiquette au dos du produit.  
Retrouvez toutes les fiches techniques et fiches de sécurité sur le site internet [www.genia.fr](http://www.genia.fr)



INSTRUMENTATION

**■ ALKAZYME**

Détergent protéolytique alcalin (pH 10,5) pour la prédésinfection et le nettoyage par immersion des instruments médico-chirurgicaux, des dispositifs d'endoscopie thermosensibles, sondes, ... avant désinfection chimique ou stérilisation.

- Composition de chlorure de didécyl diméthyl ammonium, enzyme protéolytique, séquestrant calcaire, tensio-actif non ionique.
- Bactéricide et levuricide.
- Alkazyme attaque et décroche le biofilm bactérien constitué de protéines et de substances secrétées par les micro-organismes adhérent sur les surfaces.
- Utilisable dans des cuves à ultrasons.
- Temps de trempage : 15 min dans une eau à 40°C, instruments de chirurgie ouverts.
- Dilution : 0,5% soit 200 L de solution par kg.



Code	Modèle	S/Cond.
317247	Sachet de 12 doses x 20 g	x 42
317248	Seau 750 g	x 6
317250	Seau 2 Kg	x 6

**■ BIONET**

Poudre détergente non ionique et sels alcalins de sodium et phosphate trisodique pour le lavage des instruments chirurgicaux, du matériel de laboratoire, des plans de travail et des paillasses sans frotter.

- Détersif puissant à effet instantané
- Biodégradable.
- Détruit les pyrogènes, élimine les fragments de sang, les tissus et autres matières organiques ou minérales.
- Prépare les instruments à une propreté (chimique) optimale en vue d'une stérilisation.



Code	Modèle
317210	Flacon 1 L

**Surconditionnement :**  
carton de 15

SURFACES

**■ BETANETT**

Détachant prêt à l'emploi pour enlever les taches d'iode sur les sols, les surfaces, les textiles.

- Pulvériser sur la tache et laisser agir.
- S'utilise en machine à laver.



Code	Modèle
317256	Flacon 500 mL

**Surconditionnement :**  
carton de 12





## RURALE

### Drogage

Pistolets drogueurs .....	134
Seringues drogueuses .....	136
Accessoires drogage .....	138

<b>Contention grands animaux .....</b>	<b>140</b>
--	------------

<b>Identification grands animaux .....</b>	<b>141</b>
--	------------

### Reproduction

Castration .....	142
Vêlage .....	143
Soins allaitement .....	145
Ecornage .....	146
Instruments de mesure et diagnostic .....	147

<b>Dentisterie équine .....</b>	<b>149</b>
---------------------------------	------------

### Météorisation

Trocarts .....	150
Sondes œsophagiennes .....	151
Aimants et lance bolus .....	152

### Soins du pied

Couteaux anglais gamme maréchalerie .....	154
Couteaux anglais gamme vétérinaire .....	155
Accessoires soins des pieds .....	156

## DRENCHMASTER® & APPLIMASTER®

Pistolets automatiques 80 mL.

- Ergonomie et design élaborés.
- Réglage ambidextre instantané et précis de la dose.
- Bonne visualisation des volumes sérigraphiés en noir.
- Maniable avec une excellente prise en main.
- Écoulement souple et rapide des liquides.
- Dosage de 2,5 en 2,5 mL.
- Joints et canules interchangeables.

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec 1m50 de tuyau, un joint supplémentaire, un mode d'emploi et un flacon d'huile silicone 10 mL.

Sur demande : autres capacités et personnalisation.

### DRENCHMASTER® (DROGAGE)

Code	Modèle	Longueur	Diamètre canule	Diamètre canule pour-on
<b>A</b> 190000	Pistolet drogueur avec canule en plastique	180 mm	15 mm	-
190002	Pistolet drogueur avec canule en laiton	180 mm	10 mm	-
190004	Pistolet drogueur avec canule en acier chromé	180 mm	10 mm	-
190010	Pistolet drogueur avec canule en plastique	180 mm	15 mm	10 mm
190012	Pistolet drogueur avec canule en laiton	180 mm	10 mm	10 mm

### APPLIMASTER® (POUR-ON)

Code	Modèle	Longueur	Diamètre canule pour-on
<b>B</b> 190006	Applicateur avec canule pour-on	100 mm	10 mm
<b>C</b> 190008	Applicateur avec canule pour-on	450 mm	10 mm
<b>D</b> 190015	Canule pour-on seule	450 mm	10 mm



p.139 Retrouvez les réservoirs dorsaux et les joints



## PISTOLMAN

Pistolets drogueurs universels fonctionnant en manuel (ou en automatique pour les versions 20, 50 et 70 mL) avec cuves interchangeables.

- Réglage précis et rapide grâce à l'écrou arrière.
- Modèles 20, 50 et 70 mL transformables en version automatique, en pistolets pour-on et hypodermiques automatiques en remplaçant le piston plein par un perforé et en ajoutant l'aspiro-injecteur avant et arrière.
- Matières plastiques techniques, résistantes.
- Entièrement démontables pour le nettoyage.
- Cuves transparentes, résistantes à l'eau bouillante avec graduations indélébiles en relief.
- Canules en laiton et canules chromées avec une paroi renforcée et une olive à l'extrémité.
- Écrou en aluminium pour un positionnement plus facile, plus précis de la canule et une bonne étanchéité.
- Ressorts des poignées en acier galvanisé et de couleurs différentes suivant les capacités.
- Joints toriques en silicone.
- Nettoyage aisé et efficace de toutes les pièces.
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.

Livré complet avec une canule, sous sachet en polyéthylène, un mode d'emploi, un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone 10 mL.



Code canules laiton	Code canules chromées	Modèle canule	Capacité	Diamètre canule	Graduation
180060	180300	Courte	20 mL	6 mm	1 mL
180065	180302	Courte	50 mL	10 mm	2 mL
180070	180305	Courte	70 mL	10 mm	5 mL
180072	180306	Longue	70 mL	10 mm	5 mL
180075	180308	Longue	150 mL	10 mm	10 mL
180079	180310	Longue	250 mL	12 mm	25 mL
180078	-	Longue	250 mL	18 mm*	25 mL

\*Uniquement pour produit épais.

[p.138 Retrouvez les canules drogueuses](#)

## PISTOLMATIC

Pistolets drogueurs de même type que les modèles manuels avec aspiro-injecteur avant et arrière.

- Identiques aux modèles manuels.
- Aspiro-injecteur avant et arrière en aluminium anodisé et entièrement démontable.
- Billes rectifiées et polies en plastique et ressort en acier inoxydable.
- Transformables en version manuelle en retirant le piston et l'aspiro-injecteur avant et arrière et en remplaçant le piston perforé par un plein.
- Transformables en version hypodermique avec un réducteur (réf. 189624 p.138) et une embase Luer-Lock Recordfix ou Rotlauf (p.16) ; ou en pour-on en ajoutant une canule (réf. 186044 p.138).

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec une canule, 1,50 m de tuyau 7/11 mm, un mode d'emploi, un jeu de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone 10 mL.



Code canules laiton	Code canules chromées	Modèle canule	Capacité	Diamètre canule	Graduation
180080	180314	Courte	20 mL	6 mm	1 mL
180085	180320	Courte	50 mL	10 mm	2 mL
180087	180324	Courte	70 mL	10 mm	5 mL
180090	180326	Longue	70 mL	10 mm	5 mL

[p.138 Retrouvez les jeux d'aspiro-injecteurs](#)

[p.139 Retrouvez les joints](#)

## PISTOLMATIC HYPODERMIQUE

Pistolet hypodermique du même type que les modèles automatiques de drogage avec embase Luer-Lock monobloc.

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec 1,50 m de tuyau 7/11 mm, un mode d'emploi, un jeu de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone 10 mL.



Code	Capacité	Graduation
180095	20 mL	1 mL

[p.18 Retrouvez les aiguilles hypodermiques](#)

## PISTOLMATIC POUR-ON

Pistolets pour-on du même type que les modèles automatiques de drogage avec canule courte de 25 mm (réf. 186044 p.138).

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec 1,50 m de tuyau 7/11 mm, un mode d'emploi, un jeu de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone 10 mL.



### PISTOLMATIC POUR-ON

Code	Capacité	Graduation
180110	20 mL	1 mL
180115	50 mL	2 mL
180117	70 mL	5 mL

### CANULE POUR-ON

Code	Diamètre canule	Longueur
186044	10 mm	25 mm



## ■ DRUGMATIC

Seringues automatiques en plastique moulé, graduations du réservoir en relief, entièrement démontables et stérilisables à l'eau bouillante.

- Identiques à la seringue Tubmatic® (p.12).
- Joints de piston torique en silicone, communs aux seringues Tubmatic® et Flumatic® métal (p.139).
- Embase en laiton chromé.

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec une canule diamètre 6 mm en laiton, 1,5 m de tuyau 4/7, un mode d'emploi, un kit de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone 10 mL.



Code	Diamètre Int.	Modèle	Capacité	Graduation
180002	9 mm	Avec tuyau	2 mL	0,1 mL
180004	14 mm	Avec tuyau	5 mL	0,5 mL

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
106196	Jeu de billes, ressorts et joints (communs à tous les modèles)

p.12 Retrouvez les seringues Tubmatic®

## ■ ORALPLEX

Seringues drogueuses avec embase excentrée pour ovins, caprins avec canule courte en laiton diamètre 6 mm x 120 mm.

- Modèles équipés d'un insert métal pour protéger le pas de vis de la cuve.

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi et un flacon d'huile silicone 10 mL.

Modèle Elplex®  
(piston et chapeau en plastique)



Modèle Metalplex®  
(piston et chapeau en métal)



Code Métalplex®	Code Elplex®	Capacité	Diamètre canule
180030	180020	50 mL	6 mm - Luer-Lock
180032	180022	50 mL	6 mm - à vis
-	180018	30 mL	6 mm - à vis
180028	-	20 mL	6 mm - à vis
180026	-	20 mL	6 mm - Luer-Lock

p.10 Retrouvez les seringues Métalplex® et Elplex®

p.17 Retrouvez les canules drogueuses

## ■ GÉNIAPLEX 300 ML DROGUEUSE

Seringue drogueuse en plexiglas pour professionnels.

- Identique à la seringue Géniaplex 300 mL (p.8).

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec un joint de piston supplémentaire, une canule bovin en laiton diamètre 10 mm et un flacon d'huile silicone 10 mL.



Code	Modèle
180052	Seringue drogueuse 300 mL
109270	Joint (40-50) x 6

p.139 Retrouvez les joints

p.8 Seringue Géniaplex 300 mL transformable en seringue hypodermique en remplaçant la canule par un réducteur (réf.189625 p.8) et une embase (p.16).

## ■ SYRMAN

Seringues drogueuses en matière plastique translucide, avec graduations en relief.

- Résistantes à l'eau bouillante.

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone 10 mL.



Code 300 mL	Code 450 mL	Modèle
180050	180057	Seringue drogueuse complète avec canule bovin en laiton
180330	180336	Seringue drogueuse complète avec canule bovin chromée
180049	180058	Seringue drogueuse + réducteur + embase Luer-Lock, Bibloc
180056	180059	Seringue drogueuse sans canule
180055	-	Seringue drogueuse + embase sonde utérine (réf. 187032 p.16)

p.11 Seringues Syрман transformables en seringues hypodermiques en remplaçant la canule par un réducteur (réf.189625 p.8) et une embase (p.16).

## ■ AGRIPLAST 100 ML

Seringue avec une canule droguese souple se vissant à la place de l'embase.

- Canules conçues pour les gavages des palombes.

Livré sous sachet individuel en polyéthylène avec un joint silicone plat découpé.



Code	Modèle
107509	Seringue complète avec embase Luer-Lock et canule souple
107510	Seringue 100 mL Luer-Lock seule
107511	Canule droguese souple 11,5 cm, diamètre 10 mm

Surconditionnement :  
carton de 100

## ■ SERINGUE D'ALIMENTATION

Seringue à usage unique d'alimentation de 50/60 mL pour agneaux.

- Graduation de 1 en 1 mL.
- Embase centrée.
- Sonde d'alimentation de 6 mm de diamètre et d'une longueur de 31 cm.



Code	Modèle	Cond.	S/Cond.**
107031	Nécessaire complet	l'unité	-
317136	Sonde seule	x 10	-
107154	Seringue de gavage Dispoject® seule	x 30	x 12

\*\*Nombre de boîtes.

p.14 [Retrouvez les seringues Dispoject®](#)



## ■ CANULES BOUTONNÉES

Canules de gavage des oisillons ou oiseaux.

- En acier inoxydable avec embase Luer-Lock.
- Adaptables sur tous types de seringues.

Livré par 12.



	Code x 12	Modèle	Longueur	Diamètre
A	307135	Droit	50 mm	2,5 mm
B	307136	Droit	80 mm	2,5 mm
C	307138	Courbe	60 mm	1,5 mm
D	307139	Courbe	80 mm	2,5 mm
E	147086	Pointe mousse	50 mm	0,9 mm



## CANULES PISTOLETS DROGUEURS

Canules en laiton et en acier chromé avec parois renforcées, et une olive à l'extrémité.

Le réducteur et les canules sont fournis avec un joint.



Canules en laiton



Canules chromées

	Code canules en laiton	Code canules chromées	Diamètre	Usage	Longueur	Capacité
A	187038	186048	6 mm	Agneau	105 mm	20 mL
B	187042	186050	10 mm	Mouton	105 mm	50/70 mL
C	187040*	186052*	10 mm	Bovin	180 mm	70/150 mL
D	186044	-	10 mm	Pour-on	25 mm	20/50/70 mL
E	187044	186054	12 mm	Bovin	180 mm	250 mL
F	187046	-	18 mm	Bovin	180 mm	250 mL
G	186046	186056	10 mm	Bovin	220/140 mm	20 à 250 mL

\*Pistolets + Seringues 300 et 450 mL.

	Code	Modèle	Capacité	Diamètre canule
H	189646	Écrou de positionnement de la canule pour pistolets	20 à 150 mL	10 mm
H	189645	Écrou de positionnement de la canule	150 mL	12 mm
H	189647	Écrou de positionnement de la canule	250 mL	18 mm
I	189625	Réducteur avec joint pour embase d'aiguille	150 mL*	10 mm
I	189624	Réducteur avec joint pour embase d'aiguille	250 mL	12 mm

\*Pour les seringues Géniaplex 300 mL (p.8), Pistolman et Pistolmatic (p.135), Syrman (p.136).


p.135 Retrouvez les pistolets drogueurs

## TUYAUX AVEC BOUCHON

Ensemble de 1,5 m de tuyau PVC 7/11 ou 4/7 avec bouchon, pour pistolets drogueurs automatiques.

- Se fixe directement sur le flacon et le pistolet automatique.
- Nécessaire monté, comprenant les 2 tuyaux et le bouchon avec adaptateur. **Le lest et les 2 ressorts sont en option.**

	Code	Modèle
	180141	Tuyau 4/7 produits fluides
	189676	Tuyau 7/11 produits épais
A	189674	Lest
B	189690	Ressort



SUR DEMANDE : FOURNIR BOUCHON ET COMMUNIQUER LA LONGUEUR DU TUYAU UTILE POUR ALLER AU FOND DU BIDON !

## JEUX DE CUVES POUR PISTOLETS DROGUEURS

Chaque jeu comprend une cuve, un ou deux pistons, un adaptateur, un joint, un ressort, un mode d'emploi et un flacon d'huile silicone 10 mL.

- Les jeux de cuves s'adaptent sur tous les pistolets manuels et automatiques, hypodermiques et pour-on. Ils permettent d'obtenir à partir d'un pistolet normal ou automatique, des versions différentes en volume.

Livré sous sachet en polyéthylène.



Cuves automatiques



Cuves manuelles

### JEUX POUR PISTOLETS MANUELS

Code	Capacité	Diamètre canule
186010	20 mL	6 mm
186012	50 mL	10 mm
186014	70 mL	10 mm
186016	150 mL	10 mm
186017	250 mL	12 mm
186018	250 mL	18 mm

### JEUX POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES

Code	Capacité
186020	20 mL
186022	50 mL
186024	70 mL

p.135 Retrouvez les pistolets drogueurs

## JEU D'ASPIRO-INJECTEUR DE PISTOLETS

Jeu d'aspiro-injecteur pour transformer un pistolet drogueur 20, 50 ou 70 mL manuel en automatique.

- Pour passer d'un pistolet drogueur automatique à un manuel, remplacer le piston plein par un perforé et ajouter les aspiro-injecteurs avant et arrière, en ayant préalablement retiré l'obturateur de la poignée arrière et la canule avant. Enfin, visser cette dernière sur l'aspiro-injecteur.
- L'aspiro-injecteur avant reçoit directement les canules drogueuses 6 et 10 mm ainsi que la canule pour-on et avec le réducteur (réf. 189624 et 189625 p.138), les embases Luer-Lock, Recordfix, Rotlauf (p.16).

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec 1,5 m de tuyau 7/11 et un mode d'emploi.

Le réducteur et les embases sont livrés séparément.



	Code	Modèle
	186060	Jeu d'aspiro-injecteur (avant et arrière)
	186062	Jeu complet de joints, billes et ressorts


p.16 Retrouvez les embases

## JOINTS DE DROGAGE

Joint pour les seringues Drugmatic, Oralplex, Géniaplex 300 mL drogueuse, Syrman et autres pistolets drogueurs Génia.


- Joints en silicone, moulés aux normes Génia, très résistants, avec un nombre de shore constant et uniforme sur toute la surface, hydrophobes, anti-adhérents.
- Assurent une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.

Livré par 6.



Échelle 1/1

Joint torique pour Syrman 300/450 mL



Échelle 1/1

Joints toriques pour pistolets drogueurs

Code x 6	Modèle	Capacité	Joints
<b>C</b> 109265	Drugmatic	2 mL	9-14
<b>D</b> 109266	Drugmatic	5 mL	14-20
<b>G</b> 109269	Oralplex	50 mL	30-40
<b>H</b> 109270	Géniaplex	300 mL	40-50
<b>I</b> 189501	Syrman	300/450 mL	-
<b>J</b> 189503	Pistolet drogueur	20 mL	-
<b>K</b> 189506	Pistolet drogueur	50 mL	-
<b>L</b> 189509	Pistolet drogueur	70 mL	-
<b>M</b> 189512	Pistolet drogueur	150 mL	-
<b>N</b> 189514	Pistolet drogueur	250 mL	-



Échelle 1/1

Joints plats

## HARNAIS D'INJECTION

Harnais polyvalent (injection, Pour-On ou drogage) conçu pour apporter confort et sécurité aux opérateurs.

- Deux poches poitrine avec double fermeture éclair pouvant accueillir des flacons jusqu'à 500 mL.
- Une poche dorsale recevant des bidons de 1 à 5 L (Pour-On, drogage).
- Ceinture équipée de deux poches ajustables (aiguilles propres et usagées) et d'un étui permettant de sécuriser un injecteur.
- Lavable en machine et séchage rapide.

Livré sous emballage individuel avec deux mousquetons d'accroche.



Code	Modèle
227296	Harnais d'injection

## RÉSERVOIRS DORSAUX

Réservoirs dorsaux de faible encombrement ayant un bouchon avec prise d'air incorporée et une olive pouvant recevoir un tuyau de 7/11 mm.

Livré avec bouchon de prise d'air. **B**



	Code Réservoir 2,5 L	Code Réservoir 5 L	Description
<b>A + B + C</b>	<b>187003</b>	<b>187007</b>	Avec bretelles
<b>A + B</b>	<b>187009</b>	<b>187010</b>	Sans bretelles

### ACCESSOIRES

Code	Description
<b>C</b> 187011	Paire de bretelles pour réservoir 2,5 et 5 L
<b>B</b> 187006	Bouchon de prise d'air pour réservoir 2,5 et 5 L

p134 Retrouvez les pistolets drogueurs



## VILLETTE®

Aiguillons électriques Villette pour professionnels dont la caractéristique est d'émettre des impulsions sous forte tension et faible intensité, pour une meilleure efficacité et une plus grande sécurité.

- Appareils sans danger, fiables, réparables.
- Fonctionnent avec :
  - AP : 3 piles LR6,
  - SRP : 4 piles LR6,
  - ASRP : 1 pile 6LR61.

Livré à l'unité sans pile sous sachet.




Code	Modèle	Tension	Poids
221000	AP	3000 Volts	Animal pesant moins de 150 kg
221002	SRP	4500 Volts	Animal pesant 150 à 450 kg
221003	ASRP	6000 Volts	Animal pesant 450 à 900 kg

## LASSOS PORCS

Lassos pour porcs.

- Axes en acier inoxydable.
- Têtes en laiton chromé.
- Poignées en plastique.
- Fil d'acier torsadé et galvanisé.
- Fixation de fil arrière sécurisée.


Code	Modèle	Longueur
227340	Court	21 cm
227342	Long	56,5 cm



## LÈVE-BOVINS


Lève-bovins particulièrement résistants et solides. Utilisés pour relever et soutenir des bovins affaiblis (ex. vêlages difficiles).

- Pincés latérales gainées pour éviter les blessures.
- L'animal peut être relevé à l'aide d'un palan ou tout autre dispositif.
- Acier galvanisé.
- Gaine tubulaire en PVC.
- Faciles à positionner.
- Indispensables pour une exploitation agricole de vaches laitières.
- Poids maximum : 900 kg.



Code	Modèle
A 227039	Vink
B 227040	Standard

## PINCES MOUCHETTES



Code	Modèle	Longueur
A 227028	À crochet	19 cm
B 227029	Avec chaîne	19 cm
C 227030	À coulant	20 cm

## PENMARK®

Crayons marqueurs pour bovins, ovins, porcins, caprins de qualité supérieure. **A**

Porte-crayon Penmark pour libérer les deux mains. **B**

- Ajustable à la taille de la main grâce à sa bande velcro.
- Néoprène lavable en machine.
- Avec retenue de recul pour maintenir le crayon marqueur en place.

Livré par boîte de 10.



Code x 10	Modèle
227630	Bleu
227632	Rouge
227634	Vert
227636	Violet
227638	Noir
227640	Jaune

**Surconditionnement :**  
carton de 5 boîtes de 10

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
129280	Kit 4 crayons (rouge, bleu, violet, vert)
227628	Porte-crayon Penmark

## IDENTIX SPRAY

Aérosols de marquage (colorant) pour bovins, ovins, porcins et caprins.

- Marquage pour au moins 3 semaines.
- Séchage rapide et sans couler.
- Disparaissent au lavage à 40°C, n'altèrent pas la laine.

Livré par boîte de 12.



Code 200 mL x 12	Code 400 mL x 12	Couleur
227510	227520	Rouge
227512	227522	Vert
227514	227524	Bleu

## BRACELETS D'IDENTIFICATION

- Longueur : 35 cm ; largeur : 2,5 cm.

Livré sous sachet polyéthylène par 10.



Code x 10	Modèle
277600	Orange
277606	Bleu

## TATOOMARK

Encre industrielle noire à tatouer les porcs.



Code	Modèle
220902	Flacon 1 L

**Surconditionnement :**  
carton de 12



## PINCES À CASTRER

Pinces à castrer type Burdizzo pour bovins et moutons.



	Code	Modèle	Longueur
A	307996	Ovins	23 cm
	307999	Ovins / Veaux	30 cm
	307994	Bovins	34 cm
B	308001	Bovins	40 cm
	307997	Bovins	48 cm
	307995	Bovins	48 cm (supérieure)

### ACCESSOIRES

	Code	Modèle
C	308002	Genouillère pour pince à castrer

## ÉMASCULATEUR DE REIMER'S ET DE SAND

Pinces à castrer de Sand et de Reimer's pour chevaux en acier inoxydable. Mors lisses.

- Entièrement démontables.
- Double émascultation.
- Crémaillère de fermeture rallongée.
- Bras de coupe indépendant et affûtable (Reimer's).



	Code	Modèle	Longueur
A	307978	Sand	32 cm
B	307990	Reimer's	32 cm

## CASSEAUX

Ensemble de deux pièces en hêtre pour la castration des poulains et des poneys.

Livré en vrac.




	Code	Modèle	Longueur
	307983	Modèle droit	16 cm
	307986	Modèle droit	20 cm
	307987	Modèle droit	24 cm
	307988	Modèle courbe	24 cm

## ■ PINCE DE CHÉRON

Pince coudée 25 cm en acier inoxydable pour le prélèvement des paillettes d'insémination.

- Peut être également utilisée en obstétrique comme porte-tampon et porte-compresse pour la désinfection avant examen ou le soin des plaies.



Code	Modèle	Longueur
657040	Standard	25 cm
657041	Affiné	25 cm



## ■ VÊLEUSE GENIA

Vêleuse avec chariot et crémaillère robustes et fiables, facilitant la mise bas de tous types de veaux, même de gros gabarit.

- Système de mouvement alternatif du chariot sur la crémaillère.
- Permet de tirer les membres du veau l'un après l'autre, facilitant le passage et limitant les risques de blocage au niveau du bassin de la vache.
- Tête de la vêleuse ergonomique et réglable offrant une bonne tenue sur l'animal en évitant à celle-ci de glisser.
- Grande mobilité de la tête.
- Décrochage rapide des boucles en cas de complication accordant une grande liberté d'action en cours de vêlage.
- Composition : tube en acier chromé.

Livré complet avec ses 2 boucles et 2 lacs.


Code	Longueur tube acier
227037	1,8 m



## ■ ANTITÊTEUR PLASTIQUE


Antitêteur pour veaux et jeunes bovins à double verrouillage pour une bonne tenue.

- Verrouillage à une seule main et sans outil : permet de poser l'antitêteur seul aux cornadis.
- Butée de blocage évitant le décrochage de la crémaillère.
- Trois crans de serrage pour s'adapter à toute épaisseur de cloison nasale.
- Se retire en soulevant la crémaillère par le dessous.
- Plastique robuste doté d'une résistance élevée à la traction et aux chocs.
- Pas de vis : ne rouille pas, ne casse pas, ne tombe pas.
- Dimensions: 75 x 75 x 30 mm.
- Poids : 25 g.



ANTITÊTEUR FERMÉ  
TRÈS RÉSISTANT

Code	Modèle	S/Cond.
220500	Antitêteur en plastique x 4	-
227038	Antitêteur en plastique en vrac (minimum 100 pièces)	x 600



## ■ ANTITÊTEUR ALU

Antitêteur réglable en aluminium. Modèle professionnel.



Code	Modèle
227052	Antitêteur en aluminium

## ■ CLAMPEX

Pince ombilicale à usage unique pour l'hémostase du cordon ombilical des veaux.  
Longueur utile : 45 mm.



Code x 50	Modèle
157590	Clampex

## ■ TÉTINES

Tétines en latex, non perforées, s'adaptant sur les goulots des bouteilles.

Conformes à la norme 93/11/CEE.

Livré en vrac.



Code	Modèle	S/Cond.
227023	Agneau	x 1 000
227024	Veau	x 500

## ■ SONDES TRAYEUSES

Sondes trayeuses de diamètre 2,5 mm en acier inoxydable avec embase Luer-Lock.

• Extrémités boutonnées avec 2 ouvertures latérales ébavurées.

Livré sous sachet en plastique par 12.



Code x 12	Longueur totale	Longueur canule
227061	80 mm	60 mm
227066	100 mm	80 mm
227071	120 mm	100 mm

## ■ TRAYONOTOME DANOIS

Trayonotome danois en acier inoxydable à lames cachées et affûtées.



Code	Longueur
307984	19,5 cm

## ■ ADOPT-SPRAY

Aérosol d'adoption composé d'un mélange judicieux d'arômes masquant les odeurs et appétant pour :

- l'adoption des jeunes par leurs mères (agneaux, veaux) ;
- le regroupage pour le transport ou le mélange de lots (broutards, génisses) ;
- l'adoption d'une nouvelle nourriture au sevrage (porcelets).

Livré par boîte de 12.



Code x 12	Modèle
227500	Aérosol 200 mL



## ■ SCIE-FILS

Scie-fils pour embryotomie et écornage.  
Livré en dévidoir plastique.



	Code	Modèle	Longueur	Diamètre	S/Cond.
A	220840	Suédoise 27 brins	12 m	1,4 mm	-
B	227842	Standard 18 brins	12 m	1,7 mm	x 200

## ■ POIGNÉES DE SCIE-FIL

Poignées pour scie-fil.  
Livré par paire.



	Code	Modèle	Diamètre	Longueur
A	223100	Fortes en aluminium	24 mm	100 mm
B	227840	Fines en acier inoxydable	12/15 mm	103 mm

## ■ SH PLUS

Gel à écorner.

- S'utilise sur des jeunes bovins (entre 8 et 21 jours) dès que l'amorce du cornillon est palpable.
- Permet l'écornage par l'application d'une simple goutte sur le cornillon.
- Méthode d'écornage la moins traumatisante pour l'animal.
- Un applicateur de 45 g permet d'écorner environ 30 veaux.



Code	Modèle
227844	Applicateur de 45 g avec spatule

**Surconditionnement :**  
carton de 24



## DIGIFLASH

Thermomètre digital à prise rapide pour petits et grands animaux.

- Embout **flexible**, longueur de 7 cm.
- Prise de température en **5 secondes**.
  - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
  - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
  - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent, avec une pile supplémentaire.



PRISE RAPIDE  
EN 5 SECONDES | EMBOUT  
FLEXIBLE |

Code	Longueur	Longueur sonde
227972	15,5 cm	7 cm

Surconditionnement :  
carton de 12 ou 240

## DIGIFIX

Thermomètre digital pour petits et grands animaux.

- Embout **rigide** mono bloc fin, longueur 7,5 cm.
- Prise de température en **10 secondes**.
  - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
  - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
  - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent, avec une pile supplémentaire.



EMBOUT  
RIGIDE |

Code	Longueur	Longueur sonde
227978	15,5 cm	7,5 cm

Surconditionnement :  
carton de 12 ou 240

## RUBANS ZOMÉTRIQUES

Mètre ruban mixte pour bovins et porcins pour mesurer et estimer le poids sur pied des bovins et des porcs abattus.

- Avec ou sans enrouleur automatique.




Code	Modèle	Longueur	S/Cond.
227081	Sans enrouleur	2,5 m	-
227082	Avec enrouleur	2,5 m	x 350



## VAGINOSCOPIES

Vaginoscope électrique avec spéculum en plexiglas.

- Poignée compacte et solide en aluminium anodisé. **D**
- Spéculum en plexiglas coulissant dans l'anneau de la poignée. **A**
- Blocage du spéculum avec la poignée. **B**
- Utilisable en toute position.
- Ampoule avec loupe projetant le faisceau lumineux au fond du spéculum.
- Lampe-stylo interchangeable. **C**
- Entièrement démontable et résistant à l'ébullition.



Code seul <b>A</b>	Code complet	Dimensions	Usage
223007	223013	2 x 30,5 cm	Chèvre
223002	223000	4 x 49,5 cm	Vache
223008	223010	5 x 54,5 cm	Jument

### ACCESSOIRES

	Code	Modèle	Usage
<b>C</b>	223001	Lampe	-
<b>D</b>	223004	Poignée seule	-
<b>B</b>	223012	Bague de poignée	Chèvre/Brebis
<b>B</b>	223005	Bague de poignée	Vache
<b>B</b>	223011	Bague de poignée	Jument

## PÈSE-COLOSTRUM

Pour évaluer la qualité du colostrum maternel absorbé par le veau à la naissance. Le degré de flottaison du densimètre permet d'estimer la quantité de gammaglobulines contenue dans le colostrum.

- Code couleur pour une interprétation rapide de la qualité :
  - zone verte :  $\geq 100$  g/L ;
  - zone jaune : 50-100 g/L ;
  - zone rouge :  $\leq 50$  g/L.
- Valeur minimum : 25 g/L.
- Valeur maximum : 125 g/L.

	Code	Modèle
<b>A</b>	227300	Densimètre seul (avec étui plastique)
<b>B</b>	227304	Pèse-colostrum + éprouvette séparée
<b>C</b>	227302	Pèse-colostrum + éprouvette intégrée

## SPÉCULUM BREBIS

**NOUVEAU**

Spéculum pour brebis en acier inoxydable.

- Deux lames en acier inoxydable articulées.
- Lame supérieure : 17,5 cm.
- Lame inférieure : 15 cm.



Code	Modèle
307926	Spéculum pour brebis



## DAVIERS POUR CHEVAUX

Daviers en acier inoxydable pour les molaires des chevaux.



	Code	Modèle	Longueur
A	307900	Dent supérieure, courbe	370 mm
B	307901	Dent inférieure, droit	370 mm

## DAVIERS POUR DENTS DE LOUP DES CHEVAUX


Daviers en acier inoxydable pour les dents de loup des chevaux.



	Code	Modèle	Longueur
B	307902	Demi-courbe	260 mm
A	307903	Courbe	260 mm

## RÂPE A DENTS

Râpe à dents pour chevaux avec manche en bois.



	Code	Modèle
	307904	Convexe complet
	307905	Plat complet
A	307907	Lame convexe seule
B	307908	Lame plate seule

## PAS D'ÂNE

Pas d'âne type Climax et type Schoupe (à ressort) pour chevaux, en acier inoxydable.



	Code	Modèle	Longueur	Ouverture
	227032	Schoupe	260 mm	-
	227033	Climax	-	145 x 155 mm

## TROCARTS À RUMEN

Trocarts à rumen en acier inoxydable.

- Manche plastique.
- Canule avec deux trous de fixation sur la collerette.



### TROCARTS COMPLETS

Code canule en acier inoxydable	Code canule en plastique à usage unique	Diamètre	
		Int.	Ext.
220300	220330	5 mm	6 mm
220305	220335	8 mm	9 mm
220310	220340	9 mm	10 mm
220315	-	11 mm	12 mm

### PIÈCES DE RECHANGE


Code canule en acier inoxydable	Code canule en plastique à usage unique	Diamètre		Longueur canule
		Int.	Ext.	
220400	220450	5 mm	6 mm	112 mm
220405	220455	8 mm	9 mm	142 mm
220410	220460	9 mm	10 mm	162 mm
220415	-	11 mm	12 mm	190 mm

## TROCART À VIS

Trocart à vis en plastique.

- Qualité alimentaire, avec 2 trous de fixation au niveau de la collerette.
- Trocart conçu pour les météorisations chroniques.
- Peut être laissé à demeure plusieurs jours voire bien au-delà s'il est correctement posé.
- Péritoine et rumen se retrouvent plaqués ensemble, limitant les risques de péritonite.

Livré sous sachet en polyéthylène avec mode d'emploi.



Code	Modèle
A 220600	Trocart complet avec notice
B 220602	Trocart seul
C 227800	Stylet acier inoxydable seul

## TROCART À SAIGNER

Trocart à saigner en acier inoxydable avec manche-étui se vissant sur le trocart.




Code	Diamètre		Longueur totale	Longueur canule
	Int.	Ext.		
220291	5 mm	6 mm	250 mm	90 mm

## ■ STOMAFLEX

Sondes naso-œsophagiennes en silicone orange pour chevaux et bovins.

- Un embout arrondi ouvert avec un œillet latéral.
- Flexibles, atraumatiques et indéformables.

Livré sous sachet en polyéthylène.




Code	Diamètre		Longueur
	Int.	Ext.	
227013	6 mm	9,5 mm	2 m
227005	8 mm	13 mm	2 m
227010	9,5 mm	16 mm	2,25 m
227014	11,6 mm	19 mm	3 m

## ■ NASOFLEX

Sondes naso-œsophagiennes en PVC transparent pour chevaux.

- Un embout arrondi ouvert avec un œillet latéral.
- Une extrémité évasée pour pompe ou entonnoir.
- Bonne flexibilité été comme hiver, atraumatiques et indéformables.
- Introduction aisée.
- Nettoyage facile.

Livré sous sachet en polyéthylène.



Code	Diamètre ext.	Longueur
222000	9 mm	2,6 m
222002	13 mm	3,0 m
222004	16 mm	3,4 m
222006	18 mm	3,6 m

## ■ POMPES NASOFLEX

Pompes en plastique ou en métal avec adaptateur pour sondes NASOFLEX.

Economiques et robustes.

- Débit de 0,5 L pour la pompe plastique.
- Débit de 0,125 L pour la pompe en métal.




Code	Modèle
222020	Pompe en plastique avec embout sonde naso
227020	Pompe en métal avec embout sonde naso

## ■ ESOFLEX

Sondes œsophagiennes en métal, gainées de plastique rouge, pour bovins et veaux.

- Embout métal arrondi ouvert avec œillets latéraux **A**.
- Tige plastique facilitant le débouchage et le nettoyage de la sonde **B**.
- Nettoyage facile.
- Résistant aux morsures.



Code	Diamètre ext.	Modèle	Longueur
227015	14 mm	Veaux	1,35 m
227016	18 mm	Bovins	1,60 m



## LANCE BOLUS GÉNIA - DESCRIPTION

LANCE BOLUS DOUBLE

BONNE FIXATION DES  
BOLUS ET AIMANTS

PERSONNALISATION  
SUR DEMANDE



LANCE BOLUS À POIGNÉE



### ■ LANCE BOLUS

Lance bolus ergonomique en acier inoxydable (cuve en acier inoxydable ou en aluminium; tube, axe et ressort en acier inoxydable) pour l'administration de bolus et d'aimants aux bovins.

- Permet l'administration de tout type de bolus ou aimants.
- Adaptable aux besoins.
- Courbure ergonomique du tube.
- Protection de la cuve : embout en caoutchouc résistant, souple et non poreux.
- Pas de pincement des muqueuses, ni de risque de blessure.
- Retient les bolus avant l'administration tout en garantissant une poussée sans effort.
- Ressort souple en acier inoxydable pour une administration aisée même à l'épaule.

Sur demande : autres tailles avec un minimum de 50 pièces.

Modèle cuve simple


Modèle cuve double



AUTRES DIMENSIONS  
SUR DEMANDE

Code	A Longueur totale	B Diamètre maxi ext. cuve	C Longueur utile cuve*	D Diamètre int.cuve	E Diamètre int. sortie embout
215090	370 mm	27 mm	50 mm	17,5 mm	12 mm
215120	400 mm	30 mm	65 mm	22 mm	18 mm
215060	570 mm	39 mm	65 mm	29 mm	24 mm
215080	620 mm	39 mm	90 mm	29 mm	24 mm
215100	650 mm	29 mm	105 à 110 mm	20 mm	12 mm
215160	680 mm	45 mm	105 à 120 mm	35,6 mm	24 mm
215150	680 mm	45 mm	110 mm	35,6 mm	30 mm
215030	680 mm	52 mm	120 mm	40,5 mm	28 mm
215070	750 mm	52 mm	120 mm	40,5 mm	28 mm
215140	720 mm	30 mm	140 mm	22 mm	18 mm
215130	750 mm	43 mm	150 mm	35,6 mm	22 mm
215000	800 mm	40 mm	180 mm	29 mm	22 mm
215040	880 mm	52 mm	220 mm	40,5 mm	28 mm

\*Distance du piston à la sortie embout.  
Classement selon (C).



## ■ LANCE BOLUS À POIGNÉE

- Caractéristiques identiques à celles des Lance Bolus standard.
- Poignée ergonomique alvéolée.
- Tige articulée sur la poignée arrière pour accompagner le mouvement.

AUTRES DIMENSIONS |  
SUR DEMANDE



Code	Modèle	A Longueur totale	B Diamètre maxi ext. cuve	C Longueur utile cuve*	D Diamètre int.cuve	E Diamètre int. sortie embout
215180	Ovins, bovins	610 mm	39 mm	90 mm	29 mm	24 mm
215192	Bovins	710 mm	45 mm	90 mm	35,6 mm	29 mm
215195	Ovins	300 mm	26 mm	50 mm	17,5 mm	14 mm


\*Distance du piston à la sortie embout.

## ■ BOVIMAG® AIMANTS NUS

Aimants parallélépipédiques, très puissants en oxyferrite.

- Dimensions : 60 x 20 x 15 mm

Livré par 6 ou 12.



Boîte polystyrène

Emballage blister

Code	Emballage	Cond.	S/Cond.
227812	Boîte polystyrène	x 12	x 16
257810	Sous blister	x 6	-



### ACCESSOIRES


Code	Modèle
215060	Lance bolus pour aimants nus

## ■ BOVIMAG® AIMANTS CAGE

Aimant cage permettant d'accumuler, par sa conception ergonomique, de plus longues et plus nombreuses particules métalliques, se plaquant naturellement longitudinalement.

- Aimant monobloc de 36 mm de diamètre et d'une longueur de 100 mm pour éviter le chevauchement des aimants dans le rumen.
- Barreaux de la cage situés sur les 4 arrêtes de l'aimant pour offrir plus d'espace aux corps étrangers.
- Contours alvéolés pour permettre aux corps étrangers de bien se plaquer sur toute la longueur de l'aimant.

Livré par boîte cartonnée de 12.



Code x 12	Modèle
227815	Vert
227817	Blanc

## ■ ECOMAG

Aimant cage d'entrée de gamme avec double aimant et multi-barreaux de maintien sur le pourtour.

Livré sous sachet de 12.

Code x 12	Modèle
227820	Verte

Surconditionnement :  
carton de 10



## ■ LANCE AIMANT CAGE

Lance bolus pour aimant cage BOVIMAG® et ECOMAG.

- Maintien de l'aimant par la gaine en caoutchouc.



Code	Modèle
215030	Lance-bolus pour aimant cage



## ■ SURGIFAR LAME RASOIR

Couteaux anglais ou rénettes en acier inoxydable, de qualité maréchalerie.

- Manche standard en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges courtes et étroites.
- Nouvel aiguisage jusqu'au manche.

Livré sous étui en plastique.

Sur demande : lame biseautée.



### A SURGIFAR LAME SIMPLE

Code	Modèle
220140	Droitier lame chirurgicale étroite
220142	Gaucher lame chirurgicale étroite
220148	Droitier grande lame standard
220149	Gaucher grande lame standard

### B SURGIFAR DOUBLE LAME

Code	Modèle
220151	Droitier grande lame double tranchant (1 court et 1 long)

## ■ FARKNIFE LAME RASOIR

Couteaux anglais ou rénettes en acier au carbone, de qualité maréchalerie.

- Manche ergonomique long et épais en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames droites, larges à la base et étroites à l'extrémité.
- Courbures peu prononcées.
- Gorges courtes et étroites.

Livré sous étui en plastique.

Sur demande : lame biseautée.



L : LAME COURTE  
XL : LAME LONGUE

Code L	Code XL	Modèle
220108	220134	Droitier
220107	220136	Gaucher

## ■ FARLAND LAME RASOIR

Couteaux anglais ou rénettes en acier au carbone, de qualité maréchalerie.

- Manche ergonomique long et effilé en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames droites, larges à la base et étroites à l'extrémité.
- Courbures peu prononcées.
- Gorges courtes et étroites.

Livré sous étui en plastique.

Sur demande : lame biseautée.



L : LAME COURTE  
XL : LAME LONGUE

Code L	Code XL	Modèle
220120	220100	Droitier
220122	220102	Gaucher

## ■ FARLOOP

Couteaux anglais ou rénettes en acier au carbone, forme ovale, de qualité maréchalerie.

- Manche ergonomique du type Farland long et effilé en hêtre teinté et poli.
- Lames rivetées en acier de coutellerie.

Livré sous étui en plastique.



Code	Modèle
220110	Grand
220112	Petit

## VETLAND LAME BISEAUTÉE

Couteaux anglais ou rénettes avec lames en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

- Lames pleines, rivetées sur un manche en plastique.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges standard.
- Acier spécial de coutellerie.

Livré sous étui en plastique.



	Code	Modèle	Finition
A	220002	Droitier lame étroite	Simple tranchant
	220004	Droitier grande lame	Simple tranchant
	220006	Gaucher lame étroite	Simple tranchant
	220008	Gaucher grande lame	Simple tranchant
B	220010	Droitier grande lame	Double tranchant (1 court et 1 long)
	220032	Droitier grande lame	Double tranchant (2 longs)

## STANLAND LAME BISEAUTÉE

Couteaux anglais ou rénettes avec lames en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

- Demi-lames rivetées sur un manche standard en hêtre.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges standard.
- Acier de coutellerie.

Livré sous étui en plastique.



	Code	Modèle	Finition
	220050	Droitier grande lame	Simple tranchant
A	220052	Gaucher grande lame	Simple tranchant
B	220054	Droitier grande lame	Double tranchant (1 court et 1 long)

## PROLAND LAME BISEAUTÉE

Couteaux anglais ou rénettes avec lames en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

- Demi-lames rivetées sur un manche standard en hêtre teinté.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges standard.
- Acier spécial de coutellerie.

Livré sous étui en plastique.



	Code	Modèle	Finition
A	220020	Droitier lame étroite	Simple tranchant
	220022	Droitier grande lame	Simple tranchant
	220024	Gaucher lame étroite	Simple tranchant
	220026	Gaucher grande lame	Simple tranchant
B	220030	Gaucher grande lame	Double tranchant (1 court et 1 long)

## RÉNETTE LAME BISEAUTÉE

Rénettes à double tranchant avec lame en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

- Lames pleines rivetées sur un manche en plastique.
- Acier spécial de coutellerie.

Livré sous étui en plastique.



	Code	Modèle	Longueur
	220164	N°6	170 mm
	220166	N°8	170 mm
	220168	N°10	170 mm

p.156 [Retrouvez les fusils d'affûtage](#)

## FEUILLE DE SAUGE LAME BISEAUTÉE

Feuille de sauge double tranchant en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

- Lame pleine rivetée sur un manche en plastique.
- Acier spécial de coutellerie.

Livré sous étui en plastique.



	Code	Longueur
	220150	190 mm

## RINGLAND

Rénette annulaire avec manche en bois pour bovins et chevaux.

- Lames en acier au carbone.
- Qualité standard.



	Code	Longueur	Modèle
	227051	150 mm	Affûtage affiné
	227050	150 mm	Affûtage standard



## HOOFLAND

Rogne-pieds affûtés en acier spécial au carbone, de qualité maréchalerie.

- Manche gainé en plastique ou en bois.
- Acier de coutellerie permettant un affûtage durable et facile.
- Ne casse pas (manche plastique).

Livré sous étui en plastique.

### MANCHE BOIS

Code	Modèle	Longueur totale	Largeur lame
A 220226	Moyen	300 mm	32 mm

### MANCHE GAÎNÉ PLASTIQUE

Code	Modèle	Longueur totale	Largeur lame
220202	Petit	280 mm	27 mm
B 220213	Moyen	280 mm	32 mm
220214	Grand	360 mm	44 mm



A Manche bois

Manche gainé plastique B

## HOOFSCRAP

Rogne-pied affûté profilé non gainé, de qualité standard.

Livré sous étui en plastique.



A

B

Code	Modèle	Longueur
A 220200	Rogne pied seul	30 cm
220210	Rogne pied seul	24 cm
B 220199	Poignée PVC seule	-

## PINCES À SONDER LES PIEDS

Pinces à sonder les pieds en acier inoxydable.



Pince plate

Pince ronde

Code	Modèle	Longueur
227100	Plate	350 mm
227102	Plate	470 mm
227103	Ronde	350 mm
227104	Ronde	470 mm

## FUSIL D'AFFÛTAGE

Fusil d'affûtage ovale, recouvert de microparticules de diamant pour travaux de finition.

- Convient parfaitement pour tout couteau et spécialement pour les gorges des couteaux anglais et rénettes.
- Longueur totale de 265 mm.

Livré complet.



Code	Longueur lame	Largeur lame	Épaisseur lame
227222	150 mm	18 mm	5 mm

## NÉCESSAIRE D'AFFÛTAGE

Kit d'affûtage pour couteaux anglais et rénettes.

- Une pierre demi-ronde permettant d'aiguiser les gorges.
- Une pierre conique pour les perceuses et turbines.

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.



Code	Modèle
220220	Jeu complet

## CICABOM

Baume à base d'onguent noir permettant une cicatrisation rapide des plaies.

- Qualités antiseptiques, bactéricides et insecticides protégeant la plaie des agressions extérieures tout en hydratant la zone soignée.
- Composition : vaseline, huile de foie de morue, oxyde de zinc pharmaceutique, baume du Pérou, goudron de pin.



Code	Modèle
227846	Pot de 200 mL
227847	Pot de 500 mL



## TOILETTAGE

Ciseaux de toilettage ..... 158

## ■ CISEAUX TISSERAND STANDARD

Ciseaux de toilettage en acier au carbone, sans repose doigt, composés :

- D'une molette ajustable,
- D'une lame micro-dentée,
- D'anneaux ronds.



Modèle bronze

Modèle or bronze

Code	Modèle	Longueur
500262/1	Droit or bronze	15,5 cm
500296/1	Courbe bronze	17 cm

## ■ CISEAUX TISSERAND À EFFILER

Ciseaux de toilettage en acier au carbone composés :

- D'une molette ajustable,
- D'un repose doigt,
- D'anneaux standard,
- De dents sur les deux lames.

Modèle bronze 30 dents

Modèle or bronze 23 dents

Code	Modèle	Longueur	Dents
500094	Ajustable droit bronze	15,5 cm	23
500095	Ajustable droit or bronze	15,5 cm	23

## ■ CISEAUX TISSERAND SCULPTEUR

Ciseaux de toilettage en acier au carbone composés :

- D'une molette ajustable,
- D'un repose doigt,
- D'anneaux standard ronds,
- De dents sur une lame.



Modèle bronze 40 dents

Modèle or bronze 30 dents

Code	Modèle	Longueur	Dents
500126	Ajustable droit or bronze	15,5 cm	30
500165	Ajustable droit bronze	15,5 cm	40

## ■ CISEAUX GÉNIA INOX

Ciseaux de toilettage droits en acier inoxydable composés :

- D'une molette ajustable,
- D'anneaux ronds,
- D'une lame microdentée.
- Possibilité d'ajouter un repose doigt amovible.

Livré sans repose-doigt.

Quantité minimum : 10 unités par modèle.



Code	Modèle	Longueur
505302/1	Courbe	18,5 cm
505271/1	Droit	18,5 cm
505307/1	Courbe	20 cm

### ACCESSOIRES

Code	Modèle
A 599110	Repose doigt

## ■ CISEAUX COIFFEUR À VIS

Ciseaux de toilettage en acier au carbone chromé.



Code	Modèle	Longueur
601475	À vis droit	17 cm
601476	À vis courbe	17 cm

## ■ ALPHABÉTIQUE

### A

ABS, MALLETTÉ	119
ABSORPTION, ALÈSE DRYSOFT®	76
ACCESSOIRE AIGUILLE	23
ACCESSOIRE DROGAGE	138-139
ACCESSOIRE HOSPITALISATION	84-85
ACCESSOIRE OSTÉOSYNTÈSE	65-66
ACCESSOIRE PROJECTEUR GAZ	94-95
ACCESSOIRE PROJECTEUR POUDRE	97
ACCESSOIRE SERINGUE, INJECTION	17
ACCESSOIRE SERINGUE, PROJECTEUR	104
ACCESSOIRE SOIN PIED	156
ACCESSOIRE TOUT PROJECTEUR	98
ACIER, CISEAUX COUPE FIL	65
ACIER, FIL CHIRURGICAL	65
ADAPTATEUR SERINGUE HYPODERMIQUE	16
ADERPLAST®, BANDE ADHÉSIVE	78
ADERPLAST® ULTRA, BANDE ADHÉSIVE	78
ADHÉSIF, BANDE ADERPLAST®	78
ADOPTION, AÉROSOL	145
ADOPT-SPRAY, AÉROSOL ADOPTION	145
ADSON BROWN, PINCE	50
ADSON GRAFFE, PINCE	50
ADSON, PINCE	50
AÉROSOL ADOPTION	145
AÉROSOL MARQUAGE	141
AFFÛTAGE, FUSIL	156
AFFÛTAGE, KIT, NÉCESSAIRE	156
AFRICAINNE, CANULE SERINGUE, PROJECTEUR	103
AGRAFE, ÔTE	53
AGRAFEUSE CUTANÉE STAPVET	53
AGRIPLAST, SERINGUE DROGUEUSE	137
AIGUILLE, ACCESSOIRE	23
AIGUILLE BONNEY	43
AIGUILLE BÜHNER, SUTURE	56
AIGUILLE CADAVÉRIQUE	43
AIGUILLE CONTAINER DÉCHET	23
AIGUILLE DELVO	18
AIGUILLE DERMASTEEL	19
AIGUILLE DERMOGAPHE	83
AIGUILLE DÉTECTABLE, ALU-DETECT®	22
AIGUILLE DÉTECTABLE, PLASTI-DETECT®	22
AIGUILLE DÉTECTABLE UU	22
AIGUILLE DISPOJECT® UU	21
AIGUILLE DOUBLE, TRANSFERT	33
AIGUILLE EMBASE ALU	20
AIGUILLE GENALU	20
AIGUILLE GERLACH-BÜHNER	56
AIGUILLE HYPODERMIQUE	18-24
AIGUILLE HYPODERMIQUE RÉUTILISABLE	18-19
AIGUILLE HYPODERMIQUE UU	20-22
AIGUILLE HYPOJET®	20
AIGUILLE MONOJECT	20
AIGUILLE OLIVE	23
AIGUILLE PLONGEUSE	23
AIGUILLE, PORTE-	49
AIGUILLE PRIMAJECT®, UU	21
AIGUILLE RUMEN	23
AIGUILLE SERINGUE PROJECTEUR	101, 103
AIGUILLE SERPENTINE SUTURE	43
AIGUILLE SPÉCIFIQUE	23
AIGUILLE SUTURE	43
AIGUILLE SUTUREC	43
AIGUILLE SUTUREC EXTRA FINE EF	43
AIGUILLE SUTUREC EXTRA FINE EF2/EF3	43
AIGUILLE USAGE UNIQUE, HYPODERMIQUE	20-22
AIGUILLON ÉLECTRIQUE VILLETTE®	140
AIMANT CAGE	153
AIMANT NU, BOVIMAG®	153
AIMANTS, LANCE BOLUS	152-153
AISOGAN®, GANT EXPLORATION	123
ALÈSE ABSORBANTE, DRYSOFT®	76
ALGI, PANSEMENT ANIPLAST®	81

ALGINATE CALCIUM, PANSEMENT	82
ALIMENTATION, CANULE, SONDE	137
ALIMENTATION, SERINGUE	137
ALIMENTATION, SONDE	137
ALKAZYME, DÉSINFECTION, NETTOYAGE INSTRUMENT	132
ALLAITEMENT, SOIN	145
ALLIS, PINCE	51
ALU-DETECT®, AIGUILLE DÉTECTABLE	22
ALUMINIUM, AIGUILLE, EMBASE	20
ALUMINIUM, SERINGUE, PROJECTEUR	102
AMORCE, PORTE-, PROJECTEUR	97
AMORCE, POUDRE, PROJECTEUR	97
ANESTHÉSIE, SONDE INTUBATION	36
ANGLAIS, COUTEAU, MARÉCHALERIE	154
ANGLAIS, COUTEAU, VÉTÉRINAIRE	155
ANIPLAST® ALGI, PANSEMENT	81
ANIPLAST® HYDRO, PANSEMENT	81
ANIPLAST® KIT, PANSEMENT	80
ANIPLAST® SPONGI, PANSEMENT	81
ANIPLAST® SURGI, PANSEMENT	81
ANIPLAST® TULLO, PANSEMENT	81
ANIVEN®, CATHÉTER	25
ANNULAIRE, RÉNETTE RINGLAND	155
ANTI TÉTEUR ALU	144
ANTI TÉTEUR PLASTIQUE	144
APPLICATEUR, DROGAGE	134-137
APPLIMASTER®, PISTOLET POUR-ON	134
ARDILLON, CANULE SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	101
ARDILLON, CANULE SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	103
ASPIRATION, CANULE	53
ASPIRO-INJECTEUR GÉNIAMATIC	16
ASPIRO-INJECTEUR PISTOLET DROGUEUR	138
ATELLE	79
ATELLE ROULEAU	79
ATELLE TIGE	79
AUTOMATIQUE, BÂTON INJECTION	106
AUTOMATIQUE, SERINGUE	12-13
AUTOPSIE, CISEAUX	53
AUTOPSIE, COUTEAU	53
AUTO-TARAUDANTE, VIS CORTICALE	62
AVIAIRE, SERINGUE	9, 12-13

### B

BALLONNET, INTUBATION, SONDE	36
BANDAGE	77-79
BANDE ADHÉSIVE, ADERPLAST®	78
BANDE COHÉSIVE, FUN STRAP®	77
BANDE COHÉSIVE, STRAP BAND	77
BANDE ÉLASTIQUE	77-78
BANDE VAGINALE BÜHNER	56
BARRE FIXATION EXTERNE	61
BÂTON CONTENTION, REPTILE	118
BÂTON INJECTION	17, 106
BÂTON INJECTION AUTOMATIQUE	106
BÂTON PVC, SERINGUE, PROJECTEUR	104
BAUME, CICABOM, ONGUENT	156
BETANETT, DÉTACHANT PRÊT À L'EMPLOI	132
BIONET, POUDRE DÉTERGENTE	132
BISTOURI, LAME, MANCHE	44
BLOUSE PROTECTION, VÊLAGE	126
BLOUSE TRAITE, VELVET	126
BOBINETTE, SUTURE	38-39
BOLUS, LANCE AIMANT	152-153
BONNEY, AIGUILLE SUTURE	43
BOTTE, SURBOTTE POLYBOOT	126
BOUCHON MÂLE, OBTURATEUR	33
BOUCLEMENT, ÉPINGLE	56
BOVIMAG® AIMANT CAGE	153
BOVIMAG® AIMANT NU	153
BOYTON, PORTE-AIGUILLE	49
BRACELET IDENTIFICATION	141
BRANCARD, ANIMAL	114
BREBIS, SPÉCULUM	148
BRIQUET, RECHARGE GAZ	104

BROCHE FILETÉE	60
BROCHE LISSE	59
BROCHE, MANDRIN PORTE-BROCHE	66
BROCHE, OSTÉOSYNTÈSE	59-60
BROCHE, POUSSE-	65
BROPHY, CISEAUX	46
BROSSE CHIRURGICALE	130
BROWN, PINCE ADSON	50
BROYEUR, COUPE, COMPRIMÉ	85
BÜHNER, AIGUILLE	56
BÜHNER, BANDE VAGINALE	56
BURDIZZO, PINCE CASTRATION	142

### C

CADAVÉRIQUE, AIGUILLE SUTURE	43
CAGE	112-113
CAGE CONTENTION CHAT	112
CAGE FOURRIÈRE	112
CAGE PLIANTE	113
CAILLETTE, OPÉRATION	55
CAISSE TRANSPORT	112-114
CALCIUM, ALGINATE, PANSEMENT	82
CANIS-MOBILE®, CHARIOT	68
CANON, PROJECTEUR	95
CANULE AFRICAINE, SERINGUE, PROJECTEUR	103
CANULE ARDILLON, SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	101
CANULE ARDILLON, SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	103
CANULE ASPIRATION	53
CANULE BOUTONNÉE, GAVAGE	137
CANULE COLLERETTE, SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	101
CANULE COLLERETTE, SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	103
CANULE DROGUEUSE, SERINGUE HYPODERMIQUE	17, 138
CANULE ÉLÉPHANT, SERINGUE, PROJECTEUR	103
CANULE EXERCICE, SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	101
CANULE EXERCICE, SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	103
CANULE FREIN, SERINGUE, PROJECTEUR	103
CANULE GAVAGE	137
CANULE LISSE, SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	101
CANULE LISSE, SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	103
CANULE PISTOLET DROGUEUR	138
CANULE, SERINGUE 11 MM PROJECTEUR	101
CANULE, SERINGUE 13 MM PROJECTEUR	103
CAPSULE CO <sub>2</sub> , PROJECTEUR	94
CAPSULE INJECTION, SERINGUE, PROJECTEUR	102
CAPTURE	87-120
CAPTURE CHAT	110, 112, 114-115
CAPTURE REPTILE	117-119
CARCAN, COLLIER	70-73
CARCAN, SUPPORT MURAL	70
CASAQUE VÊLAGE, PROTECTION	126
CASSEAUX	142
CASSETTE, SUTURE	38-41
CASTRATION	142
CATHÉTER	25-26
CATHÉTER ANIVEN®	25
CATHÉTER INTRAFLO	26
CATHÉTER INTRANULE	26
C-CUT, UTÉROTOME	56
CÉSARIENNE, PINCE	56
CÉSARIENNE, PRÉVENTION PROLAPSUS	56
CHAMBRE PRESSION, 45 DELTA SPECIAL	94
CHAMPS OPÉRAIRE, PINCE CRABE	50
CHAMPS OPÉRAIRE UU, DRAPVET	54
CHARGEUR POCHE CO <sub>2</sub> , 45 DELTA SPECIAL	94
CHARIOT, CANIS-MOBILE®	68
CHARLOTTE	126
CHAT, CAGE CONTENTION	112
CHAT, GANT CAPTURE	120
CHAT, PINCE CAPTURE	115
CHAT, SONDE VÉSICALE UROLENE® CAT	34
CHAT, TRAPPE	110
CHAUSSETTE, JERSEY TUBULAIRE	78
CHÉRON, PINCE	143
CHEVAL, DAVIER DENT DE LOUP	149

CHEVAL, PAS D'ÂNE	149	COUTEAU ANGLAIS GAMME MARÉCHALERIE	154	DROGAGE, PISTOLET	134-135
CHIEN, GANT CAPTURE	120	COUTEAU ANGLAIS GAMME VÉTÉRINAIRE	155	DROGAGE, SERINGUE	136-137
CHIEN, SONDE VÉSICALE UROLENE® DOG	34	COUTEAU AUTOPSIE	53	DRUGMATIC, SERINGUE DROGUEUSE	136
CHIEN, TRAPPE	111	CRABE, PINCE CHAMP	50	DRYSOFT®, ALÈSE ABSORBANTE	76
CHIRURGIE	37-56	CRANTÉS, CISEAUX MAYO	46		
CHIRURGIE, GANT	124	CRAYON MARQUEUR PENMARK®	141	<b>E</b>	
CICABOM, ONGUENT SABOT	156	CRILE, PINCE	51	EASY, SERINGUE PROJECTEUR	100
CISEAUX AUTOPSIE	53	CRILE WOOD, PORTE-AIGUILLE	49	ÉCARTEUR GELPI	52, 66
CISEAUX BROPHY	46	CRIN, CISEAUX	48	ÉCARTEUR HOHMANN	66
CISEAUX CHIRURGICAUX	46-48	CROCHET OVARIECTOMIE	52	ÉCHOGRAPHIE, GEL	125
CISEAUX COIFFEUR VIS, TOILETTAGE	158	CROCHET, REPTILE	118-119	ÉCOGAN, GANT EXPLORATION	122
CISEAUX COUPE FIL LUZ	65	CURAFIL, PANSEMENT HYDROGEL	82	ECOMAG, AIMANT CAGE	153
CISEAUX COURONNE	65	CURSEUR, SERINGUE	8-10	ÉCORNAGE	146
CISEAUX CRANTÉS, MAYO	46	CUVE PISTOLET DROGUEUR	138	ECRASE COMPRIMÉ	85
CISEAUX CRIN	48	CYLINDRE ALUMINIUM, SERINGUE, PROJECTEUR	102	ÉCROU, JEU DE 3, SERINGUE AUTOMATIQUE	13
CISEAUX DIVERS	48			EF, SUTUREC, AIGUILLE SUTURE	43
CISEAUX EFFILER, TOILETTAGE TISSERAND	158	<b>D</b>		EF2, SUTUREC, AIGUILLE SUTURE	43
CISEAUX ÉNUCLÉATION	47	DAVIER CHEVAL	149	EF3, SUTUREC, AIGUILLE SUTURE	43
CISEAUX FIL ACIER	65	DAVIER, DENT DE LOUP, CHEVAL	149	EFFILER, CISEAUX TOILETTAGE TISSERAND	158
CISEAUX FOMON	47	DCP, PLAQUE, OSTÉOSYNTHÈSE	64	ÉJECTEUR DOUILLE	97
CISEAUX GÉNIA INOX, TOILETTAGE	158	DEBAKEY, PINCE	50	EKOGEL, GEL ÉCHOGRAPHIQUE	125
CISEAUX IRIDECTOMIE	47	DÉCHET, CONTAINER	23	ELÉPHANT, CANULE SERINGUE, PROJECTEUR	103
CISEAUX LINGERE	48	DÉGAZEUR, REPOUSSOIR PISTON, SERINGUE, PROJECTEUR	104	ELPLEX®, SERINGUE	11
CISEAUX LISTER	48	DÉLIVRANCE, GANT EXPLORATION	122-123	ÉMASCULATEUR REIMER'S ET SAND	142
CISEAUX MAYO	46	DELTA, PROJECTEUR PNEUMATIQUE 11 MM	90	EMBASE, SERINGUE HYPODERMIQUE	16
CISEAUX MAYO CRANTÉS	46	DELVO, AIGUILLE	18	EMPLUMÉ, STABILISATEUR SERINGUE, PROJECTEUR	102
CISEAUX MAYO STILLE	46	DENSIMÈTRE, PÈSE COLOSTRUM	148	ENCLOUAGE, OSTÉOSYNTHÈSE	59-61
CISEAUX MÉDECIN	48	DENT DE LOUP, DAVIER CHEVAL	149	ENCRE, DERMOGAPHE	83
CISEAUX METZENBAUM	46	DENT, RÂPE	149	ENCRE TATOUAGE PORC, TATOOMARK	141
CISEAUX OPHTALMIQUES	47	DENTISTERIE ÉQUINE	149	ÉNUCLÉATION, CISEAUX	47
CISEAUX PANSEMENT	48	DERMASTEEL, AIGUILLE	19	EPILLET, PINCE HARTMANN	52
CISEAUX SCULPTEUR, TOILETTAGE TISSERAND	158	DERMOGRAPHE, AIGUILLE	83	ÉPINGLE BOUCLEMENT	56
CISEAUX SPENCER	47	DERMOGRAPHE, ENCRE À TATOUER	83	EPUISSETTE CAPTURE	116
CISEAUX STANDARD, TOILETTAGE TISSERAND	158	DERMOGRAPHE YLG JUNIOR	83	EQUIN, PANSEMENT EQUIPLAST®	78
CISEAUX STEVENS	47	DERMOGRAPHE YLG SENIOR	83	EQUINE, DENTISTERIE	149
CISEAUX STILLE, MAYO	46	DÉSINFECTANT SOLS, GÉNIA CLEAN	129	ÉQUIPEMENT PROTECTION, HOSPITALISATION	74-76
CISEAUX STRABISME	47	DÉSINFECTANT SPRAY DÉTERGENT, GÉNIA CLEAN	129	EQUIPLAST®, PANSEMENT ÉQUIN	78
CISEAUX TISSERAND, TOILETTAGE	158	DÉSINFECTANT SPRAY MOUSSANT, GÉNIA CLEAN	129	ESOFLEX, SONDE CÉSOPHAGIENNE	151
CISEAUX TOILETTAGE	158	DÉTACHANT IODE BETANETT	132	EXAMED, GANT EXAMEN LATEX	124
CISEAUX UNIVERSEL	48	DÉTACHANT IODE INSTANTANÉ, GÉNIA CLEAN	129	EXAMEN, GANT	124
CIVIÈRE, TRANSPORT, ANIMAL	114	DÉTECTION, AIGUILLE ALU-DETECT®	22	EXERCICE, CANULE SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	101
CLAMP ANGLE DROIT	51	DÉTECTION, AIGUILLE HYPODERMIQUE UU	22	EXERCICE, CANULE SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	103
CLAMPEX, PINCE OMBILICALE	144	DÉTECTION, AIGUILLE PLASTI-DETECT®	22	EXPLOGAN®, GANT EXPLORATION	122
CLAPET, ACCESSOIRE INJECTMASTER	13	DÉTERGENT NETTOYANT ALKAZYME	132	EXPLOGEL®, GEL LUBRIFIANT	125
CLÉ MANDRIN	66	DÉTERGENT, POUDRE BIONET	132	EXPLORATION G.A., GANT	122-123
CLEAN, GÉNIA, GAMME HYGIÈNE, DÉSINFECTION	128-129	DÉTERGENT, POUDRE GÉNIA CLEAN	128	EXPLORATION G.A., GEL	125
CLIMAX, PAS D'ÂNE	149	DÉTERGENT, SPRAY DÉSINFECTANT, GÉNIA CLEAN	129		
CO <sub>2</sub> , CAPSULE, PROJECTEUR	94	DÉVIDOIR, PORTE-, FIL SUTURE	40	<b>F</b>	
COAPTEUR	61	DÉVIDOIR, SUTURE	38-41	FARKNIFE LAME RASOIR, COUTEAU MARÉCHALERIE	154
COHÉSIF, BANDE FUN STRAP®	77	DIAGNOSTIC, INSTRUMENT, MESURE	147-148	FARLAND LAME RASOIR, COUTEAU MARÉCHALERIE	154
COHÉSIF, BANDE STRAP BAND	77	DIGIFIX, THERMOMÈTRE	86, 147	FARLOOP, COUTEAU MARÉCHALERIE	154
COIFFURE, CISEAUX TOILETTAGE, VIS	158	DIGIFLASH, THERMOMÈTRE	86, 147	FASTFIL®, FIL SYNTHÉTIQUE RÉSORBABLE	38
COLLERETTE, CANULE SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	101	DIGIVET, THERMOMÈTRE	86	FERMÉE, SONDE VÉSICALE UROLENE®	34
COLLERETTE, CANULE SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	103	DISPOJECT® AIGUILLE UU	21	FEUILLE SAUGE LAME BISEAUTÉE	155
COLLIER CARCAN	70-73	DISPOJECT® SERINGUE 2 PIÈCES	14	FIL ACIER CHIRURGICAL	65
COLOSTRUM, PÈSE	148	DISPOJECT® SERINGUE 3 PIÈCES	14	FIL ACIER, CISEAUX COUPE FIL	65
COMBINAISON UU, PROTECTION, COMBIVET	126	DISPOJECT® SERINGUE INSULINE SÉCURISÉE	15	FIL SUTURE NON RÉSORBABLE	40
COMBIVET, PROTECTION	126	DISPOJECT® SERINGUE INSULINE STANDARD	15	FIL SUTURE RÉSORBABLE	38-39
COMPRESSION, PLAQUE OSTÉOSYNTHÈSE DYNAMIQUE	64	DISSECTION, PINCE	50	FILAMID, FIL SUTURE NON RÉSORBABLE	40
COMPRIMÉ, COUPE, ÉCRASE	85	DISTANCE, BÂTON INJECTION	17, 106	FILESTER, FIL SUTURE NON RÉSORBABLE	40
CONSOMMABLE, HOSPITALISATION	70-82	DISTANCE, SERINGUE	9-10, 12, 106	FILETÉE, BROCHE	60
CONTAINER DÉCHET	23	DISTINJECT	87-120	FILINE, FIL SUTURE NON RÉSORBABLE	40
CONTENTION, CAGE CHAT	112	DISTINJECT, LASSO	107	FILSILK, FIL SUTURE NON RÉSORBABLE	40
CONTENTION GRAND ANIMAL	140	DISTINJECT, SARBACANE 11 MM, 16 MM	89	FIXATION EXTERNE	59-61
CONTENTION, MATELAS, VACUUMAT®	76	DIVERS, CHIRURGIE	52-53	FIXATION EXTERNE, BARRE	61
CONTENTION, PETIT ANIMAL	107-120	DIVERS, CISEAUX	48	FLACON, PORTE, SERINGUE AUTOMATIQUE	12-13
CONTENTION, REPTILE	117-119	DORSAL, RÉSERVOIR	33, 139	FLAMATIC®, SERINGUE	12
CORPS ÉTRANGER, PINCE	52	DOSIPLEX, SERINGUE	10	FLIP, SERINGUE, PROJECTEUR	105
CORPS, PROTECTION	125-126	DOUILLE, ÉJECTEUR, PROJECTEUR	97	FLUIDOTHÉRAPIE, NÉCESSAIRE	33
CORTICALE, VIS, OSTÉOSYNTHÈSE	62	DRAPVET, CHAMP OPÉRATOIRE UU	54	FOMON, CISEAUX	47
COSYPAD®, SUPPORT MURAL	70	DRENCHMASTER®, PISTOLET DROGAGE	134	FOURRIÈRE, CAGE	112
COSYPAD® TAPIS CONSULTATION, HOSPITALISATION	74-75	DROGAGE	134-139	FREIN, CANULE SERINGUE, PROJECTEUR	103
COUPE ÉCRASE COMPRIMÉ	85	DROGAGE, ACCESSOIRE	138-139	FUN STRAP®, BANDE COHÉSIVE	77
COUPE FIL LUZ, CISEAUX	65	DROGAGE, CANULE	17, 138		
COURONNE, CISEAUX	65				



OBTURATEUR CHAMBRE, PROJECTEUR	95	PINCE STANDARD, DISSECTION	50	PROTOCOLE PRÉ-DÉSINFECTION, NETTOYAGE	128
CESOPHAGE, SONDE	151	PINCEMENT, ANTI, PERFUSEUR, K-STAR®	33	PVC, STABILISATEUR SERINGUE, PROJECTEUR	100
OLIVE, AIGUILLE	23	PISTOLET DROGUEUR	134-135		
OLSEN HEGAR, PORTE-AIGUILLE	49	PISTOLMAN, PISTOLET DROGAGE	135		
OMBILICAL, CLAMP	144	PISTOLMATIC HYPODERMIQUE, PISTOLET DROGAGE	135	<b>R</b>	
ONGUENT SABOT, CICABOM	156	PISTOLMATIC, PISTOLET DROGAGE	135	RACCORD PERFUSION, PERFUVE® TWIST	30
OPÉRATION CAILLETTE	55	PISTOLMATIC POUR-ON, PISTOLET DROGAGE	135	RALLONGE, BÂTON INJECTION	17, 106
OPÉRATION, CHAMP UU DRAPVET	54	PISTON, REPOUSOIR, PROJECTEUR	104	RALLONGE INJECTION, SERINGUE	17, 106
OPHTALMIE, CISEAUX	47	PISTON, SERINGUE, PROJECTEUR	102	RALLONGÉE, SERINGUE GÉNIAMATIC	9
ORALPLEX, SERINGUE DROGUEUSE	136	PLAQUE COMPRESSION DYNAMIQUE	64	RALLONGÉE, SERINGUE GÉNIAPLEX	8
ORTHOPÉDIE	57-68	PLAQUE, OSTÉOSYNTHÈSE	63-64	RALLONGÉE, SERINGUE METALPLEX®	10
OSTÉOSYNTHÈSE, ACCESSOIRE	65-66	PLAQUE SÉCABLE	63	RALLONGÉE, SERINGUE ROUX	12
OSTÉOSYNTHÈSE, ENCLOUAGE	59-61	PLAQUE, VIS	62-64	RAPACE, GANT PROTECTION	120
ÔTE-AGRAFE	53	PLASTI-DETECT®, AIGUILLE DÉTECTABLE	22	RÂPE, DENT	149
OUVERTE, SONDE VÉSICALE UROLENE®	34	PLASTIQUE JAUNE, STABILISATEUR SERINGUE	102	RÉCHARGE GAZ 65 ML	104
OVARIECTOMIE, CROCHET	52	PLEXIGLAS, SERINGUE	8-9	RÉDUCTEUR CANON, PROJECTEUR	95
		PLIABLE, CAGE	113	RÉDUCTEUR SERINGUE	8, 11, 138
<b>P</b>		PLONGEUSE, AIGUILLE	23	RÉÉDUCATION	67-68
PANSEMENT	80-82	PNEUMATIQUE, PROJECTEUR	90	REIMER'S, ÉMASCULATEUR	142
PANSEMENT ABSORBANT	81-82	POIGNÉE, LANCE BOLUS	153	RÉNETTE ANNULAIRE RINGLAND	155
PANSEMENT ADERPLAST®	78	POIGNÉE, SCIE-FIL	146	RÉNETTE LAME BISEAUTÉE	155
PANSEMENT, CISEAUX	48	POINTEUR LASER, OPTIQUE, PROJECTEUR	98	RENFORCÉ, LASSO	107
PANSEMENT ÉQUIN, EQUIPLAST®	78	POLYAMIDE, SUTURE	40	REPOUSSE-PISTON, PROJECTEUR	104
PAS D'ÂNE, CLIMAX	149	POLYBOOT, SURBOTTE	126	REPOUSOIR PISTON, DÉGAZEUR, SERINGUE, PROJECTEUR	104
PAS D'ÂNE, SCHOUPÉ	149	POLYESTER, SUTURE	40	REPRODUCTION	142-148
PASTILLE CHIRURGICALE	66	POLYMEX, SERINGUE	11	REPTILE, CAPTURE	117-119
PEAN, PINCE ROCHESTER	51	POMPE, EKOGEL, EXPLOGEL	125	RÉSERVOIR DORSAL	33, 139
PENMARK®, CRAYON MARQUEUR	141	POMPE NASOFLEX	151	RÉSORBABLE, FIL SUTURE	38-39
PENMARK®, PORTE-CRAYON	141	PORC, LASSO	140	RESSORT, ACCESSOIRE INJECTMASTER	13
PERFUSEUR	27-33	PORTE-AIGUILLE	49	RETIRE TIQUE, TIKER®	84
PERFUSEUR, ANTI-PINCEMENT, K-STAR	33	PORTE-AIGUILLE BOYTON	49	RÉUTILISABLE, AIGUILLE HYPODERMIQUE	18-19
PERFUSION, RACCORD, PERFUVE® TWIST	30	PORTE-AIGUILLE CRILE WOOD	49	RÉVISION PROJECTEUR GAZ	95
PERFUVE® DUO, PERFUSEUR	28	PORTE-AIGUILLE GILLIES	49	REVOLROUX, SERINGUE	12
PERFUVE® LARGE, PERFUSEUR	31	PORTE-AIGUILLE MATHIEU	49	RINGLAND, RÉNETTE ANNULAIRE	155
PERFUVE® MICRO, PERFUSEUR	29	PORTE-AIGUILLE MAYO HEGAR	49	ROCHESTER PEAN, PINCE	51
PERFUVE® PLUG, PERFUSEUR	29	PORTE-AIGUILLE OLSEN HEGAR	49	ROGNE PIED	156
PERFUVE® SOFT, PERFUSEUR, VEAU	31	PORTE-AMORCE, PROJECTEUR	97	ROULEAU, ATTELLE	79
PERFUVE® SOLO, PERFUSEUR	28	PORTE-BROCHE, MANDRIN	66	ROUX RALLONGÉE, SERINGUE	12
PERFUVE® TWIST, RACCORD PERFUSION	30	PORTE-CAPSULE CO <sub>2</sub> , PROJECTEUR	94	RUBAN ZOOMÉTRIQUE	147
PÊSE-COLOSTRUM, DENSIMÈTRE	148	PORTE-CRAYON PENMARK®	141	RUMEN, AIGUILLE	23
PESSAIRE	56	PORTE-DÉVIDOIR, FIL SUTURE	40	RUMEN, TROCART	150
PETIT ANIMAL, IDENTIFICATION	83	PORTE-FLACON, SERINGUE AUTOMATIQUE	12-13	RURALE	133-156
PIÈCE DÉTACHÉE SERINGUE	16	POSITIONNEUR, ÉJECTEUR DOUILLE	97		
PIED, PINCE SONDER	156	POUDRE, AMORCE, PROJECTEUR	97	<b>S</b>	
PIED, SOIN	154-156	POUDRE DÉTERGENTE, BIONET	132	SABOT, ONGUENT, CICABOM	156
PIED, SOIN, ACCESSOIRE	156	POUDRE DÉTERGENTE, GÉNIA CLEAN	128	SAIGNER, TROCART	150
PILULE, LANCE-	85	POUDRE, PROJECTEUR	96	SAND, ÉMASCULATEUR	142
PINCE ADSON	50	POUDRE, GANT CHIRURGIE	124	SANS POUDRE, GANT CHIRURGIE	124
PINCE ADSON BROWN	50	POUR-ON, PISTOLET	134-135	SARBACANE	89
PINCE ADSON GRAEFE	50	POUSSE-BROCHE	65	SARBACANE DISTINJECT - 16 MM, RALLONGE	89
PINCE ALLIS	51	PRÉCISION, HAUSSE GRADUÉE, PROJECTEUR	98	SARBACANE MINI-JECT - 11 MM	89
PINCE BURDIZZO, CASTRATION	142	PRÉLÈVEMENT PAILLETTE INSÉMINATION	143	SAUGE, FEUILLE, LAME BISEAUTÉE	155
PINCE CAPTURE CHAT	115	PRÉLÈVEMENT, PERFUSION, SONDE	25-36	SCHOUPÉ, PAS D'ÂNE	149
PINCE CAPTURE RENFORCÉE, REPTILE	117	PRÉVENTION PROLAPSUS, CÉSARIENNE	56	SCIE-FIL	146
PINCE CASTRER	142	PRIMAJECT® AIGUILLE UU	21	SCIE-FIL, POIGNÉE	146
PINCE CÉSARIENNE	56	PROGAN®, GANT EXPLORATION	122	SCULPTER, CISEAUX TOILETTAGE TISSERAND	158
PINCE CHAMPS CRABE	50	PROJECTEUR GAZ	92-93	SÉCABLE, PLAQUE, OSTÉOSYNTHÈSE	63
PINCE CHÉRON	143	PROJECTEUR GAZ 35N, SERINGUE 11/13 MM	92	SÉCURISÉE, SERINGUE DISPOJECT® INSULINE	15
PINCE CLAMP ANGLE DROIT	51	PROJECTEUR GAZ 50N, SERINGUE 11/13 MM	92	SEMI-AUTOMATIQUE, SERINGUE	12
PINCE CORPS ÉTRANGER, HARTMANN	52	PROJECTEUR GAZ 70, SERINGUE 11/13 MM	93	SENIOR, DERMOGAPHE YLG	83
PINCE CRILE	51	PROJECTEUR GAZ 72, SERINGUE 11/13 MM	93	SENSIGAN®, GANT EXPLORATION	122
PINCE DEBAKEY	50	PROJECTEUR HYPODERMIQUE	89-98	SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	100
PINCE DISSECTION	50	PROJECTEUR PNEUMATIQUE	90	SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	102
PINCE ÉPILLET, HARTMANN	52	PROJECTEUR PNEUMATIQUE 45 DELTA SPÉCIAL SERINGUE 11 MM	90	SERINGUE 2 PIÈCES, DISPOJECT®	14
PINCE GRAEFE	50	PROJECTEUR PNEUMATIQUE 45 DELTA STANDARD SERINGUE 11 MM	90	SERINGUE 3 PIÈCES, DISPOJECT®	14
PINCE HALSTEAD MOSQUITO	51	PROJECTEUR POUDRE	96	SERINGUE, ACCESSOIRE	17
PINCE HARTMANN	52	PROJECTEUR POUDRE 30N, SERINGUE 13 MM	96	SERINGUE AGRIPLAST	137
PINCE HÉMOSTATIQUE	51	PROJECTEUR POUDRE 60N, SERINGUE 13 MM	96	SERINGUE ALIMENTATION	137
PINCE KELLY	51	PROLAND LAME BISEAUTÉE, COUTEAU MARÉCHALERIE	155	SERINGUE ALUMINIUM, PROJECTEUR	102
PINCE MICRO ADSON	50	PROLAPSUS, PRÉVENTION, CÉSARIENNE	56	SERINGUE AUTOMATIQUE	12-13
PINCE MOUCHETTE	140	PROTECT, CASAQUE PROTECTION UU	125	SERINGUE AVIAIRE	9, 12-13
PINCE OMBILICALE, CLAMPEX	144	PROTECTION	121-126	SERINGUE, CANULE DROGUEUSE	17, 138
PINCE ROCHESTER PEAN	51	PROTECTION, ÉQUIPEMENT, HOSPITALISATION	74-76	SERINGUE CURSEUR	8-10
PINCE SONDE PIED	156	PROTÈGE-AISSELLE, GANT	123	SERINGUE DISPOJECT®	14-15

SERINGUE DISPROJECT® INSULINE	15	SPONGI, PANSEMENT ANIPLAST®	81	TULLO, PANSEMENT ANIPLAST®	81
SERINGUE DISTANCE	9, 10-12, 106	SPONGIEUX, VIS OS	62	TUYAU 4/7 MM	9, 12-13, 32
SERINGUE DISTANCE, RALLONGE	106	SPRAY ADOPTION	145	TUYAU AVEC BOUCHON, DROGAGE	138
SERINGUE DOSIPILEX	10	SPRAY DÉTERGENT DÉSINFECTANT, GÉNIA CLEAN	129	TUYAU, SERINGUE GÉNIAMATIC	9
SERINGUE DROGUEUSE	136-137	SPRAY IDENTIFICATION	141		
SERINGUE DRUGMATIC	136	SPRAY MOUSSANT DÉSINFECTANT, GÉNIA CLEAN	129	<b>U</b>	
SERINGUE EASY, PROJECTEUR	100	STABILISATEUR EEMPLUMÉ, PROJECTEUR	102	UNIVERSELS, CISEAUX	48
SERINGUE ELPLEX®	11	STABILISATEUR LAINE, SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	100	UROLENE® CAT, SONDE VÉSICALE	34
SERINGUE EMBASE	16	STABILISATEUR LAINE, SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	102	UROLENE® DOG, SONDE VÉSICALE	34
SERINGUE FLAMATIC®	12	STABILISATEUR PLASTIQUE JAUNE, SERINGUE, PROJECTEUR	102	UROLITHIASE, SONDE	36
SERINGUE FLIP, PROJECTEUR	105	STABILISATEUR PVC, SERINGUE, PROJECTEUR	100	USAGE UNIQUE, AIGUILLE DÉTECTABLE	22
SERINGUE GÉNIAMATIC	9	STABILISATEUR, SERINGUE 11 MM, PROJECTEUR	100	USAGE UNIQUE, AIGUILLE HYPODERMIQUE	20-22
SERINGUE GÉNIAPILEX	8	STABILISATEUR, SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	102	USAGE UNIQUE, SERINGUE 13 MM, PROJECTEUR	105
SERINGUE GÉNIAPILEX 300 ML DROGUEUSE	136	STANDARD, CISEAUX TOILETTAGE TISSERAND	158	USAGE UNIQUE, SERINGUE HYPODERMIQUE	14-15
SERINGUE GÉNIAPILEX 300 ML, HYPODERMIQUE	8	STANDARD DELVO, AIGUILLE	18	UTÉRINE, SONDE	35
SERINGUE GÉNIAPILEX RALLONGÉE	8	STANDARD, PINCE DISSECTION	50	UTÉROTOME, C-CUT	56
SERINGUE HYPODERMIQUE	8-17	STANDARD, SERINGUE DISPROJECT® INSULINE	15		
SERINGUE HYPODERMIQUE, ADAPTATEUR	16	STANLAND LAME BISEAUTÉE, COUTEAU MARÉCHALERIE	155	<b>V</b>	
SERINGUE HYPODERMIQUE, EMBASE	16	STAPVET, AGRAFEUSE CUTANÉE	53	VACUUMAT®, MATELAS CONTENTION	76
SERINGUE HYPODERMIQUE, JOINT	16	STEVENS, CISEAUX	47	VAGINAL, SPÉCULUM KILLIAN	52
SERINGUE INJECTMASTER®	13	STILLE, CISEAUX MAYO	46	VAGINALE, BANDE BÜHNER	56
SERINGUE MANUELLE	8, 10-11, 14-15	STOMAFLEX, SONDE NASO-CESOPHAGIENNE	151	VAGINOSCOPE	148
SERINGUE METALPLEX®	10	STRABISME, CISEAUX	47	VARI-KENNEL, CAISSE TRANSPORT	114
SERINGUE MINI-JECT, PROJECTEUR	100	STRAP BAND, BANDE COHÉSIVE	77	VEAU, PERFUSEUR, PERFUVET® SOFT	31
SERINGUE ORALPLEX, DROGUEUSE	136	SUPPORT CARCAN, COSYPAD®	70	VÊLAGE	143-144
SERINGUE, PIÈCE DÉTACHÉE	16	SURBOTTE, POLYBOOT	126	VÊLAGE, CASAQUE PROTECTION	126
SERINGUE PLEXIGLAS	8-9	SURFACE, HYGIÈNE, NETTOYAGE	128-129, 132	VÊLEUSE GÉNIA	143
SERINGUE POLYMEX	11	SURGI, PANSEMENT ANIPLAST®	81	VELFAST®, CARCAN	73
SERINGUE, PROJECTEUR	100-106	SURGIFAR LAME RASOIR, COUTEAU MARÉCHALERIE	154	VELVET, BLOUSE PROTECTION TRAITE	126
SERINGUE, RALLONGE	17, 106	SURGITEK, GANT CHIRURGIE LATEX	124	VÉSICALE, SONDE	35
SERINGUE RALLONGÉE	9-10	SUTURE, AIGUILLE SUTURE	43	VÉTÉRINAIRE DELVO, AIGUILLE	18
SERINGUE REVOLROUX	12	SUTURE, CISEAUX SPENCER	47	VETLAND LAME BISEAUTÉE, COUTEAU MARÉCHALERIE	155
SERINGUE ROUX RALLONGÉE	12	SUTURE, FIL NON RÉSORBABLE	40	VETRILE, GANT EXAMEN NITRILE	124
SERINGUE SEMI-AUTOMATIQUE, AUTOMATIQUE	12-13	SUTURE, FIL RÉSORBABLE	38-39	VILLETTE®, AIGUILLE ÉLECTRIQUE	140
SERINGUE SOFTY, PROJECTEUR	100	SUTURE, MATÉRIEL	38-43	VINK, LÈVE-BOVIN	140
SERINGUE SPEEDY, PROJECTEUR	105	SUTUREC, AIGUILLE SUTURE	43	VIS AUTO-TARAUDANTE	62
SERINGUE SYRMAN, DROGUEUSE	136	SWANN MORTON, LAME BISTOURI	44	VIS CORTICALE	62
SERINGUE SYRMAN, HYPODERMIQUE	11	SYNTHÉTIQUE, FIL SUTURE	38-40	VIS SPONGIEUSE	62
SERINGUE TUBMATIC®	12	SYRMAN, SERINGUE DROGUEUSE	136	VIS, TROCART	150
SERINGUE USAGE UNIQUE 13 MM, PROJECTEUR	105	SYRMAN, SERINGUE HYPODERMIQUE	11	VISÉE, LUNETTE PROJECTEUR	98
SERINGUE USAGE UNIQUE HYPODERMIQUE	14-15			VISEUR POINT ROUGE, PROJECTEUR	98
SERPENTINE, AIGUILLE SUTURE	43	<b>T</b>		VULVAIRE, ÉPINGLE BOUCLEMENT	56
SH PLUS, GEL ÉCORNER	146	TAPIS CONSULTATION, HOSPITALISATION	74-75		
SILICONE, GRAISSE	104	TATOOMARK, ENCRE TATOUAGE PORC	141	<b>W</b>	
SILICONE, HUILE SILIGLISS	17, 104	TATOUAGE, DERMOGAPHE	83	WAKEFIELD, CAGE MÉTAL PLIANTE	113
SILIGLISS, HUILE SILICONE	17, 104	TÉLÉMÈTRE LASER, PROJECTEUR	98		
SINGE, GANT PROTECTION	120	TÉLESCOPIQUE, LASSO	108	<b>Y</b>	
SKY KENNEL, CAISSE TRANSPORT	114	TÊTE ROTATIVE, LASSO	108	YLG, DERMOGAPHE	83
SMOCKY®, CARCAN	72	TÉTINE	85, 145		
SOFTY, SERINGUE PROJECTEUR	100	THERMOMÈTRE	86, 147	<b>Z</b>	
SOIE, SUTURE	40	TIGE, ATTELLE	79	ZOOMÉTRIE, RUBAN	147
SOIN ALLAITEMENT	145	TIRE TIQUE TIKER®	84		
SOIN DU PIED	154-156	TISSERAND, CISEAUX TOILETTAGE	158		
SOLS, DÉSINFECTANT, GÉNIA CLEAN	129	TOILETTAGE	157-158		
SONDE	34-36	TOILETTAGE, CISEAUX	158		
SONDE ALIMENTATION	137	TRAITE, BLOUSE VELVET	126		
SONDE INTUBATION BALLONNET	36	TRAITE, SONDE	145		
SONDE LACRYMALE	36	TRANSCOL, CARCAN	71		
SONDE NASO-CESOPHAGIENNE	151	TRANSFERT, AIGUILLE DOUBLE	33		
SONDE CESOPHAGIENNE	151	TRANSPORT, CAISSE	112-114		
SONDE, PINCE SONDE PIED	156	TRANSPORT, CIVIÈRE	114		
SONDE TRAYEUSE	145	TRAPPE CHAT	110		
SONDE UROLENE®	34	TRAPPE CHIEN	111		
SONDE UROLITHIASE	36	TRAYEUSE, SONDE	145		
SONDE VÉSICALE CHAT, UROLENE® CAT	34	TRAYONOTOME DANOIS	145		
SONDE VÉSICALE CHIEN, UROLENE® DOG	34	TROCART	150		
SONDE VÉSICALE ET UTÉRINE INOX	35	TROCART OPÉRATION CAILLETTE	55		
SONDE VÉSICALE PVC	35	TROCART RUMEN	150		
SONDE VÉSICALE, TUBE	36	TROCART SAIGNER	150		
SPÉCULUM BREBIS	148	TROCART VIS	150		
SPÉCULUM, GRAND ANIMAL	148	TUBE, CHAUSSETTE JERSEY	78		
SPÉCULUM KILLIAN	52	TUBE SONDE VÉSICALE	36		
SPÉCULUM VAGINAL	52, 148	TUBMATIC®, SERINGUE	12		
SPEEDY, SERINGUE, PROJECTEUR	105				
SPENCER, CISEAUX	47				

## ■ PAR RÉFÉRENCE

### 1

100002	8	103004	11	107142	14	147016	18	147415	18	147764	21
100003	8	103005	11	107144	14	147019	18	147418	18	147766	21
100004	8	103006	11	107146	14	147022	18	147421	18	147768	21
100006	8	103010	11	107148	14	147025	18	147423	18	147770	21
100007	8	103011	11	107150	14	147028	18	147424	18	147772	21
100008	8	103012	11	107152	14	147031	18	147427	18	147774	21
100010	8	103013	11	107154	14, 137	147034	18	147430	18	147776	21
100012	8	103014	11	107162	14	147037	18	147433	18	147778	21
100014	8	103504	11	107164	14	147040	18	147435	18	147780	21
100016	8	103505	11	107166	14	147043	18	147436	18	147886	19
100018	8	103506	11	107168	14	147046	18	147437	18	147890	19
100020	8	104000	11	107262	12	147048	18	147438	18	147891	19
100022	8	104002	11	107270	12	147049	18	147439	18	147894	19
100024	8	104003	11	107509	137	147052	18	147440	18	147903	19
100026	8	104004	11	107510	137	147053	18	147442	18	147906	19
100028	8	104005	11	107511	137	147055	18	147443	18	147910	19
100032	8	104800	11	107800	12	147058	18	147445	18	147911	19
100034	8	104801	11	107803	12	147061	18	147448	18	147913	19
100036	8	104804	11	107805	12	147064	18	147451	18	147914	19
100038	8	104850	8	107810	12	147067	18	147454	18	147917	19
100040	8	105000	12	107861	12	147070	18	147456	18	147920	19
100046	8	105002	12	107862	12	147073	18	147458	18	147921	19
100048	8	105010	12	109253	16	147076	18	147460	18	147922	19
100050	8	105012	12	109257	16	147078	18	147468	18	147923	19
100410	8	105020	12	109265	16, 139	147080	18	147470	18	147924	19
100412	8	105022	12	109266	16, 139	147082	18	147472	18	147925	19
100414	8	105025	12	109267	16	147085	18	147473	18	147926	19
100416	8	105027	12	109268	16	147086	137	147476	18	147931	19
100418	8	105080	12	109269	16, 139	147090	23	147485	20	147933	19
100451	9	105082	12	109270	16, 136, 139	147275	20	147602	21	147934	19
100453	9	105085	12	109300	16-17	147277	20	147604	21	147935	19
100470	9	105087	12	109302	16	147278	20	147608	21	147936	19
100530	8	106002	17	109304	16	147280	20	147616	21	147940	19
100531	8	106007	17	109306	16	147282	20	147618	21	147941	19
100532	8	106008	16-17	109308	16	147283	20	147624	21	147942	19
100533	8	106020	104	109310	16	147284	20	147624	21	147943	19
100534	8	106021	17	109312	16	147290	20	147634	21	147944	19
102020	10	106023	17	109314	16	147360	20	147650	43	147944	19
102021	10	106024	17	109332	32	147361	20	147655	43	147945	19
102022	10	106025	17	129280	141	147362	20	147660	43	147946	19
102023	10	106030	16	140481	32	147363	20	147665	43	147951	19
102024	10	106032	16	140482	16	147364	20	147670	43	147953	19
102030	10	106033	16	140483	32	147365	20	147685	43	147954	19
102031	10	106034	16	140500	32	147366	20	147690	43	147955	19
102032	10	106040	23	140501	32	147367	20	147691	43	147956	19
102033	10	106041	23	140502	32	147368	20	147692	43	147959	19
102034	10	106043	16	140504	9, 12-13	147369	20	147694	20	147960	19
102210	10	106046	16	140512	32	147371	20	147696	20	147962	19
102211	10	106048	16-17	140514	32	147372	20	147700	20	147963	19
102212	10	106050	16	140515	32	147373	20	147702	20	147964	19
102213	10	106051	16	140520	33	147374	20	147704	20	147965	19
102214	10	106080	13	140521	33	147376	20	147706	20	147966	19
102600	10	106155	13	140524	33	147392	20	147708	20	147970	19
102602	10	106196	12, 136	140533	32	147399	18	147710	20	147971	19
102603	10	107031	137	140535	33	147400	18	147750	21	147972	19
102605	10	107135	15	140536	33	147403	18	147752	21	147973	19
103002	11	107136	15	147003	18	147404	18	147754	21	147974	19
103003	11	107140	14	147010	18	147406	18	147756	21	147975	19
				147011	18	147409	18	147757	21	147976	19
				147013	18	147411	18	147758	21	147977	19
				147015	18	147412	18	147760	21	148218	22
								147762	21	148220	22

148285	22	157712	43	180305	135	187036	17	192120	103	192264	100
148287	22	157713	43	180306	135	187038	138	192122	103	192266	100
148290	22	157720	43	180308	135	187040	138	192124	103	192268	100
148292	22	157721	43	180310	135	187042	138	192126	103	192270	100
148295	22	157722	43	180314	135	187044	138	192128	103	192272	100
148300	22	157723	43	180320	135	187046	138	192130	103	192274	100
148303	22	157724	43	180324	135	189501	139	192132	103	192276	101
148305	22	157725	43	180326	135	189503	139	192134	103	192280	104
148308	22	157726	43	180330	136	189506	139	192136	103	192290	102
148310	22	157727	43	180336	136	189509	139	192138	103	192292	102
148312	22	157728	43	186010	138	189512	139	192140	103	192294	102
148314	22	157740	43	186012	138	189514	139	192142	103	192296	97
148500	23	157741	43	186014	138	189624	138	192144	103	192298	97
148502	23	157742	43	186016	138	189625	8, 11, 138	192146	103	192300	97
148503	23	157743	43	186017	138	189645	138	192148	103	192302	97
157190	26	157744	43	186018	138	189646	138	192150	103	192304	97
157192	26	157745	43	186020	138	189647	138	192152	103	192306	97
157194	26	157746	43	186022	138	189674	138	192154	103	192320	104
157196	26	157760	43	186024	138	189676	138	192156	103	192324	97
157198	26	157761	43	186044	135, 138	189690	138	192158	103	192326	97
157200	26	157764	43	186046	138	190000	134	192160	103	192328	104
157202	26	157766	43	186048	138	190002	134	192162	103	192332	97
157204	26	157850	25	186050	138	190004	134	192164	103	192336	97
157208	26	157852	25	186052	138	190006	134	192166	103	192337	104
157209	26	157854	25	186054	138	190008	134	192168	103	192338	101
157210	26	157856	25	186056	138	190010	134	192180	102	192340	101
157212	26	180002	136	186060	138	190012	134	192182	102	192342	104, 106
157214	26	180004	136	186062	138	190015	134	192184	103	192344	94
157216	26	180018	136	186308	13	191052	33	192185	101	192345	94
157268	26	180020	136	186309	13	191054	33	192186	103	192346	94
157270	26	180022	136	186310	13	191061	84	192188	103	192347	94
157271	26	180026	136	186311	13	192000	93	192189	103	192348	94
157272	26	180028	136	186312	13	192004	93	192190	103	192350	95
157274	26	180030	136	186313	13	192008	92	192192	102	192351	95
157319	27	180032	136	186314	13	192012	96	192194	102	192352	95
157330	33	180049	136	186315	13	192016	96	192200	102	192353	95
157394	28	180050	136	186316	13	192020	92	192202	102	192357	95
157395	28	180052	136	186317	13	192030	89	192204	102	192358	95
157396	31	180055	136	186318	13	192031	89	192206	102	192359	95
157397	29	180056	136	186319	13	192032	90	192208	102	192361	95
157398	29	180057	136	186320	13	192034	90	192210	102	192370	106
157399	27	180058	136	186321	13	192036	89	192212	102	192372	106
157400	27	180059	136	186322	13	192037	89	192214	102	192374	106
157404	27	180060	135	186323	13	192048	98	192216	105	192376	106
157405	27	180065	135	186324	13	192050	98	192218	105	192378	106
157406	27	180070	135	186325	13	192052	98	192220	105	192380	106
157407	27	180072	135	186326	13	192053	98	192222	100	192400	107
157450	30	180075	135	186327	13	192054	98	192240	101	192402	107
157451	30	180078	135	186328	13	192062	98	192242	101	192404	107
157452	30	180079	135	186329	13	192064	98	192243	101	192406	107
157590	144	180080	135	186330	13	192066	94	192244	101	192408	107
157696	43	180085	135	186331	13	192068	94	192246	101	192409	107
157698	43	180087	135	186790	13	192080	119	192248	101	192421	107
157700	43	180090	135	187003	139	192100	102	192250	101	192422	107
157701	43	180095	135	187006	139	192102	102	192252	101	192424	107
157702	43	180110	135	187007	139	192104	102	192254	101	192440	115
157703	43	180115	135	187009	139	192106	102	192256	101	192441	117
157704	43	180117	135	187010	33, 139	192108	102	192257	101	192443	115
157708	43	180141	138	187011	33, 139	192110	102	192258	101	192444	117
157710	43	180300	135	187030	23	192112	102	192260	100	192445	117
157711	43	180302	135	187032	11, 16	192114	102	192262	100	192447	117

192447	117	215100	152	220405	150	227022	85	227666	125	260207	65
192448	117	215120	152	220410	150	227023	145	227682	125	260208	65
192462	118	215130	152	220415	150	227024	145	227684	125	260209	65
192466	118	215140	152	220450	150	227028	140	227800	150	260570	68
192467	119	215150	152	220455	150	227029	140	227812	153	260571	68
192468	118	215160	152	220460	150	227030	140	227815	153	260574	68
192472	116	215180	153	220500	144	227032	149	227817	153	260575	68
192480	116	215192	153	220600	150	227033	149	227820	153	260580	68
192490	119	215195	153	220602	150	227037	143	227840	146	260581	68
192491	119	220002	155	220800	56	227038	144	227842	146	261002	65
192492	119	220004	155	220805	56	227039	140	227844	146	261004	65
192493	119	220006	155	220810	56	227040	140	227846	156	261012	66
192494	119	220008	155	220840	146	227050	155	227847	156	261014	66
192495	119	220010	155	220850	56	227051	155	227860	53	261017	66
192496	119	220020	155	220852	56	227052	144	227862	53	261021	66
192497	119	220022	155	220890	56	227061	145	227900	56	261022	66
192504	116	220024	155	220892	56	227066	145	227901	56	264444	62
192506	116	220026	155	220894	56	227071	145	227902	56	264446	62
192550	110	220030	155	220900	83	227076	56	227903	56	264448	62
192552	110	220032	155	220902	141	227077	56	227970	86	264450	62
192554	110	220050	155	220904	83	227081	147	227972	86, 147	264462	62
192556	110	220051	154	220906	83	227082	147	227978	86, 147	264464	62
192558	111	220052	155	221000	140	227086	85	257810	153	264466	62
192560	111	220054	155	221002	140	227087	56	259912	61	264468	62
192610	112	220100	154	221003	140	227100	156	259914	61	264470	62
192612	112	220102	154	221350	109	227102	156	259916	61	264472	62
192614	112	220107	154	221351	109	227103	156	259918	61	264474	62
192616	112	220108	154	221352	109	227104	156	259920	61	264476	62
192620	114	220110	154	221354	109	227108	83	259922	61	264478	62
192622	113	220112	154	221355	109	227110	83	259924	61	264480	62
192624	113	220120	154	221356	109	227111	83	259926	61	264482	62
192626	113	220122	154	221357	109	227222	156	259928	61	264484	62
192628	113	220134	154	221430	108	227230	85	259930	61	264486	62
192630	113	220136	154	221432	108	227250	67	259932	61	264488	62
192640	114	220140	154	221434	108	227252	67	260019	61	264490	62
192642	114	220142	154	221500	83	227254	67	260020	61	265500	62
192644	114	220148	154	222000	151	227256	67	260022	61	265501	62
192646	114	220149	154	222002	151	227258	67	260023	61	265502	62
192648	114	220150	155	222004	151	227296	17, 139	260024	61	265503	62
192650	114	220151	154	222006	151	227300	148	260026	61	265504	62
192656	113	220164	155	222020	151	227302	148	260027	61	265506	62
192750	120	220166	155	223000	148	227304	148	260028	61	265508	62
192752	120	220168	155	223001	148	227340	140	260030	61	265510	62
192754	120	220199	156	223002	148	227342	140	260032	61	265512	62
192756	120	220200	156	223004	148	227500	145	260034	61	265514	62
192880	95	220202	156	223005	148	227510	141	260046	61	265568	62
192886	95	220210	156	223007	148	227512	141	260047	61	265570	62
192888	97	220213	156	223008	148	227514	141	260048	61	265572	62
192890	97	220214	156	223010	148	227520	141	260049	61	265574	62
192895	95	220220	156	223011	148	227522	141	260160	61	265576	62
192896	95	220226	156	223012	148	227524	141	260162	61	265578	62
192990	95	220291	150	223013	148	227628	141	260164	61	265580	62
		220300	150	223010	148	227630	141	260168	61	265582	62
		220305	150	223100	146	227632	141	260170	61	265584	62
<b>2</b>		220310	150	227005	151	227634	141	260200	65	265586	62
215000	152	220310	150	227010	151	227634	141	260201	65	265588	62
215030	152-153	220315	150	227013	151	227636	141	260202	65	265590	62
215040	152	220330	150	227014	151	227638	141	260203	65	265592	62
215060	152-153	220335	150	227015	151	227640	141	260204	65	265594	62
215070	152	220340	150	227016	151	227660	125	260205	65	265636	62
215080	152	220360	52	227020	151	227662	125	260206	65	265638	62
215090	152	220400	55, 150	227021	85	227664	125				

265640	62	266022	64	26A2012	59	26B3025	59	26G1515	59	26M1415	59
265642	62	266024	64	26A2015	59	26B3030	59	26G1815	59	26M1420	59
265644	62	266026	64	26A2020	59	26B3520	59	26G2015	59	26M1430	59
265646	62	266028	64	26A2025	59	26B3525	59	26G3015	59	26M1512	59
265648	62	266030	64	26A2030	59	26B3530	59	26K1010	59	26M1515	59
265650	62	266032	64	26A2512	59	26B4020	59	26K1012	59	26M1520	59
265652	62	266034	64	26A2520	59	26B4025	59	26K1015	59	26M1525	59
265654	62	266036	64	26A2530	59	26B4030	59	26K1020	59	26M1530	59
265656	62	266038	64	26A3012	59	26B5025	59	26K1030	59	26M1620	59
265658	62	266040	64	26A3015	59	26B5030	59	26K1210	59	26M1630	59
265660	62	266042	64	26A3020	59	26B6025	59	26K1212	59	26M1812	59
265662	62	266044	64	26A3025	59	26B6030	59	26K1215	59	26M1820	59
265664	62	266046	64	26A3030	59	26B7025	59	26K1220	59	26M1830	59
265666	62	266048	64	26A3520	59	26B7030	59	26K1230	59	26M2012	59
265668	62	266050	64	26A3530	59	26B8030	59	26K1415	59	26M2015	59
265670	62	266052	64	26A4020	59	26E1012	60	26K1420	59	26M2020	59
265672	62	266054	64	26A4025	59	26E1020	60	26K1425	59	26M2025	59
265674	62	266056	64	26A4030	59	26E1025	60	26K1430	59	26M2030	59
265676	62	266058	64	26A5025	59	26E1430	60	26K1510	59	26M2212	59
265678	62	266060	64	26A5030	59	26E1520	60	26K1512	59	26M2220	59
265706	62	266062	64	26A6030	59	26E1525	60	26K1515	59	26M2230	59
265708	62	266064	64	26A8030	59	26E1530	60	26K1520	59	26M2512	59
265710	62	266066	64	26B0812	59	26E1630	60	26K1530	59	26M2515	59
265712	62	266068	64	26B0830	59	26E1820	60	26K1612	59	26M2520	59
265714	62	266070	64	26B1010	59	26E1830	60	26K1620	59	26M2525	59
265716	62	266072	64	26B1012	59	26E2025	60	26K1630	59	26M2530	59
265718	62	266074	64	26B1020	59	26E2030	60	26K1812	59	26M3012	59
265720	62	266076	64	26B1025	59	26E2230	60	26K1820	59	26M3015	59
265722	62	266150	63	26B1030	59	26E2520	60	26K2010	59	26M3020	59
265724	62	266152	63	26B1212	59	26E2525	60	26K2012	59	26M3025	59
265726	62	266154	63	26B1220	59	26E2530	60	26K2015	59	26M3030	59
265728	62	266156	63	26B1230	59	26E3020	60	26K2020	59	26M3520	59
265730	62	266158	63	26B1415	59	26E3025	60	26K2025	59	26M3525	59
265732	62	266160	63	26B1420	59	26E3030	60	26K2030	59	26M3530	59
265734	62	266170	63	26B1430	59	26E3520	60	26K2512	59	26M4020	59
265736	62	266172	63	26B1512	59	26E3525	60	26K2520	59	26M4025	59
265738	62	26A1010	59	26B1515	59	26E3530	60	26K2530	59	26M4030	59
265740	62	26A1012	59	26B1520	59	26E4020	60	26K3012	59	26M5025	59
265742	62	26A1015	59	26B1525	59	26E4025	60	26K3015	59	26M5030	59
265744	62	26A1020	59	26B1530	59	26E4030	60	26K3020	59	26M6025	59
265746	62	26A1030	59	26B1620	59	26E4525	60	26K3025	59	26M6030	59
265748	62	26A1210	59	26B1630	59	26E5030	60	26K3030	59	26M7025	59
265750	62	26A1212	59	26B1812	59	26E6030	60	26K3520	59	26M7030	59
265752	62	26A1215	59	26B1820	59	26F1020	60	26K3530	59	26M8030	59
265754	62	26A1220	59	26B1830	59	26F1220	60	26K4020	59	26T1012	60
265756	62	26A1230	59	26B2012	59	26F1420	60	26K4025	59	26T1020	60
265758	62	26A1415	59	26B2015	59	26F1520	60	26K4030	59	26T1025	60
265760	62	26A1420	59	26B2020	59	26F1620	60	26K5025	59	26T1430	60
265762	62	26A1425	59	26B2025	59	26F1820	60	26K5030	59	26T1520	60
265764	62	26A1430	59	26B2030	59	26F2020	60	26K6030	59	26T1525	60
265766	62	26A1510	59	26B2212	59	26F2520	60	26K8030	59	26T1530	60
266002	64	26A1512	59	26B2220	59	26F2525	60	26M0812	59	26T1630	60
266004	64	26A1515	59	26B2230	59	26F3025	60	26M0830	59	26T1820	60
266006	64	26A1520	59	26B2512	59	26F3525	60	26M1010	59	26T1830	60
266008	64	26A1530	59	26B2515	59	26F4025	60	26M1012	59	26T2025	60
266010	64	26A1612	59	26B2520	59	26F4030	60	26M1020	59	26T2030	60
266012	64	26A1620	59	26B2525	59	26F5030	60	26M1025	59	26T2230	60
266014	64	26A1630	59	26B2530	59	26F6030	60	26M1030	59	26T2520	60
266016	64	26A1812	59	26B3012	59	26G0815	59	26M1212	59	26T2525	60
266018	64	26A1820	59	26B3015	59	26G1015	59	26M1220	59	26T2530	60
266020	64	26A2010	59	26B3020	59	26G1215	59	26M1230	59	26T3020	60

26T3025	60	306410	72	307203	77	307748	124	307987	142	327022	81
26T3030	60	306412	72	307206	77	307760	124	307988	142	327030	81
26T3520	60	306413	72	307207	77	307761	124	307990	142	327032	81
26T3525	60	306414	72	307208	77	307762	124	307994	142	327040	80
26T3530	60	306416	72	307209	77	307763	124	307995	142	327042	80
26T4020	60	306420	70	307212	77	307769	124	307996	142	327050	76
26T4025	60	306422	70	307213	77	307770	124	307997	142	327052	76
26T4030	60	306424	70	307214	77	307771	124	307999	142	327054	76
26T4525	60	306426	70	307215	77	307772	124	308001	142	327056	76
26T5030	60	306428	70	307216	77	307800	79	308002	142	327200	75
26T6030	60	306430	70	307220	77	307801	79	317102	35	327201	75
277600	141	306432	70	307222	77	307805	79	317104	35	327203	75
277606	141	306438	70	307230	77	307806	79	317106	35	327205	75
		306450	73	307232	77	307810	79	317136	137	327211	74
		306452	73	307234	77	307811	79	317178	54	327212	74
<b>3</b>		306454	73	307240	77	307820	79	317180	54	327213	74
300015	36	306456	73	307241	77	307822	79	317182	54	327302	76
306000	72	306458	73	307242	77	307824	79	317184	54	327304	76
306002	72	306460	73	307243	77	307826	79	317205	130	327306	76
306004	72	306462	73	307250	78	307828	79	317210	132	33C0810	60
306006	72	306468	73	307252	78	307830	79	317247	132	33C1012	60
306008	72	306898	34	307254	78	307832	79	317248	132	33C1212	60
306010	72	306900	34	307256	78	307834	79	317250	132	33C1512	60
306012	72	306902	34	307280	78	307860	23	317256	132	33C1815	60
306013	72	306904	34	307282	78	307865	23	317408	129	33C2015	60
306014	72	306908	34	307290	78	307880	125	317410	129	33C2515	60
306016	72	306920	34	307292	78	307882	125	317412	128	33C3020	60
306100	70	306922	34	307294	78	307884	125	317414	130	33C3520	60
306102	70	306924	34	307296	78	307886	125	317420	130	33C4020	60
306104	70	306926	34	307320	36	307890	126	317422	130	33P0810	60
306106	70	306928	34	307322	36	307892	126	317440	129	33P1012	60
306108	70	306940	34	307324	36	307900	149	317442	129	33P1212	60
306110	70	306942	34	307326	36	307901	149	317444	129	33P1512	60
306112	70	307020	78	307328	36	307902	149	317446	128	33P1812	60
306116	70	307022	78	307330	36	307903	149	31C0810	60	33P2012	60
306117	70, 75	307024	78	307400	53	307904	149	31C1012	60	33P2512	60
306200	70	307026	78	307401	53	307905	149	31C1212	60	33P3015	60
306202	70	307028	78	307410	53	307907	149	31C1512	60	33P3515	60
306204	70	307030	78	307610	122	307908	149	31C1815	60	33P4015	60
306206	70	307072	82	307611	122	307920	48	31C2015	60	340000	55
306208	70	307083	82	307613	122	307922	53	31C2515	60	340007	55
306210	70	307087	82	307620	123	307926	148	31C3020	60	340010	55
306212	70	307102	36	307623	123	307943	44	31C3520	60	340019	55
306213	70	307104	36	307626	122	307944	44	31C4020	60	340020	66
306214	70	307110	35	307627	122	307949	44	31P0810	60	340030	66
306216	70	307112	35	307629	122	307950	44	31P1012	60	340480	40
306218	70	307120	35	307640	126	307952	44	31P1212	60	340500	40
306300	70	307122	35	307650	122	307956	44	31P1512	60	340502	40
306302	70	307124	35	307656	126	307958	53	31P1812	60	340504	40
306304	70	307126	35	307658	126	307959	53	31P2012	60	340506	40
306306	70	307130	36	307660	126	307963	44	31P2512	60	340508	40
306308	70	307132	36	307685	126	307965	44	31P3015	60	340510	40
306310	70	307133	36	307698	124	307970	44	31P3515	60	340512	40
306312	70	307134	36	307700	124	307975	52	31P4015	60	340514	40
306314	70	307135	137	307702	124	307976	52	327000	81	340522	40
306315	70	307136	137	307704	124	307978	142	327002	81	340554	40
306316	70	307138	137	307706	124	307980	52	327006	81	340556	40
306400	72	307139	137	307708	124	307983	142	327008	81	340558	40
306402	72	307200	77	307745	124	307984	145	327014	81	340560	40
306404	72	307201	77	307746	124	307985	56	327016	81	340562	40
306406	72	307202	77	307747	124	307986	142	327020	81	340564	40

340566	40	340990	38	600400	46	607014	49
340568	40	340991	38	600401	46	607016	49
340570	40	342000	39	600402	46	607018	49
340604	40	342001	39	600410	46	607020	49
340606	40	342002	39	600411	46	607022	49
340608	40	342003	39	600452	46	607024	49
340612	40	342004	39	600458	46	607028	49
340652	40	342006	39	600459	46	607030	49
340654	40	342008	39	600460	46	607032	49
340656	40	342009	39	600490	46	630000	66
340658	40	342010	39	600493	46	630010	52, 66
340660	40	342012	39	600494	46	650001	50
340662	40	342014	39	600495	46	650012	50
340664	40	342016	39	600502	46	650031	50
340810	39	342018	39	600505	46	650320	50
340811	39	342020	39	600506	46	650322	50
340812	39	342022	39	600512	46	650330	50
340813	39	342024	39	600515	46	650332	50
340814	39	342026	39	600530	46	650335	50
340815	39	342028	39	600741	46	650460	50
340816	39	342030	39	600743	46	650495	50
340817	39	342032	39	600777	47	650498	50
340818	39	343014	38	600810	47	650580	50
340820	39	343015	38	600812	47	650882	50
340822	39	343016	38	600827	47	657000	51
340824	39	343018	38	600886	47	657004	51
340826	39	343020	38	600887	47	657006	51
340827	39	347015	55	600910	47	657008	51
340828	39			600911	47	657012	51
340829	39			600928	47	657014	51
340830	39	<b>5</b>		600929	47	657016	51
340831	39	500094	158	600935	47	657018	51
340832	39	500095	158	601165	65	657020	51
340834	39	500126	158	601170	65	657022	51
340836	39	500165	158	601239	48	657024	51
340838	39	500262/1	158	601255	47	657030	51
340838	39	500296/1	158	601256	47	657032	51
340839	39	505271/1	158	601258	47	657034	51
340840	39	505302/1	158	601259	47	657036	51
340890	39	505307/1	158	601313	48	657040	143
340891	39	599110	158	601410	46	657041	143
340892	39			601412	46	657052	51
340893	39	<b>6</b>		601413	46		
340900	38	600122	48	601414	46		
340901	38	600123	48	601420	46		
340902	38	600124	48	601422	46		
340903	38	600129	48	601423	46		
340904	38	600130	48	601424	46		
340905	38	600170	48	601453	46		
340906	38	600202	48	601454	46		
340907	38	600273	46	601456	46		
340908	38	600275	46	601458	46		
340909	38	600303	46	601470	48		
340910	38	600319	46	601475	158		
340911	38	600322	46	601476	158		
340912	38	600340	46	607000	49		
340913	38	600342	46	607002	49		
340914	38	600370	46	607003	49		
340916	38	600372	46	607006	49		
340918	38	600375	46	607008	49		
340919	38	600377	46	607010	49		
340922	38	600378	46				

# www.genia.fr

*la référence vétérinaire... sur le net !*



*Retrouvez l'ensemble du catalogue,  
ainsi que nos nouveautés produits et notre actualité  
sur les réseaux sociaux et notre site web.*





22 | 23



Génia

Parc d'Activités Le Pont Béranger  
12 rue Jean-François Champollion  
44680 St. Hilaire de Chaléons - France

Tél : +33 (0)2 40 03 24 17 - Fax : +33 (0)2 40 03 14 71

[genia@genia.fr](mailto:genia@genia.fr)

[www.genia.fr](http://www.genia.fr)

**génia**